


SKG

Масажер для ніг
YS100




ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Багатомовні керівництва



Відскануйте QR-код, щоб отримати посібники з підтримуваних мов
(рекомендується Google).

Насолоджуйтесь включенням живлення



* Принципові схеми наведені тільки для довідки. Фактичні продукти можуть відрізнятися. Фактичні продукти мають переважну силу.

Як використовувати

Масаж стоп 1-2 рази на день по 15-30 хвилин кожен раз може полегшити м'язовий біль, поліпшити кровообіг і поліпшити стан при безсонні. Рекомендується не використовувати його більше 30 хвилин за раз, оскільки тривале застосування може викликати легкий біль.

- ❶ Після підключення джерела живлення індикатор живлення почне блимати і перейде в режим очікування.
- ❷ Зніміть захисну плівку з сенсорної панелі та натисніть кнопку живлення для запуску. Інтенсивність повітряного тиску за замовчуванням низька (L), режим за замовчуванням - mode 1, і він автоматично вимикається через 15 хвилин (червоний індикатор).
- ❸ Натисніть кнопку "Таймер", щоб перейти в 30-хвилинний режим.
- ❹ Виберіть найбільш підходящу комбінацію функцій за допомогою кнопок "режим масажу" і "інтенсивність повітряного тиску" (L/M/H/викл.).
- ❺ Натисніть кнопку «Нагрівання», щоб увімкнути або вимкнути функцію нагріву.
 - Примітка: функція обігріву повинна використовуватися разом з функцією масажу і не може використовуватися окремо.
 - Порада: натискання кнопки великим пальцем може підвищити чутливість до дотиків.
- ❻ Пристрій сумісний з чоловічим взуттям розміром до 13 розміру США (Європейський розмір 47).
- ❼ Тканинний чохол можна знімати і прати (подробиці дивіться на малюнку).

Важливі вказівки з техніки безпеки

Будь ласка, прочитайте всі інструкції перед використанням

- ❶ Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, за винятком випадків, коли вони перебувають під наглядом або проінструктовані особою, відповідальною за їх безпеку.
- ❷ Діти повинні постійно перебувати під наглядом, і їм забороняється користуватися пристроєм без нагляду.
- ❸ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Щоб зменшити ризик опіків, пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей:
 - a) Не залишайте пристрій без нагляду, коли він підключений до мережі. Відключайте пристрій від мережі, коли воно не використовується, а також перед установкою або витяганням деталей.
 - b) Не використовуйте пристрій під ковдрою або подушкою. Перегрів може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травм персоналу.
 - c) при використанні пристрою або дотику до нього необхідно уважно стежити за дітьми, пацієнтами або інвалідами.
 - d) Використовуйте цей пристрій тільки так, як описано в цьому посібнику. Не використовуйте приладдя, не рекомендовані виробником.
 - e) негайно припиніть використання пристрою, якщо шнур живлення або вилка пошкоджені, пристрій несправний, його впустили або він намок у воді.
 - f) Не піднімайте пристрій за шнур живлення.
 - g) Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
 - h) переконайтеся, що вентиляційні отвори пристрою не заблоковані, і не допускайте потрапляння в них ворсу, волосся та іншого сміття.
 - i) Не кидайте сторонні предмети в отвори пристрою.
 - j) Не використовуйте на відкритому повітрі.
 - k) Не використовуйте в середовищі, де використовуються аерозольні балончики або кисень.
 - l) щоб вимкнути пристрій, переведіть його в положення "Викл.", перш ніж від'єднувати від мережі.
- ❹ ТЕХНІЧНІ характеристики: пристрій працює при безпечній напрузі (Номінальна напруга вказана на етикетці).
- ❺ Нагріті поверхні можуть становити небезпеку для людей з підвищеною чутливістю до тепла, і їх слід використовувати з обережністю.
- ❻ УВАГА: гарячі поверхні можуть призвести до серйозних опіків. Не наносьте на ділянки шкіри зі зниженою чутливістю або поганим кровообігом. При використанні функції обігріву необхідно перебувати під наглядом дітей або осіб з обмеженими фізичними можливостями.
- ❼ УВАГА: Не стійте на пристрої, використовуйте його тільки в сидячому положенні.

Будь ласка, зберігайте це керівництво належним чином

Масажер для ніг SKG-інформація про продукт

Специфікація

Модель: YS100	Вхідний сигнал: 12 В-2,5 А
Номінальна потужність: 30 Вт	Зона нагріву: Нижня
Час: 15 хвилин / 30 хвилин	Матеріал: ЄВА + шкіра
Температура нагріву: ≤55°C" (131 ° F)	Колір: Чорний / сірий

Вміст упаковки

Масажер для ніг SKG YS100 x1
Адаптер x1
Керівництво користувача x1

Функція

Час: Виберіть 15 або 30 хвилин з автоматичним відключенням.
Режим масажу: низький (L)/ середній (M)/ високий (H)/вимкнений (OFF).
Інтенсивність повітряного тиску: низький (L)/середній (M) / високий (H)/вимкнено (OFF).
Нагрівання: Натисніть, щоб увімкнути / вимкнути функцію нагрівання.

Технічне обслуговування та догляд

1. Забороняється використовувати напругу, відмінну від номінальної (12 В постійного струму/2,5 А).
2. Непрофесіоналам забороняється ремонтувати пристрій або замінювати його деталі.
3. Якщо адаптер живлення пошкоджений, замінюйте його лише в сертифікованому сервісному центрі виробника.
4. Не використовуйте і не зберігайте пристрій у вологому середовищі або при високій температурі.
5. Будь ласка, вийміть вилку з розетки після використання.
6. Обмежте безперервне використання до 30 хвилин за сеанс.
7. Будь ласка, негайно припиніть його використання, якщо ви відчуваєте дискомфорт.
8. Будь ласка, негайно вимикайте живлення, якщо пристрій нагрілося або видає неприємний запах.
9. Вагітним жінкам, пацієнтам із захворюваннями серця, цукровим діабетом або тромбозом, а також особам з кардіостимуляторами або металевими імплантатами слід проконсультуватися з лікарем перед використанням.
10. Не торкайтеся пристрою гострими предметами.
11. Під час чищення використовуйте м'яку тканину та нейтральний миючий засіб.
12. Забороняється стояти або класти на пристрій важкі предмети.

Діагностика

Поширені запитання	Причина	Рішення
Пристрій не працює	Джерело живлення не підключено / вилка знаходиться в поганому контакті	Знову підключіть шнур живлення до розетки та перевірте вимикач живлення.
Ненормальна інтенсивність масажу	Неправильне положення стопи / неправильний вибір інтенсивності	Відрегулюйте свою позу і починайте з низької інтенсивності
Функція нагріву виходить з ладу або працює занадто повільно	Міжнародні стандарти безпеки обмежують швидкість нагріву	Це нормально з точки зору безпеки. Забезпечте додатковий час нагрівання в холодних умовах
Несправність сенсорної панелі	Захисна плівка не знімається. Пальці вологі / площа дотику недостатня	Зніміть захисну плівку і тримайте пальці сухими