

封面

成品：95*135mm
105G铜板，四色印刷
骑马钉

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Не розбирайте і не ремонтуйте зубну шлітку
2. Якщо у Вас важкий пародоніт або Вас турбують втручання, проконсультуйтеся з лікарем-стоматологом перед використанням.
3. Не закрутайте на довгий час зубну шлітку у воду.
4. Не залишайте шлітку під прямим сонячним промінням
5. Використовуйте з обережністю, якщо не плануєте користуватися ним найбільш довгою тривалістю
6. Не прикріплюйте сильно зубну шлітку до зуба та ясен
7. Необхідно тільки спостереження під час використання приладу дітями або підлітками з обмеженими фізичними здібностями
8. Забудьте включити прилад після використання
9. Ніколи не залишайте прилад уламків без нагляду
10. Використовуйте цей прилад тільки для призначенням, як описано у даній інструкції
11. Не використовуйте додаткові пристрої, що не рекомендовані виробником
12. Тримайте шлітку зарядного пристрою подалі від нагріваних поверхонь
13. Ніколи не кидайте і не вставляйте у прилад будь-які предмети у отвори.

Перед початком використання:

Перед першим використанням електричної зубної шлітки заряді її. Це може зайняти біля 6 - 8 годин до повної зарядки, але коли вона буде повністю розряджена.

Як заряджати:

Коли батарея розрядиться, індикатор сповістить вас про це, нагадуючи, що пора зарядити шлітку.

Видіртеєрмішунюкількоїшліткидля доступу до зарядного пристрою.

Підключіть USB до зубної шлітки і поставте на зарядку, в цей момент загориться індикатор заряду.

Коли батарея заряджена індикатор заряду автоматично припиниться зарядку, якщо з'являються переривання.

При першому застосуванні або після довгого перерви у використанні шлітки індикатор може не загорятися перші 5 хвилин.

Шлітку для допомогою USB може заряджувати як мережі (під'єднуйте блок живлення, він не входить в комплект), комп'ютера, автомобіля та інших джерел живлення.

UA

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Утилізація:

1. Аккумулятор введеним електричним з'єднує штиф замикає на мовока, а щоб відлучити його з електричної штиф, слідуючи інструкціїам.
2. Якщо у Вас є питання з приводу утилізації електричних відходів, зателефонуйте в організацію що займаються утилізацією техніки.

Щоб зняти аккумулятор має закіндитись молоток і виверт.

Вилучення акумуляторної батареї:

1. Цей процес попередній
2. Дотримуюсь основних застережень завжди. Беріть штиф одні, палиш і піддайте його варту роботу повністю.

Щоб зняти аккумулятор має закіндитись молоток і виверт.

3. Відстадіть електричну з'єдну штиф від зарядного пристрою. Розв'яжіть повністю аккумулятор, уникнувши його і замикаючи короткочасно токи він змі не можемо. Потримайте до тих пір, поки він не замкне умикнути штиф.

4. Показати з'єдну штиф на мішну рівню поверхню (молоток) А і напрямку від виверт току. Молоток мішну варту варту по корпусу бачи сонця, поки кришка корпусу не відкритись. Бачте обертати, кришка може відкрити, поки достатня зарядку варту оту.
3. Натисніть на штиф корпусу, щоб вивертні замикає варту з штиф (молоток В).
4. Витягніть батарею пальцями або вивертю (молотком С) паливши чат батареї.

Аккумулятор повністю бачи утилізацією, а інші компоненти використовуйте належним чином.

Гарантія не поширюється:

1. На витратні матеріали та комплектуючі
2. На товари, що ввійшли в ладу або отримали дефекти чат використання їх не за призначенням
3. На товари, що ввійшли в ладу або отримали дефекти чат підлягають до не правдивому дисперту виявлення
4. На несправності, що повстав на зловживанні від безпечної практики, такий як від трітїх сторін, вжива природи, домішань товару, порушення умов товарів сторониюми до рудни
5. На зношені та вугрупувані забруднення, тріщини, шарики, пористості та решта механічних пошкоджень, що виникли внаслідок професійного зносу

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧИСТКЕ:

1. Сократите зубную щетку водой и добавьте пасту
2. Аккуратно поместите щетку в полость рта на 45 градусов от линии десны (Рисунок А)

3. Надавите кнопку для начала работы

4. Надавите вторую кнопку, для выбора режима работы щетки.

5. Во время всей чистки медленно перемещайте щетку по зубам и деснам движениями вперед-назад.

6. Чистите зубы по 30 секунд, как показано на рисунке В

7. После очистки всей полости рта элктроническая зубная щетка автоматически выключится после 2х минут использования, рекомендуемое стоматологами время
8. Чтобы выключить щетку нажмите на кнопку

Примечание: Электроническая зубная щетка безопасна для использования людьми с брекетами и другими стоматологическими конструкциями (пломбы, виниры, коронки, мосты и т.д.)

Установка насадки:

1. Вставьте насадку на зубную щетку. Совместите направляющую отметку (А) на нижней части насадки-щетки с направляющей направляющей отметки (В) на верхней части корпуса щетки, как показано на рисунке.
2. Поверните головку щетки так, чтобы направляющие метки на задней части насадки совпали, как показано на рисунке.

Стоматологи рекомендуют менять насадку на зубной щетке каждые три месяца для достижения лучшего эффекта.

[illegible]