


Опис термометра



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Прилад можна використовувати тільки для вимірювання температури тіла.
- Необхідно обов'язково дотримуватись мінімального часу вимірювання до появи звукового сигналу.
- Подбайте про те, щоб діти не могли використовувати прилад без нагляду, оскільки деякі його діючі частини можуть бути проковтнуті.
- Оберегайте прилад від ударів і падінь.
- Уникайте температури навколишнього середовища вище 60 °C і ні в якому разі не кип'ятіть прилад.
- Для очищення термометра використовуйте тільки ті засоби, які приведені в розділі «Очищення і дезінфекція».
- Функція цього пристрою може бути порушена при використанні на близькій відстані сильних електромагнітних полів, таких як мобільні телефони або радіостанції, тому ми рекомендуємо тримати такі пристрої на відстані не менше 3,3 м (м). У тих випадках, коли це неможливо, будь ласка, перед використанням переконайтеся, що пристрій працює належним чином.
- Ми рекомендуємо перевіряти точність приладу кожні два роки або після механічного удару (наприклад, падіння). Будь ласка, зверніться до сервісної служби Microlife для здійснення перевірки.

UA

Батареї та електронні прилади слід утилізувати відповідно до прийнятих норм і не викидати разом із побутовими відходами.	IP21 Захист від сторонніх предметів і шкідливих впливів, обумовлених проникненням води.	REF Номер за каталогом	LOT Номер партії	Виріб типу BF
Виробник	Дата виготовлення	Ознайомлення з інструкціями для застосування	Тримайте сухим	CE 0044 Сертифікація CE
Знак відповідності технічним регламентам				

ВКЛЮЧЕННЯ ТЕРМОМЕТРА

Для включення термометра натисніть кнопку ВКЛ./ВИКЛ. яка знаходиться у верхній частині приладу. Короткий звуковий сигнал інформує про включення термометра. Здійснюється тест дисплея. Всі сегменти повинні з'явитися на дисплеї. Потім, при температурі навколишнього середовища менше ніж 32 °C, на дисплеї з'являється символ «L» і блимаючий символ «°C». Тепер термометр готовий до роботи.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМОМЕТРА

Оберіть метод вимірювання. Під час вимірювання на дисплеї безупинно відображається поточна температура, а символ «°C» блимає увесь цей час. Якщо пролунає 10 коротких звукових сигналів «біп» і символ «°C» перестане блимати - збільшення температури в цей час становить менше ніж 0,1 °C за 16 секунд. Для збільшення строку служби батареї виключайте термометр коротким натисканням кнопки ВКЛ./ВИКЛ. Інакше термометр виключиться автоматично приблизно через 10 хвилин.

ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ

Після натискання кнопки ВКЛ./ВИКЛ. довше ніж 3 секунди, при включенні термометра, на дисплеї відображається максимальна температура, автоматично збережена під час останнього вимірювання. Одночасно, на дисплеї відображається символ «M», що означає пам'ять. Через 3 секунди індикація зникне, і термометр готовий до нового вимірювання. Потім збережений результат буде видалено з пам'яті.

СПОСОБИ ВИМІРЮВАННЯ

У роті (орально).

Розташуйте термометр ліворуч або праворуч під язиком (сублінгвально). Вимірвальний сенсор повинен знаходитися в хорошому контакті із тканинами. Закрийте рот і рівно дихайте носом, щоб повітря не впливало на результат вимірювання. Приблизний час вимірювання: 1 хвилина.

У задньому проході (ректально).

Це найбільш надійний метод вимірювання, який особливо підходить для немовлят і малюків. Обережно введіть вимірвальний сенсор термометра на 2-3 сантиметри в анальний отвір. Час вимірювання: 1 хвилина.

У паховій западині (аксиллярно).

Для отримання найбільш точних результатів ми рекомендуємо Вам вимірювати температуру орально або ректально. Продовжуйте вимірювання протягом 3-5 хвилин після того, як пролунає звуковий сигнал.

ОЧИЩЕННЯ І ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Для очищення термометру використовуйте спиртову серветку або бавовняну тканину, змочену в спирті (Етиловий). Вологе протирання дисплею Етиловим спиртом захищає його від поступового загасання. Будь ласка ніколи не занурюйте у рідину.

ЗАМІНА БАТАРЕЙКИ

Поява на дисплеї символу «▼» (перевернутий трикутник) означає, що батарейка розряджена й потребує заміни. Батареї можна придбати в будь-якому магазині електроварів. Переконайтеся, що ви взяли батарейку того ж типу. Для заміни батарейки зніміть кришку батарейного відсіку з термометра. Заставте нову батарейку полюсом «+» дотори. З питань утилізації батарейок див. «Інструкції з безпеки».

Цей прилад відповідає вимогам Директиви щодо медичних пристроїв 93/42/ЕЕС. Право на внесення технічних змін зберігається.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	Термометр медичний електронний MT 3001
Діапазон вимірювань:	від 32,0 °C до 43,9 °C Темп. < 32,0 °C: відображається «L» (дуже низька температура) Темп. > 43,9 °C: відображається «H» (дуже висока температура)
Точність вимірювань:	± 0,1 °C у діапазоні від 34 °C до 42 °C
Умови експлуатації:	від +10 °C до +40 °C при відносній вологості від 15% до 95%
Самоконтроль:	Автомат. внутр. функціональний тест при контр. показнику 37,0 °C; при відхиленні більш 0,1 °C відображається показник «ERR» (помилка)
Дисплей:	Рідкокристалічний дисплей з трьома цифровими позиціями. Точність вимірювання: 0,1 °C
Звуковий сигнал:	Використовується як сигнал про готовність до вимірювання, а також для повідомлення про те, що підвищення температури складає менш ніж 0,1 °C / 16 сек.
Пам'ять:	Для збереження останнього вимірювання значення.
Умови зберігання:	від -25 °C до +60 °C при відносній вологості від 15% до 95%
Батареї:	1,5 / 1,55 V; LR 41
Час роботи батарейок:	Приблизно 4500 вимірювань (при використанні нової батарейки)
IP Клас:	IP21
Відповідність стандартам:	EN 12470-3, медичні термометри. ASTM E1112, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Строк служби:	2 роки

БЕЗКОШТОВНА ГОРЯЧА ЛІНІЯ
0 800 507 567
 з мобільних і стаціонарних телефонів

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 26.04.2019 р.
 Редакція №1

ГАРАНТІЯ

Ми даємо Вам 2 роки гарантії від дати покупки. Дана гарантія не розповсюджується на пошкодження, що викликані неправильним поводженням із приладом. Гарантія також не розповсюджується на батарейки та упаковку. Будь-які вимоги по відшкодуванню іншого пошкодження приладу виключені. Гарантійні претензії повинні подаватися з документом, що підтверджує покупку. Будь ласка, зверніться до найближчої гарантійної майстерні Мікролайф. Дата покупки: _____

УТИЛІЗАЦІЯ

Даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення строку служби. Для запобігання нанесення можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, необхідно відокремити цей прилад від інших типів відходів і утилізувати його згідно з рекомендаціями національних стандартів і правил утилізації, для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів. Даний продукт не містить шкідливих речовин.

ПРИМІТКИ

- Характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Цей термометр не містить будь-яких компонентів, що підлягають технічному обслуговуванню. Рекомендуємо перевіряти точність вимірювання термометра раз в два роки в спеціалізованій Торговій організації, в якій Ви придбали прилад, або сервісному центрі.

Microlife AG, Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland/Мікролайф АГ, Еспенштрассе 139, 9443 Віднау, Швейцарія на заводі: ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. No. 138, Huasheng Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China /ОНБО Електронік (Шеньчжень) Ко., Лтд. No. 138, Хуашенг Роуд,

Ланкоу Комьюніті, Даланг Стріт, Лонгуа Дістрікт, Шеньчжень, Китай (телефон +41 71 727 70 00, факс +41 71 727 70 01, admin@microlife.ch, www.microlife.com, www.microlife.ua)

Імпортер: ТОВ «МЕДІМІКОРТ», вул. Гоголя, буд. 15, приміщення 16, м. Дніпро, 49044, Україна



Уповноважений представник в Україні:
 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВЕГА УКРАЇНА»
 вул. Шевченка, буд. 17, м. Дніпро, 49044,
 Україна, тел.: (052) 366-77-58,
 office@vega-healthlife.com

Інформація щодо електромагнітної сумісності (ЕМС)
 Оскільки кількість та тип електронних пристроїв, як ПК (мобільні (стільникові) телефони, збільшуються, медичні виробки, що використовуються, можуть бути чутливими до електромагнітних завад, що створюються іншими пристроями. Електромагнітні перешкоди можуть порушувати роботу медичного виробу і створювати потенційно небезпечні ситуації.

Медичні виробки також не повинні заважати функціонуванню інших пристроїв.

Щоб регламентувати вплив з ЕМС (електромагнітної сумісності) з метою запобігання виникненню небезпечних ситуацій, пов'язаних з використанням продукції, був введений в дію стандарт EN60601-1-2:2007.

Цей стандарт визначає рівні стійкості до електромагнітних перешкод, а також максимальні рівні електромагнітного випромінювання стосовно медичного обладнання.

Даний медичний виріб, відповідає вимогам стандарту EN60601-1-2:2007 щодо стійкості до перешкод і випромінювання, що випускається.

Протяг сід, дотримуватися спеціальних запобіжних заходів:

Поблизу даного медичного виробу не слід використовувати мобільні (стільникові) телефони та інші пристрої, які генерують сильні електричні або електромагнітні поля. Це може порушувати роботу виробу і створювати потенційно небезпечні ситуації.

Розв'язання отримувати відстані мінімум 3,3 м (м). Переконайтеся в правильності роботи виробу, якщо дистанція менше.

З Додатковою ЕМС на даний виріб можна ознайомитися на сайті www.microlife.ua