

# REMINGTON®



# i-LIGHT® REVEAL™

HAIR REMOVAL

INTENSE PULSED LIGHT (IPL) HAIR REMOVAL  
FOR THE FACE AND BODY



GUARANTEE <sup>+1</sup>  
**2**  
yr  
IPL2000

Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington®. Przed użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przed użyciem wyjmij z opakowania.

## WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- 1 OSTRZEŻENIE - ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO OPARZENIA, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU LUB OBRAŻENIA CIAŁA:
- 2 Wykorzystuj urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- 3 Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa wadliwie.
- 4 Nie pozostawiaj włączonego do sieci urządzenia bez nadzoru.
- 5 Wtyczkę i przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- 6 Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Wymiany można dokonać w naszych centrach usług międzynarodowych.
- 7 Przechowywać urządzenie w temperaturze między 15°C a 35°C.
- 8 Należy używać wyłącznie części dostarczonych z urządzeniem.
- 9 Nie obracaj lub zginaj przewodu zasilającego, ani nie owijaj go wokół urządzenia.
- 10 Korpus urządzenia nie jest wodoodporny i nie należy go myć. Nie wkładaj urządzenia do cieczy, nie używaj go w pobliżu wanny, brodzika, innych pojemników oraz na zewnątrz pomieszczeń.
- 11 Upewnij się, że przewód zasilający i adapter są suche. Jeśli urządzenie wpadło do wody, nie sięgaj po nie - natychmiast odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- 12 Nie podłączaj lub odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
- 13 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.  
Urządzenie może być używane tylko pod nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- 14 Przechowuj urządzenie i przewód z dala od dzieci poniżej 8 lat.
- 15 Urządzenie powinno być ładowane poprzez zatwierdzone bezpieczne adaptery separacyjne PA-0510E (dla wersji UE) lub PA-0610U (dla wersji UK) o mocy wyjściowej 5.0V DC; 1000mA (wyjście adaptera) lub zatwierdzony bezpieczny adapter separacyjny WR9QA1200LMDG2720 (R) o mocy wyjściowej 5V, 1200mA (wyjście adaptera).
- 16 NIE zakrywaj otworów wentylacyjnych w trakcie użytkowania; ich zadaniem jest chłodzenie urządzenia. Zakrywanie może spowodować przegrzanie urządzenia.
- 17 NIE UŻYWAJ, jeśli opakowanie lub urządzenie wygląda na uszkodzone oraz jeśli jakkolwiek część urządzenia jest pęknięta lub uszkodzona. Może to zwiększyć ryzyko uszkodzenia skóry lub oczu przez lampę błyskową.
- 18 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego czy też zastosowania w salonach fryzjerskich.



## GŁÓWNE CECHY

### URZĄDZENIE

- 1 Okno emisji impulsu
- 2 Głowica do zabiegów
- 3 Przyciski zwalniające głowicę
- 4 Czujnik karnacji skóry
- 5 Przycisk uwalniania impulsu
- 6 Wyświetlacz LCD
- 7 Mięka ściereczka
- 8 Pokrowiec (nie pokazano)

### WYŚWIETLACZ LCD

- 9 Naładowanie akumulatora
- 10 Licznik impulsów lampy
- 11 Żywotność żarówki
- 12 Poziom intensywności
- 13 Przycisk poziomu intensywności
- 14 Zasilanie Wł/Wył
- 15 Ładowarka

## ZAPOZNAJ SIĘ Z i-LIGHT REVEAL

### ✳ Czym jest i-Light REVEAL?

System i-Light PRO jest oparty na rewolucyjnej technologii światła i jest przeznaczony do usuwania w warunkach domowych niechcianego owłosienia na ciele i kobiecej twarzy.


i-Light REVEAL wykorzystuje sprawdzoną klinicznie technologię, wykorzystywaną przez zawodowych dermatologów w salonach kosmetycznych, zoptymalizowaną do osobistego wykonywania zabiegów na mniejszych powierzchniach skóry.

### ✳ Czym jest intensywny impuls świetlny (IPL) i jak działa i-Light REVEAL?

IPL - (Intense Pulsed Light) jest uznaną technologią stosowaną na całym świecie od ponad 15 lat. i-Light REVEAL wykorzystuje tę technologię do generowania intensywnych impulsów światła na skórze. Impuls działa pod powierzchnię skóry do nasady włosów, pomagając zatrzymać ich wzrost. (Rys 1) Energia impulsu światła skierowana jest na ciemną kolorystykę; najlepsze wyniki osiąga się przy włosach ciemniejszych.

Impulsy światła mogą (w sposób szkodliwy) oddziaływać na ciemną skórę, dlatego i-Light REVEAL należy używać tylko na typ skóry od jasnej do średniej (I-IV).

Fig. 1



### ✳ Czego można oczekiwać od i-Light REVEAL?

Efekty nie są natychmiastowe, ale większość użytkowników zauważy ubytek włosów w ciągu 1-2 tygodni od rozpoczęcia zabiegów. W tym czasie może się wydawać, że włosy nadal rosną, ale faktycznie są w pewien sposób "wypychane". Rys. 2.

Fig. 2



Ważne by powtórzyć proces co 2 tygodnie, 3 razy, w celu zapewnienia działania urządzenia na każdy, aktywny włos.

Indywidualne efekty mogą się różnić dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że dla uzyskania optymalnych rezultatów trzeba będzie powtórzyć zabieg.

Może wystąpić pewien porost włosów, ale będą one rzadsze, cieńsze i o jaśniejszym kolorze niż włosy oryginalne. Taki odrost jest normalny i należy go oczekiwać.

Po pierwszym zastosowaniu urządzenia należy kontynuować użycie produktu co tydzień przez 6-12 tygodni (w przypadku ciemniejszej skóry proces może być dłuższy).



## OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

### WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zanim zaczniesz używać i-Light REVEAL:

Upewnij się, że przeczytałeś wszystkie ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Stosując wykrzes klasyfikacji fototypów skóry znajdujący się na pudełku i na początku niniejszej instrukcji, przy pomocy zintegrowanego czujnika skóry określ, czy to urządzenie jest dla Ciebie odpowiednie.

Porównaj swoje włosy z wykresem typów włosów znajdującym się na początku niniejszej instrukcji, aby upewnić się, że urządzenie jest dla Ciebie odpowiednie.

#### \* Typ skóry

- Patrz wykres fototypów skóry na stronie 2.
- Nie należy stosować na naturalnie ciemnej skórze (Fitzpatrick typu V i VI), ponieważ mogą powstać oparzenia, pęcherze oraz zmiany karnacji skóry.
- Nie należy stosować na skórę opaloną lub po niedawnej ekspozycji na słońcu, gdyż może dojść do oparzeń lub uszkodzenia skóry.
- i-Light REVEAL nie jest skuteczny na włosach naturalnie siwych, szarych, blond lub rudych, na ciele lub na twarzy.

#### \* Powierzchnie skóry, na których nie można przeprowadzać zabiegu:

- Nie stosować na skórze głowy lub uszu.
- Nie stosować na męskiej twarzy lub szyi
- Nie stosować powyżej kości policzkowych (w zastosowaniu do kobiecej twarzy).
- Nie stosować na sutki, brodawki lub narządy płciowe.
- Nie stosować na fragmenty skóry pokryte tatuażem lub permanentnym makijażem.
- Nie stosować na ciemnobrązowe lub czarne plamki jak znamiona, oznakowania lub piegi.
- Nie stosować na miejsca po niedawnej operacji, głębokim złuszczeniu naskórka, resurfacingu laserowym, na bliznach lub na skórze uszkodzonej przez oparzenia lub otarcia.

#### \* Kiedy nie stosować/Kiedy unikać stosowania i-Light REVEAL

- NIE STOSUJ, jeśli masz opaleniznę na fragmentach ciała, które chcesz poddać zabiegom. Skóra może być zbyt ciemna i zabiegi na opalonej skórze mogą przejściowo spowodować obrzęki skóry, pęcherze, a nawet skóra może zmienić kolor. Poczekaj, aż opalenizna zniknie.
- NIE STOSUJ na skórę po kosmetykach; zabiegi na takich fragmentach ciała mogą przejściowo spowodować obrzęki skóry, pęcherze, a nawet skóra może zmienić kolor. Przed użyciem dokładnie umyj fragment ciała, na którym ma zostać dokonany zabieg.
- NIE STOSUJ wielokrotnego naświetlania tego samego miejsca w czasie jednej sesji, może to przejściowo spowodować obrzęki skóry, pęcherze, a nawet skóra może zmienić kolor.
- NIE STOSUJ naświetlania tego samego miejsca częściej niż raz w tygodniu, efekty nie przyjdą szybko, natomiast może się zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęków skóry, pęcherzy lub zmiany koloru skóry.
- NIE STOSUJ na uszkodzoną skórę, w tym na otwarte rany, opryszczkę, oparzenia słoneczne, oraz wcześniej jak po 6-8 tygodniach w miejscach, gdzie skóra łuszczy się i odbudowuje.
- NIE STOSUJ na podrażnioną skórę, w tym na wysypki i obrzęki skóry. Czynniki te mogą sprawić, że

skóra stanie się bardziej wrażliwa. Takie obszary skóry przed przystąpieniem do zabiegu muszą być zdrowe.

- NIE STOSUJ, jeśli masz skórę wrażliwą na światło. W celu ustalenia, czy możesz używać i-Light REVEAL, zanim rozpoczniesz naświetlanie, wykonaj test na małym fragmencie swojej skóry i odczekaj 24 godziny, aby sprawdzić czy nie wystąpiły jakieś niepożądane objawy.
- NIE STOSUJ, jeśli jesteś lub możesz być w ciąży albo karmisz piersią. i-Light REVEAL nie został przetestowany na kobietach w ciąży. Zwykle zmiany hormonalne okresu ciąży lub karmienia piersią mogą zwiększyć wrażliwość skóry i ryzyko uszkodzenia skóry.
- NIE STOSUJ na niczym innym jak skórą.
- NIE STOSUJ tego modelu (IPL2000) do celów innych niż depilacja.
- NIE STOSUJ na miejsca, gdzie może będziesz chcieć, aby włosy rosły. Efekty depilacji mogą być trwałe i nieodwracalne.
- ✳ **OSTROŻNIE:** Unikaj podawania zabiegowi powierzchni, na których rosną włosy pierwotne ("puszek"), gdyż może to spowodować niepożądany odrost owłosienia.
- Nie stosuj na twarz, jeśli chorowałaś na opryszczkę, zastosowanie IPL lub innego leczenia, które podrażnia skórę, może spowodować nawrót opryszczki.
- Jeśli wcześniej był użyty laser profesjonalny, kliniczny lub sterowany samodzielnie albo IPL, bądź były stosowane elektrolityczne zabiegi usuwania włosów, przed użyciem i-Light REVEAL należy odczekać, co najmniej 6 miesięcy. Jeśli wcześniej było stosowane woskowanie, wrywanie lub epilowanie włosów, przed użyciem i-Light REVEAL należy odczekać, co najmniej 6 tygodni. Urządzenie działa na mieszki włosowe pod skórą i nie będzie skuteczne, jeśli włosy były wrywane.
- NIE STOSUJ bezpośrednio na lub w pobliżu implantów medycznych, takich jak implantowany rozrusznik serca, defibrylator lub dozownik insuliny. Chociaż podczas badań klinicznych nie stwierdzono problemów związanych z użytkowaniem takich urządzeń, zaleca się przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących użytkowania urządzeń elektronicznych w celu uniknięcia ich uszkodzenia lub przerwania aktywnego działania implantowanej aparatury.
- Nie stosuj na lub w pobliżu niczego sztucznego jak silikonowe implanty, implanty antykoncepcyjne z implanonem, rozruszniki serca, podskórne porty do wstrzyknięć (dozownik insuliny) lub piercing.
- Urządzenia komunikacji bezprzewodowej mogą wypływać na i-Light REVEAL, odległość od nich powinna wynosić co najmniej 3,3m.
- Nie stosować w pobliżu metalowych plomb, implantów, aparatów ortodontycznych.

## PRZYGOTOWANIE DO PRACY

### ✳ INSTRUKCJA ŁADOWANIA

- Przed pierwszym użyciem, upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
- Podłącz ładowarkę sieciową do urządzenia, a następnie do gniazdka.
- Jedno pełne ładowanie trwa 1.5 godzin.
- W zależności od wybranego poziomu energii; jedno, pełne naładowanie zapewnia około 100 impulsów. (Niższy poziom energii zapewni więcej impulsów w ciągu jednego naładowania).

### ✳ Funkcja szybkiego ładowania

- Urządzenie jest również wyposażone w funkcję szybkiego ładowania.
- W celu wykorzystania tej funkcji, ładować urządzenie przez 15 minut.

- To zapewni około 20 impulsów.
- W trakcie ładowania akumulatora, wyświetlacz LCD pokazuje ikonkę ładowania Rys.3
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wyświetlacz LCD pokazuje ikonkę akumulator naładowany Rys.4

Rys. 3





Rys. 4



- W trakcie użytkowania stan akumulatora jest pokazywany na wyświetlaczu LCD przez ikonkę 'Naładowanie akumulatora'. Rys. 5

Rys. 5

Naładowanie  
akumulatoraNiski poziom  
energiiAkumulator  
rozładowany


- \* UWAGA: Urządzenie nie może pracować, gdy jest podłączone do sieci lub jest w trakcie ładowania.
- \* PORADA: Zaleca się ładowanie urządzenia po każdym użyciu, tak, aby było całkowicie naładowane i przygotowane do kolejnego zabiegu.

## 👁️ STOSOWANIE i-LIGHT REVEAL DO ZABIEGU




- \* Test karnacji skóry
- 1 Jeszcze raz przeczytaj Ostrzeżenia i środki ostrożności.
  - 2 Zapoznaj się z funkcjami urządzenia i-Light.
  - 3 Porównaj z wykresem klasyfikacji typów skóry, aby upewnić się, że Twój kolor skóry znajduje się w dopuszczalnym zakresie. Rys. 6



Rys. 6




4 Włącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania. Rys. 7



✳ UWAGA: Przy każdym włączeniu urządzenia, pojawi się przypomnienie, aby przetestować swoją karnację skóry.

- Wyświetlacz LCD pokaże ikonkę "Czujnik karnacji skóry". Rys. 8
  - Czujnik karnacji skóry znajduje się na tylnej ścianie urządzenia i miga na pomarańczowo. Rys. 9
- 5 Mocno dociśnij czujnik karnacji skóry (migające pomarańczowe światło) do miejsca, które ma zostać poddane zabiegowi i przytrzymaj przez 2 sekundy. Rys. 10.




- Odczyt jest automatyczny.
- Ciągłe pomarańczowe światło i "brzęczenie" = Skóra może być zbyt ciemna
- Ciągłe zielone światło i "pisk" = Karnacja skóry jest OK

✳ UWAGA: Test karnacji skóry należy powtórzyć dla każdego fragmentu skóry, który ma zostać poddany zabiegowi.

✳ Wybór poziomu intensywności

- Przy każdym nowym włączeniu (ON) urządzenie jest automatycznie ustawiane na poziomie intensywności 1. Aby zmienić poziom, naciśnij przycisk wyboru poziomu intensywności. Rys. 11





- Po osiągnięciu poziomu 3, naciśnięcie przycisku Poziom intensywności przywraca urządzenie do poziomu intensywności 1.
- Urządzenie i-Light REVEAL może pracować w 3 poziomach intensywności. Poziom 1 (1 słupek) jest najniższy, a poziomy 3 (3 słupki) jest najwyższy.
- ✳ **PORADA:** Dla uzyskanie najlepszego rezultatu zawsze wykorzystuj taki możliwie wysoki poziom intensywności, przy którym skóra nie odczuwa dyskomfortu.
- Przetestuj urządzenie i-Light na skórze
- Przetestuj działanie urządzenia i-Light na małym fragmencie swojej skóry i odczekaj 24 godzin, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne niepożądane reakcje.
- Zaczynij od poziomu intensywności 1 i emituj jeden impuls świetlny.
- Naświetl skórę przykładając mocno okienko świetlne do ciała. Usłyszysz sygnały dźwiękowe i czujnik karnacji skóry powinien zaświecić się ciągłym zielonym światłem. Naciśnij przycisk impulsu, aby wyemitować impuls. Rys. 12 Rys. 12



- ✳ **PORADA:** Pomagaj sobie lusterkiem, aby obserwować czujnik karnacji skóry. Jeżeli odbite światło jest nieprzyjemne, przed każdym rozbłyskiem lampy możesz przymknąć oczy.
- Łagodna lub umiarkowana dolegliwość jest normalna. Jeśli masz odczucie, że impuls wyemitowany na poziomie intensywności 1 był łagodny, zwiększ poziom intensywności na 2. Przesuń urządzenie w inne miejsce i emituj kolejny impuls i-Light REVEAL. Powtarzaj procedurę, aż znajdziesz ustawienie, przy którym czujesz się najlepiej.
- Odczekaj 24 godziny, a następnie obejrzyj powierzchnię poddaną zabiegowi. Jeśli skóra wydaje się normalna, wykonaj pierwszy pełny zabieg przy określonym przez siebie poziomie intensywności.
- ✳ **UWAGA:** Na każdym fragmencie twarzy lub ciała, który chcesz depilować, trzeba wykonać oddzielny test.
- ✳ **Zastosuj urządzenie i-Light tam gdzie potrzebujesz**
- ✳ **Przygotuj skórę do zabiegu**
- 1 Upewnij się, że powierzchnia skóry, która ma być poddana zabiegowi jest czysta, bez oliwki, dezodorantu, perfum, makijażu, mleczka i kremów. Zgol lub przytnij włosy z miejsca, gdzie chcesz dokonać zabiegu i upewnij się, że skóra jest czysta i sucha. Jeśli trzymasz, włosy muszą być przycięte do mniej niż 0,5mm. Rys. 13

Rys. 13




- 2 Do usuwania owłosienia nie wolno stosować wosku, depilacji, pincety lub kosmetyków do depilacji, ponieważ przeciwdziałają procesowi IPL.


**\* Przygotuj urządzenie do zabiegu**

Użyj czujnika karnacji skóry, aby odblokować urządzenie. Rys. 14.  
Wybierz odpowiedni poziom intensywności (rys. 15).

Rys. 14



Rys. 15



**👁 ZABIEG**


- Przyłóż okienko świetlne mocno do skóry. Gdy okienko świetlne dotyka skóry, światło jest ciągle zielone. Rys. 16

Rys. 16



- Naciśnij przycisk impulsu, aby wyemitować impuls. Oczekuj jasnego błysku światła (podobnie jak z lampy błyskowej) i łagodnego odczucia ciepła.
- \* UWAGA:** Urządzenie może emitować impulsy mniej więcej co 5 sekund. W międzyczasie na wyświetlaczu pojawia się ikonka klepsydry, Rys. 17. Kiedy urządzenie jest gotowe do emisji, ikonka znika, świeci się ciągle światło zielone (gdy głowica do zabiegów jest w pełnym kontakcie ze skórą).


Rys. 17



Rys. 18

- Przemieszczaj głowicę jak w strukturze siatkowej. Rys. 18

- Aby uzyskać najlepsze efekty, postępuj zgodnie z wytycznymi jak na Rys.19



- \* **PORADA:** Dla lepszego kontaktu ze skórą, naciągaj skórę - kontur skóry w niektórych miejscach może utrudniać dobre przyleganie czujników do skóry. Może się okazać, że dla lepszego kontaktu ze skórą, dobrze będzie zawiązać górną wargę na zęby lub wypchnąć policzki językiem.
- Aby zachować rachubę błysków zastosowanych w jednym zabiegu, urządzenie jest wyposażone w "Licznik błysków lampy" dla sesji. Rys. 20. Każde włączenie urządzenia zeruje licznik.

## 👁️ PIELĘGNACJA PO ZABIEGU

Po zabiegu można zauważyć pewne zaczerwienienie lub odczuć niewielkie podgrzanie skóry. Jest to normalne i szybko mija. Dla uniknięcia podrażnienia skóry po zabiegu należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Unikaj wystawiania skóry na działanie słońca przez 24 godziny po zabiegu. Przez 2 tygodnie po każdym zabiegu chroń skórę stosując SPF 30.
- Przez co najmniej 2 tygodnie po ostatnim zabiegu, nie opalaj się zbyt długo na słońcu, nie korzystaj z solarium, ani nie stosuj samoopalaczy.
- Po zabiegu, staraj się, żeby skóra była czysta i sucha. Pij dużo wody w celu nawodnienia skóry.
- Przez 24 godziny po zabiegu, nie pływaj, nie bierz gorących kąpieli, gorących pryszniców, nie korzystaj z łaźni parowych ani z sauny.
- Przez 24 godziny po zabiegu nie bierz udziału w sportach kontaktowych.
- W trakcie stosowania zabiegów, nie używaj depilacji (woskowanie, wrywanie, nitkowanie lub kremy) - golenie jest dopuszczalne, ale dopiero po upływie 24 godzin po każdym zabiegu.
- Przez 24 godziny po zabiegu, nie stosuj kremów wybielających ani produktów perfumowanych.

## 👁️ CZYSZCZENIE URZĄDZENIA i-LIGHT REVEAL


- ⚠️ **OSTROŻNIE:** Przed czyszczeniem urządzenia i-Light REVEAL, upewnij się, że wyłącznik sieciowy jest wyłączony (OFF), a przewód zasilający jest odłączony od urządzenia.
- Regularne czyszczenie ma wpływ na optymalne rezultaty i długi czas pracy urządzenia.
- Użyj czystej, gładkiej ściereczki (jedna dostarczona z urządzeniem) lub bawełnianego wacika, aby delikatnie przetrzeć powierzchnię i okienko świetlne, głowicę do zabiegów i czujnik karnacji skóry. W razie potrzeby, można zwilżyć szmatkę lub wacik bawełniany wodą z łagodnym mydłem.
- Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia.
- ⚠️ **OSTRZEŻENIE:** Jeśli okno emisji impulsu jest pęknięte lub uszkodzone, nie wolno korzystać z urządzenia. Nie może być żadnych rys na szkle filtrującym ani na metalowej powierzchni wewnątrz głowicy zabiegowej.
- ⚠️ **OSTRZEŻENIE:** Wewnątrz urządzenia i-Light jest wysokie napięcie. Nie wolno go zanurzać w wodzie. Nie wolno czyścić urządzenia ani jego części pod bieżącą wodą lub myć w zmywarce.
- Ze względu na ryzyko pożaru nie należy używać środków czyszczących na bazie ropy naftowej lub łatwopalnych. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać czyszczyków, środków ściernych ani żrących płynów, takich jak olej lub aceton.

## ➡️ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW / PRZECHOWYWANIE / KONSERWACJA




### ✳️ Obsługa urządzenia i-Light REVEAL

- ⚠️ **OSTROŻNIE:** Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych urządzenia i-Light, upewnij się, że przełącznik sieciowy jest wyłączony (OFF), a przewód zasilający jest odłączony od stacji bazowej.
- ✳️ **Wymiana głowicy do zabiegów**
  - Głowica do zabiegów generuje 6,000 błysków niezależnie od ustawienia poziomu intensywności. Po wykorzystaniu w głowicy do zabiegów wszystkich impulsów, trzeba ją wymienić.
  - Ikona "Pozostała żywotność żarówki" na wyświetlaczu ostrzega, gdy liczba pozostałych impulsów jest niska. Rys. 21.

Rys. 21




- Wyświetlacz pozostałej żywotności żarówki, Rys. 22.

Stan	Pełna	Niepełna	Wyczerpana
Wyświetlacz pozostałej żywotności żarówki	Nowa żarówka daje 6,000 impulsów; żarówka całkowicie wypełniona.	Gdy pozostaje mniej niż 300 impulsów, żarówka zaczyna migać	Gdy pozostaje mniej niż 600 impulsów barwa ikonki żarówki zmienia się na jaśniejszy odcień szarości.
<b>IKONKA</b>			


✳ **UWAGA:** Głowicę do zabiegów trzeba wymienić, gdy uszkodzona jest rurka lampy.

- Naciśnij przyciski zwalniające głowicę do zabiegów i delikatnie pociągnij, aby wyciągnąć głowicę. Rys. 23.
- Wymień na nową głowicę do zabiegów, upewniając się, że zaskoczyła na swoim miejscu. Rys. 24.

Rys. 23



Rys. 24







✳ **Przechowywanie**

- Przed odłożeniem do przechowania, wyłącz urządzenie, odłącz z sieci i pozwól mu przez 10 minut ostygnąć.
- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze między 15°C i 35°C.

### ✱ Rozwiązywanie problemów


- Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj całą instrukcję obsługi urządzenia i-Light.
- Jeśli wystąpią problemy z urządzeniem i-Light, odnieś się do tego przewodnika rozwiązywania problemów. W niniejszym rozdziale są omówione najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć w trakcie użytkowania i-Light.
- Jeśli postępujesz zgodnie z instrukcją zawartą w tym rozdziale i nadal występują problemy, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Remington® w celu udzielenia dalszej pomocy.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
<p>Urządzenie nie uruchamia się.</p>	<p>Urządzenie nie jest naładowane. Urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu LCD pojawi się obrazek.</p> 	<p>Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane - podłącz kabel ładowarki do gniazdka w ścianie. Na wyświetlaczu LCD powinna się pojawić ikonka ładowania akumulatora. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wskaźnik naładowania akumulatora będzie wypełniony:</p> 
	<p>Głowica do zabiegów jest źle założona. Urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu LCD pojawi się obrazek.</p> 	<p>Upewnij się, że głowica do zabiegów jest prawidłowo założona na urządzenie.</p> <p>Po prawidłowym zainstalowaniu głowicy do zabiegów usłyszysz "kliknięcie", zgasną światelka i wyciszy się sygnał dźwiękowy.</p>

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
<p>Urządzenie dotyka mojej skóry i nic się nie dzieje. Nawet po kilku sekundach nie słychać sygnału dźwiękowego.</p>	<p>Być może trzeba wykonać test karnacji skóry. Na wyświetlaczu LCD pojawi się:</p> 	<p>Umieść migające pomarańczowe światło na planowanym do zabiegu fragmencie skóry. Urządzenie może wymagać dodatkowego testu karnacji skóry, jeżeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Urządzenie nie jest używane w ciągu pięciu minut</li> <li>- Przechodzisz na inny obszar ciała</li> <li>- Urządzenie zostało wyłączone i ponownie włączone</li> </ul>
	<p>Główica do zabiegów nie jest w pełnym kontakcie ze skórą.</p>	<p>Sprawdź, czy główica do zabiegów dotyka skóry. Urządzenie nie wygeneruje impulsu, jeśli główica do zabiegów nie ma pełnego kontaktu ze skórą.</p>
	<p>Dotykasz małej powierzchni, takiej jak między brwiami lub w pobliżu oczu.</p>	<p>Dla własnego bezpieczeństwa, nie używaj urządzenia w pobliżu oczu, brwi i rzęs.</p>


Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Naciskam przycisk impulsu a błysk światła nie jest emitowany.	Głowica do zabiegów nie jest w pełnym kontakcie ze skórą.	Sprawdź, czy głowica do zabiegów dotyka skóry. Urządzenie nie wygeneruje impulsu, jeśli głowica do zabiegów nie ma pełnego kontaktu ze skórą.
	Zbyt krótki czas między błyskami.	Urządzenie wymaga około 5 sekund, aby się naładować pomiędzy błyskami. Gdy urządzenie jest gotowe do wygenerowania impulsu, światło się świeci na zielono.
	Trzeba wymienić głowicę do zabiegów; wyświetlacz LCD pokaże ikonkę "Żywotność żarówki wyczerpana" i będzie migać.	Upewnij się, że ikonka Żywotność Żarówki nie jest pusta i nie miga. Jeśli miga, wyłącz urządzenie i wymień głowicę do zabiegów.



Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
<p>Naciskam przycisk impulsu, a błysk światła nie jest emitowany.</p>	<p>Urządzenie potrzebuje trochę czasu na ostygnięcie. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu LCD pojawi się obrazek.</p> 	<p>Odczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie. Nie wyłączaj urządzenia zanim ten obrazek zniknie i urządzenie jest gotowe do ponownego użycia. W normalnych warunkach taka sytuacja nie ma miejsca, problem może wystąpić, jeśli urządzenie jest nadmiernie gorące.</p>
	<p>W pomieszczeniu jest za ciepło, urządzenie nie może ostygnąć.</p>	<p>Użyj i-Light REVEAL w chłodniejszym środowisku, w którym temperatura jest niższa niż 27°C (lub 80°F).</p>

<b>Problem</b>	<b>Prawdopodobna przyczyna</b>	<b>Działanie</b>
Przeprowadziłam test karnacji skóry; światło zmieniło się na pomarańczowe i słyszę brzęczenie	Twoja skóra może być zbyt ciemna do zabiegu. Patrz wykres skali typów skóry na początku niniejszej instrukcji.	Przy Twojej karnacji skóry nie możesz używać urządzenia i-Light REVEAL. Prosimy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.
	Test został wykonany nieprawidłowo.	Jeśli czujnik karnacji skóry (migające pomarańczowe światło) nie dotyka mocno skóry, urządzenie wyemituje sygnał odrzucenia. Spróbuj przyłożyć czujnik karnacji skóry mocno do skóry.
	Nie działa czujnik karnacji skóry.	Prosimy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

<b>Problem</b>	<b>Prawdopodobna przyczyna</b>	<b>Działanie</b>
Brud lub zanieczyszczenia utknęły w okienku świetlnym.	Trzeba wyczyścić urządzenie.	Postępuj zgodnie z regułami czyszczenia w tej instrukcji.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Urządzenie - Nie działa - Nie emituje sygnałów dźwiękowych - Nie wyświetla tego symbolu (z numerem referencyjnym):  	Urządzenie nie działa prawidłowo i może wymagać obsługi serwisowej.	Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym i podaj numer referencyjny z wyświetlacza.

- ✳ **NIE PRÓBUJ** otwierać lub naprawiać urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane tylko w autoryzowanych centrach serwisowych i-Light REVEAL.
- Otwarcie urządzenia może narazić użytkownika na niebezpieczne działanie komponentów elektrycznych i energii impulsów świetlnych, które mogą spowodować poważne uszkodzenia ciała i/lub trwałe uszkodzenie wzroku. Próba otwarcia urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji. Jeśli masz urządzenie, które wymaga naprawy, prosimy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.



## OCHRONA ŚRODOWISKA

Aby uniknąć zagrożeń dla środowiska i zdrowia ze względu na niebezpieczne substancje znajdujące się w komponentach elektrycznych i elektronicznych, urządzeń oznaczonych tym symbolem nie wyrzucaj wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi - składniki urządzenia mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi.



Köszönjük, hogy ezt az új Remington® terméket választotta. Kérjük, olvassa el és őrizze meg a jelen utasítást.

Használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagokat.



## FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- 1 FIGYELEM – AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK, ÁRAMÜTÉS, TŰZ ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSE ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:
- 2 A készüléket csak a használati útmutatóban leírt célokra használja.
- 3 Ne használja a készüléket, ha az sérült, vagy nem megfelelően működik.
- 4 Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az csatlakoztatva van a hálózati áramkörre.
- 5 Tartsa távol a tápkábelt és a csatlakozó dugót a fűtött felületektől.
- 6 Ne használja a készüléket, ha tápkábele sérült.
- 7 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolja a készüléket.
- 8 Csak olyan kiegészítőket használjon, amikkel a készülék el van látva.
- 9 Ne csavarja vagy tekerje fel a kábelt, illetve ne tekerje a készülék kóré.
- 10 A készülék teste nem mosható és nem vízálló. Ne helyezze a készüléket folyadékba, ne használja vízzel töltött fürdőkád, medence vagy egyéb tároló mellett, illetve ne használja kültéren.
- 11 Ellenőrizze, hogy a tápkábel és az adapter nem nedvesek. Ne nyúljon a készülék után, ha az vízbe esett – először azonnal húzza ki a fali elektromos aljzatból.
- 12 Vizes kézzel ne dugja be és ne húzza ki a készüléket.
- 13 Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű vagy elegendő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felnőtt személy felügyeli/utasításokkal látja el őket, illetve megértették a lehetséges veszélyeket. Ne hagyja, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 éven aluli, felügyelet nélküli gyerekek nem végezhetik el. 8 éven aluli gyerekektől tartsa távol a készüléket és a kábelt.  
A készüléket csak felnőtt vagy felnőtt felügyelete mellett szabad használni.
- 14 A készüléket és a vezetéket tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
- 15 A készülék PA-0510E (Európában) és PA-0510U (az Egyesült Királyságba) jóváhagyott biztonsági szigetelő akkumulátorokkal van felszerelve. A kimenő kapacitás 5 Vdc, 1000 mA (akkumulátor kimenet), vagy WR9QA1200LMDG2720(R) jóváhagyott biztonsági szigetelő akkumulátor, aminek 5 Vdc a kimenő kapacitása, 1200 mA (akkumulátor kimenet).
- 16 Használat közben NE takarja el a szellőzőnyílásokat, mivel ezek segítenek a készülék hűtésében. Ez túlmelegedést okozhat a készülékben.
- 17 NE HASZNÁLJA a készüléket, ha a csomagolása vagy a készülék sérültnek tűnik, vagy ha a készülék bármelyik része repedt vagy törött. Ellenkező esetben fokozottabb az esélye a szem vagy bőrsérülés élszenvedésének a villanófénytől.
- 18 A készülék nem kereskedelmi vagy fodrászati célú használatra készült.



## FŐ JELLEMZŐK

### KÉSZÜLÉK

- 1 Villanásjelző ablak
- 2 Kezelő Fej
- 3 Kezelő Fej Eltávolító Fül
- 4 Bőrárnyalat Érzékelő
- 5 Villanás gomb
- 6 LCD Kijelző
- 7 Szőszmentes kendő
- 8 Tároló zsák (nincs feltüntetve)

### LCD KIJELEZŐ

- 9 Akkumulátor élettartam
- 10 Villanófény Szakasz Számláló
- 11 Izzó élettartam
- 12 Energia fokozat
- 13 Energia szint gomb
- 14 Be-és kikapcsolás
- 15 Adapter

## IRMERKEDÉS AZ i-LIGHT REVEAL-lel

### ✦ Mi az i-LIGHT REVEAL?

Az i-Light PRO rendszer egy forradalmi, fényalapú eszköz, melyet a nem kívánt testszőrzet és a női arcon lévő szőrszálak otthoni eltávolítására terveztek.

Az i-LIGHT REVEAL egyszerű, klinikailag bizonyított technológiát használ, amit a szakértő bőrgyógyászok és szalonok is alkalmaznak, de a kisebb területek személyes kezelésére optimalizálva.

### ✦ Mi az Intenzív Villanófény (IPL) és hogy működik az i-LIGHT REVEAL ?


Az IPL – (Intenzív Villanófény) egy jól megalapozott technológia, amit több mint 15 éve használnak világszerte. Az i-LIGHT REVEAL ezt a technológiát alkalmazza a fény bőrön történő intenzív felvillanásával.

Az impulzus a bőr felszíne alatt hat, így a szőrt a gyökerénél célozza meg, ezzel akadályozva annak növekedését. (1. ábra)

A villanófényben lévő energia a sötétebb színre jobban hat, és a legjobb eredményeket a sötétebb szőrzeten lehet tapasztalni.

A sötét bőr megcélzásának (és a lehetséges sérülések) elkerülése érdekében az i-LIGHT REVEAL-t csak világostól középbarna bőrányalaton (I-IV.) használja.

Abra. 1



#### ✳ Mit várhat az i-LIGHT REVEAL-től

Az eredmény nem azonnali, de a legtöbb használó a kezelés megkezdését követő 1-2 héten belül kevesebb szőrt észlel. Ebben az időszakban úgy tűnhet, mintha a szőr még nőne, de ez valójában « kilökődik ». 2. ábra

Abra. 2



Vizsgálataink szerint csupán egyetlen kezelés is már jelentős szőrzetritkulást eredményez, azonban az optimális eredményt általában egyetlen művelettel nem lehet elérni, hiszen a kezelés az anagén fázisban levő szőrszálak esetében hatékony. A legjobb eredmény biztosításához mindig ismételje meg a kezelést, ha újra szőr kinövését észleli. Az elért eredmény egyénenként változó, kezdetben azonban a legtöbb esetben a kívánt eredményt a területek háromszor, két hetes időközönként elvégzett újakezelésével lehet biztosítani.

Az eredmények egyénenként eltérők lehetnek. Az optimális eredmény érdekében a kezelést többször ajánlatos elvégezni.

Valamennyi szőrnövekedés tapasztalható, de ez a szőr ritkább, finomabb és világosabb színű, mint az eredeti szőrszálak. Ez az újanövekedés teljesen természetes, és várható folyamat.

A kezdeti kezeléseket után, rendszeres heti kezeléssel 6 - 12 héten belül optimális szőrtelenítési eredményt érhetünk el. (sötétebb bőr esetén ez hosszabb időt vehet igénybe).



## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### ◆ FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Mielőtt elkezdene használni az i-LIGHT REVEAL-t:

Olvasson el minden Figyelmeztetést és Biztonsági Információt. Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy az i-LIGHT REVEAL megfelel-e az Ön számára.

Használja a dobozon és a jelen kézikönyv elején található, bőrtípusokat bemutató táblázatot és a beépített érzékelőt, hogy megállapítsa, a készülék megfelel-e az Ön számára.

Tanulmányozza a szőrszín skálát a használati útmutató elején, hogy meg tudja győződni arról, hogy a készülék megfelel-e az Ön számára.

#### \* Bőrtípus

- Ld. a bőrszíneket bemutató táblázatot a(z) 2. oldalon.
- Ne használja természetesen sötét tónusú bőr (a Fitzpatrick skála szerinti V. and VI. típusok) esetén, mert égési sérülést, hólyagokat és színelváltozást okozhat.
- Ne használja leburnult bőrön vagy ha nemrég napozott, mert égési sérülést vagy a bőr egyéb sérülését okozhatja.
- Az i-LIGHT REVEAL nem hatékony a természetes fehér, ősz, szőke és vörös test- illetve arcszőrzeten.

#### \* Nem kezelhető területek:

- Ne használja a fejbőr és fülek területén.
- Ne használja férfi arcbőrön és nyakon
- Ne használja az arccsont felett (női arcon).
- Ne használja a mellbimbók, a bimbóudvar és a nemi szervek területén.
- Ne használja, ha a kezelendő területen tetoválás vagy sminktetoválás található.
- Ne használja sötétbarna vagy fekete foltokon, pl. anyajegyeken, májfoltokon vagy sötét szeplőkön.
- Ne használja, ha a kezelendő felületen friss műtéti heg, égési sérülés vagy leforrázás nyoma található, illetve ha azon nemrég mélyhámleaszást vagy lézeres bőrmegújítást végezett.

#### \* Mikor ne/ Mikor használja az i-LIGHT REVEAL-t?

- NE HASZNÁLJA LEBARNULT BŐRÖN, mivel a bőre esetleg túl sötét és a leburnult bőrön történő alkalmazás átmeneti bőrduzzanatot, hólyagokat okozhat, vagy megváltoztathatja a bőre színét. Várjon, amíg a bőre kihálványodik, mielőtt használná.
- NE HASZNÁLJA kozmetikai készítményekkel kezelt bőrön, mivel az átmeneti bőrduzzanatot, hólyagokat okozhat, vagy megváltoztathatja a bőre színét. Győződjön meg róla, hogy alaposan megtisztította-e a kezelni kívánt területet használat előtt.
- NE alkalmazzza a villanófényt többször egymás után ugyanazon a területen egy kezelés során, mivel az átmeneti bőrduzzanatot, hólyagokat okozhat, vagy megváltoztathatja a bőre színét.
- Egyetlen területet se kezeljen TÖBBSZÖR egy héten, mivel ez nem fokozza az eredményt, de növeli a bőrduzzanatot, hólyag vagy bőrszín elváltozásának esélyét.
- NE HASZNÁLJA sérült bőrfelületen, így nyílt seben, herpeszen, leégésen vagy olyan felületen, ahol bőrradírozást végezték vagy az előző 6-8 hétben bőrregeneráló kezelése volt.
- NE HASZNÁLJA irritált bőrfelületen, így kiütéses vagy duzzadt bőrön. Ezek sokkal érzékenyebbet tehetik a bőrt. Várja meg a teljes gyógyulást, mielőtt használná a készüléket.

- NE HASZNÁLJA, ha a bőre érzékeny a fényre. Annak megállapításához, hogy használhatja-e az i-Light REVEAL-t, csináljon egy tesztet a bőre egy kis felületén és várjon 24 órát, hogy meg tudja állapítani, vannak-e kedvezőtlen reakciók, mielőtt nagyobb felületen is alkalmazná.
- NE HASZNÁLJA, ha esetleg terhes vagy szoptat. Az i-Light REVEAL-t nem tesztelték terhes nőknél. A hormonális változások együtt járnak a terhességgel és a szoptatással és növelhetik a bőrérzékenységet és a bőrsérülés kockázatát.
- CSAK bőrön alkalmazza a villanófényt.
- SEMMILYEN más célra ne alkalmazza ezt a modellt (IPL 2000), csak szőreltávolításra.
- NE HASZNÁLJA olyan felületen, ahol azt szeretné, ha valamikor még szőr nőne. Az eredmény esetleg végleges és visszafordíthatatlan.
- ✳ **FIGYELEM:** Kerülje az olyan felületek kezelését, ahol csak pihés szőr van (nagyon vékony, finom szőr) mivel ez nem kívánt szőr újránövedést eredményezhet.
- Ne használja arcbőrén, ha korábban az adott területen herpesz volt; az IPL vagy hasonló készülékek használata a bőr irritációját okozhatja, így a herpesz visszatérését idézheti elő.
- Ha professzionális, klinikai, önállóan végzett, IPL vagy elektrolízises szőreltávolító kezelése voltak, várjon legalább 6 hetet az i-Light REVEAL használatáig. Ha legyantázott, levágott vagy epilált a kezelendő bőrfelület, várjon legalább 6 hetet az i-Light REVEAL használatáig. A készülék a bőre alatti szőrzet hat, hogy a tövével gyengítse el, így a kezelés nem hatásos, ha a szőr ki lett húzva.
- NE HASZNÁLJA a készüléket közvetlenül az Aktív Beültetett Orvosi Eszközök felett vagy epilált, mint a pacemaker, belső defibrillátor vagy az inzulin készülékek. Bár semmiféle problémát nem jegyeztek fel a készülék használatával kapcsolatban, mégis javasolt az aktív beültetett orvosi eszközök figyelmeztetéseire figyelemmel lenni, hogy elkerüljük egy aktív beültetett eszköz meghibásodását vagy zavarát.
- Ne használja mesterséges dolgok felett vagy közelében, beleértve a szilikon implantátumokat,
- Implanon fogamzásgátló implantátumot, szubkután injekciós portot (inzulinadagoló) vagy piercinget.
- A vezeték nélküli kommunikációs berendezések hatással lehetnek az i-Light REVEAL készülékre, ezért legalább 3,3 m távolságban kell tartani ezektől.
- Ne használja fém eszközök, fog implantátumok és fogszabályzó felett.

## A HASZNÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE

### ✳ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK A TÖLTÉSHEZ

- Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen fel van töltve.
- Dugja be az adaptort a készülékbe és ezt követően a konnektorba.
- Egy teljes feltöltés 1.5 órába telik.
- Az kiválasztott energiaszint beállításától függően, egy teljesen feltöltött állapotú akkumulátor 100 villanást tesz lehetővé. (alacsonyabb energiaszint beállítás esetén több villanás is lehetséges)
- ✳ **Gyors töltés funkció**
- A készülék gyors töltés funkcióval is rendelkezik.
- A gyors töltés funkció esetén 15 percig töltsa a készüléket
- Ez a funkció kb. 20 villanást tesz lehetővé.



- Amikor az akkumulátor töltődik, az LCD kijelző a 3. ábrán látható töltési ikont mutatja.
- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az LCD kijelző a 4. ábrán látható, akkumulátor feltöltve ikont mutatja.

Abra. 3




Abra. 4



- Használat során az akkumulátor állapotát az LCD kijelzőn látható « Akkumulátor élettartama » ikon jelzi. 5. ábra.

Abra. 5

Akkumulátor  
élettartamaAlacsony  
Akkumulátor  
töltöttségAkkumulátor  
lemerült

- \* MEGJEGYZÉS: A készülék nem használható, amíg be van dugva a konnektorba vagy töltődik.
- \* TANÁCS: Azt javasoljuk, hogy minden használat után töltsa a készüléket, hogy biztosan teljesen feltöltött legyen és készen álljon a használatra következő alkalommal.


## 👁️ AZ i-LIGHT REVEAL HASZNÁLATA KEZELÉS SORÁN

### \* Bőrnyalatteszt




- 1 Olvassa el a Figyelmeztetések és fontos biztonsági utasítások részt!
- 2 Ismerkedjen meg az i-Light készüléke funkcióival.
- 3 Tanulmányozza a bőrnyalatt skálát, hogy meggyőződjön arról, hogy bőrszíne az elfogadható tartományban van. 6. ábra



Abra. 6



4 A bekapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. 7. ábra.



- ✱ **MEGJEGYZÉS:** Minden alkalommal, amikor a készüléket bekapcsolja, a készülék figyelmezteti, hogy ellenőrizze bőrnyalátát. Az LCD kijelző megjeleníti a 'Bőrnyalát Érzékelő' ikont. 8. ábra. A Bőrnyalát Érzékelő a készülék hátoldalán helyezkedik el és egy villogó narancssárga fényt jelez. 9. ábra.
- 5 A Bőrnyalát Érzékelőt (villogó narancssárga fény) erősen nyomja rá a kezelni kívánt bőrfelületre és tartsa rajta 2 másodpercig. 10. ábra

Abra. 10




- Az olvasás automatikusan megtörténik.
- Folyamatos narancssárga fény és 'zúgás'=A bőr lehet, hogy túl sötét.
- Folyamatos zöld fény és 'sípolás'= A bőr rendben van.

✱ **MEGJEGYZÉS:** Minden egyes kezelni kívánt területen meg kell ismételni a bőrnyalát tesztet.

### ✱ Energia Szint Kiválasztása

A készülék minden alkalommal, amikor BE kapcsolja, automatikusan az 1 energia fokozatra állítja be magát. A fokozat megváltoztatásához nyomja meg az Energia Fokozat Kiválasztása Gombot. 11. ábra

Abra. 11



- A 3. fokozat elérése után az Energia Szint Gomb megnyomásával újra az 1 energia fokozat kerül beállításra.
- Az i-Light REVEAL 3 energiafokozattal rendelkezik. Az 1 fokozat (egy sáv) a legalacsonyabb, a 3 fokozat (3 sáv) a legmagasabb.
- ✳ **TANÁCS:** A leghatékonyabb eredmény érdekében mindig azt a legmagasabb energia szintet használja, ami nem okoz kellemetlen érzést a bőrön.
- ✳ **Az i-Light REVEAL készülék tesztelése a bőrön**
- Próbálja ki az i-Light REVEAL készülék használatát egy kis bőrfelületen, majd várjon 24 órát, hogy fellép-e valamilyen mellékhatás a területen.
- Kezdje az 1. energia fokozattal és villantson egyszer.
- A bőr villantásához helyezze a villanó ablakot erősen a bőrére. Egy 'sípólást' fog hallani és a bőrnyalvat érzékelő folyamatos zöld fényel fog világítani. Nyomja meg a villanófény gombot. 12. ábra

Abra. 12



- ✳ **TANÁCS:** Érdemes tükröt használni a bőrnyalvat érzékelő figyeléséhez. Ha a visszatükröződő fény kellemetlen, becsukhatja a szemét minden villanás előtt. Az enyhe vagy mérsékelt diszkomfort érzés normális. Ha az 1 energia fokozatú villanás elviselhető, növelje azt a 2 energia fokozatra. Helyezze a készüléket egy másik felületre és villantson az i-Light REVEAL-lel még egyszer. Ismételje a folyamatot mindaddig, amíg úgy nem érzi, hogy a beállítás megfelelő az Ön számára. Várjon 24 órát és vizsgálja meg a tesztelt területet. Ha a bőr normál állapotúnak tűnik, végezze el az első teljes kezelést azon az energia fokozaton, ami megfelelőnek tűnt.
- MEGJEGYZÉS: A készüléket minden egyes kezelni kívánt felületen tesztelni kell az arctól a testig.
- ✳ **A kívánt terület(ek) kezelése az i-Light készülékkel**
- ✳ **A bőr előkészítése**
- 1 Bizonyosodjon meg róla, hogy a kezelni kívánt terület tiszta, és mentes minden olajtól, dezodortól, parfümtől, sminktől, testápolótól vagy krémtől. A kezelni kívánt területen borotválja vagy vágja le a szőrt és győződjön meg róla, hogy a bőr tiszta és száraz. Ha levágja a szőrt, annak 0,5 mm-nél rövidebbnek kell lennie. 13. ábra.



Abra. 13



- 2 Soha ne használjon gyantát, epilátort, csipeszt vagy szőrtelenítő terméket a szőr eltávolítására, mivel ezek kellemetlen mellékhatásokat okozhatnak az IPL folyamattal együtt.

**\* A készülék előkészítése a kezeléshez**


Használja a bőrnyalvat érzékelőt az egység feloldásához 14. ábra. Válassza ki a kívánt energiaszintet (15. ábra).



## KEZELÉS

- Helyezze a villanó ablakot erősen az arcára. A fény folyamatosan zölden fog világítani, ha a villanó ablak a bőrhöz ér. 16. ábra


Abra. 16



- Nyomja meg a Villanófény Gombot a villantáshoz. Egy erős villanó fényt kell látnia (hasonló a fényképezőgép vakujához), és enyhe meleget kell éreznie.

- \* MEGJEGYZÉS:** A készülék körülbelül 5 másodpercenként képes villantásra. Addig egy homokóra ikon látható a kijelzőn (17. ábra). Ha a készülék ismét kész a villantásra, az ikon eltűnik, és a fény folyamatos zólddé változik (amennyiben a kezelőfej teljes felületén érintkezik a bőrrel).


Abra. 17




Abra. 18

- Rácszerű mintában kezelje a bőrét. 18. ábra.

- A legjobb eredmény érdekében kövesse a 19. ábrán látható útmutatót.



- \* **TANÁCS:** Feszítse meg a Bőrt a jobb Bőr Érintkezés érdekében – a bőr körvonalai nehezíthetik az érzékelő bőrrrel való érintkezését egyes területeken. Egyszerűbbnek találhatja, ha a felső ajkát a fogaira szorítja vagy használja a nyelvét az arca megfeszítéséhez a jobb érintkezés érdekében.
- A villanások számontartásához a készülék egy 'Villanófény Szakasz Számláló'-val van felszerelve. 20. ábra. Minden alkalommal utána állítódik, amikor a készüléket bekapcsolja.



## 👁 KEZELÉS UTÁNI ÁPOLÁS

A kezelés után a bőr enyhe kipirosodását és melegség érzetet tapasztalhat. Ez normális, és gyorsan elmúlik. A bőr kezelés utáni irritációjának elkerüléséhez végezze el a következő óvintézkedéseket:

- A kezelés után 24 óráig ne tegye ki a bőrét közvetlen napfénynek. SPF 30-as krémmel védje bőrét két hétig az egyes kezeléseik után.
- A kezelés után legalább két hétig ne tegye ki bőrét napsütésnek, szoláriumozásnak vagy önbarnító krém hatásainak.
- A kezelés után tartsa tisztán és szárazon bőrét, és igyon sok vizet, hogy bőre hidratált maradjon.
- A kezelés után 24 órán át ne vegyen forró fürdőt, zuhanyt, ne menjen gőzkabinba vagy szaunába.
- Ne sportoljon 24 óráig a kezelés után
- A teljes kezelés alatt ne szórótelenszen (kerülje a gyantázást, csipeszt, trimmelés vagy szőrtelenítő krémeket) – a borotválás lehetséges, ha az egyes kezeléseik után 24 óráig nem borotválja az adott területet.
- Ne használjon fehéritő hatású krémeket, vagy illatosított termékeket a kezelés után 24 órán keresztül.

## 👁️ i-LIGHT REVEAL ESZKÖZÉNEK TISZTÍTÁSA


- ⚡ FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt megtisztítaná i-Light REVEAL készülékét, ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, és hogy a töltőszinór ki van-e húzva a készülékből.
- A rendszeres tisztítás biztosítja az optimális működést és a készülék hosszú élettartamát.
- Használjon tiszta, szakadásmentes rongyot (egy jár a készülékhez) vagy pamut törlőt a készülék felületének, a Villanó Ablak, a Kezelő Fej és a Bőrnyalatt Érzékelő finom áttörléséhez. Ha szükséges, nedvesítse be a rongyot vagy pamut törlőt vízzel és finom szappannal.
- Hagyja teljesen megszáradni a készüléket, mielőtt ismét használná.
- ⚡ FIGYELEM: Ha a Villanás ablak törött vagy megrepedt, tilos a készüléket tovább használni. Soha ne karcolja meg a Kezelőfejben lévő szűrőüveget vagy a fém felületet.
- ⚡ VIGYÁZAT: Az i-Light készülék nagy feszültséget használó eszköz. Soha ne merítse vízbe. Soha ne mossa a készüléket vagy bármely tartozékát folyó víz alatt vagy mosogatógépben.
- Ne használjon petróleum-alapú vagy gyúlékony tisztítószeret, mivel azok tűzveszélyesek. A készülék tisztításához soha ne használjon súrolószivacsot, karcoló hatású tisztítószeret vagy maró hatású folyadékokat, például olajat vagy acetont.

## ➔ HIBAELHÁRÍTÁS / TÁROLÁS / KARBANTARTÁS

### ✳️ i-Light Reveal készülék karbantartása

- ⚡ VIGYÁZAT: Az i-Light eszköz karbantartása előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta a főkapcsolót, és kihúzta a tápkábelt a hálózati aljzatból.
- ✳️ **A Kezelőfej cseréje**
  - A kezelőfej 6,000 villanást képes végezni az energia fokozattól függetlenül. Amikor a Kezelőfej elhasználta a villanásait, ki kell cserélni.
  - A kijelzőn található 'Izzó Élettartam Jelző' ikon jelzi, amikor a még meglévő villanások száma alacsony. 21. ábra.

Abra. 21




- Izzó Élettartam Kijelző 22. ábra.

Állapot	Teljes	Részben teljes	Üres
izzó élettartam kijelző	Egy új izzó 6,000 villanásra képes és az Izzó Töltöttség Színe erős.	Amikor kevesebb, mint 300 villanás maradt, az Izzó Töltöttség Színe villogni kezd.	Ha kevesebb, mint 600 villantás maradt, az Izzó Töltöttség Színe halványabb szürkévé válik.
<b>IKON</b>			


✳ **MEGJEGYZÉS:** A kezelőfejet ki kell cserélni, ha a Lámpa Cső el van törve.

1. Nyomja meg a Kezelő Fej Eltávolító Fület és óvatosan húzza meg a Kezelőfej eltávolításához..
2. Cserélje ki egy új Kezelőfejjel meggyőződve arról, hogy az a helyére kattant. 24. ábra

Abra. 23



Abra. 24






✳ **Tárolás**


- A készülék tárolásának megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati aljzataból és hagyja hűlni 10 percig.
- Száraz helyen, 15° C és 35° C közötti hőmérsékleten tárolja a készüléket.

### ✱ Hibaelhárítás


- Az i-Light készülék használata előtt olvassa végig ezeket az utasításokat.
- Tekintse meg a jelen hibaelhárítási útmutatót, ha problémát tapasztal az i-Light készülék használatával kapcsolatban, mivel ebben a részben megtalálja a leggyakoribb problémákat, melyek az i-Light készülék használata alatt felmerülnek.
- Ha követte a jelen fejezet utasításait, de még mindig hibát tapasztal, lépjen kapcsolatba a Remington® Szervizközpontjával, ahol további segítséget kaphat.

Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
A készülék nem kapcsol be.	<p>A készülék nincs feltöltve. A készülék kétszer 'sípól' és az LCD kijelző ezt a képernyőt mutatja.</p> 	<p>Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen fel van töltve – dugja be a töltő zsinórt a konnektorba. Az Akkumulátor Töltő ikonnak meg kell jelennie az LCD kijelzőn. Amikor a készülék teljesen feltöltődött, az Akkumulátor élettartam mutató megteltet mutat.</p> 
	<p>A Kezelőfej nincs tökéletesen csatlakoztatva. A készülék kétszer 'sípól' és az LCD kijelző ezt a képernyőt mutatja.</p> 	<p>Győződjön meg róla, hogy a Kezelőfej megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez.</p> <p>Ha a Kezelőfej megfelelően van csatlakoztatva, egy 'kattanást' kell hallania és a világítás és 'sípolás' befejeződik.</p>




Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
<p>Amikor a készüléket a bőrhöz tartom semmi nem történik. A készülék pár másodperc után sem 'sípol'.</p>	<p>Esetleg el kell végeznie egy bőrrnyalat tesztet. Az LCD kijelző ezt a képernyőt jeleníti meg:</p> 	<p>Tegye a villogó narancssárga fényt a kezelni kívánt terület bőréhez. A készülék lehet, hogy új Bőrrnyalat tesztet kíván végrehajtani ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A készüléket nem használta öt percig.</li> <li>- Szünetet tart a kezelés közepén.</li> <li>- A készüléket kikapcsolja, majd ismét be.</li> </ul>
	<p>A Kezelőfej nem érintkezik tökéletesen a bőrrel.</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a Kezelőfej érintkezik a bőrrel. A készülék nem villan addig, amíg a Kezelőfej nem érintkezik tökéletesen a bőrrel.</p>
	<p>Egy kisebb felületet próbáljon meg kezelni mint például a szemöldökök közti rész vagy a szemek közeli rész.</p>	<p>Az Ön biztonsága érdekében a készüléket NE használja sehol a szem, szemöldök vagy szempillák környékén.</p>

Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
Nem bocsát ki villanó fényt a készülék, amikor megnyomom a Villanófény gombot.	A kezelőfej nem érintkezik tökéletesen a bőrrel.	Ellenőrizze, hogy a Kezelőfej érintkezik-e a bőrével. A készülék nem villan addig, amíg a Kezelőfej nem érintkezik tökéletesen a bőrrel.
	Nem várt elég időt a két villanás között.	A készüléknek körülbelül 5 másodpercre van szüksége az újratöltéshez két villanás között. Amikor a készülék kész az újravillantásra, a fény folyamatos zölddé válik.
	A Kezelőfejet ki kell cserélni; az LCD kijelző az 'Izzó Üres' ikont mutatja és ki-be villog.	Győződjön meg róla, hogy az Izzó Élettartam, Ikon nem üres és villog. Ha villog; kapcsolja ki a készüléket és cserélje ki a Kezelőfejet.

Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
<p>Nem bocsát ki villanó fényt a készülék, amikor megnyomom a Villanófény gombot.</p>	<p>A készüléknek időre van szüksége, hogy lehűljön. Egy 'sípólást' kell hallania és az LCD kijelző megjeleníti ezt a képernyőn:</p> 	<p>Várjon néhány percet, hogy a készülék le tudjon hűlni. Ne kapcsolja ki a készüléket, mivel ez a képernyő eltűnik, amikor a készülék ismét kész a használatra. Normál körülmények között ez kivételes, azonban előfordulhat, ha az egység túl forróvá válik.</p>
	<p>A helység túl meleg a készüléknek a lehüléshez.</p>	<p>Használja az i-Light REVEAL készüléket hűvösebb környezetben, ahol a hőmérséklet 27 foknál (80 F) alacsonyabb.</p>

Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
Csináltam egy Bőrnyalat Tesztet, és a fény narancssárgává vált és 'zúgott'.	A bőre lehet, hogy túl sötét a kezeléshez. Tekintse meg a használati útmutató elején lévő Bőrnyalat Skálát.	Nem használhatja az i-Light REVEAL készüléket az Ön bőrnyalatán. Lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálatlal.
	Nem megfelelően használta a Bőrnyalat Érzékelőt.	Ha a Bőrnyalat Érzékelő (narancssárga fényvel villog) nem érintkezik erősen a bőrrel, a készülék egy elutasító hangot ad ki. Próbálja meg erősen rányomni a bőrére a Bőrnyalat Érzékelőt.
	A Bőrnyalat Érzékelő nem működik.	Lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálatlal.

Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
Kosz vagy hulladék ragadt a Villanó Ablakba.	A készüléket ki kell tisztítani.	Kövesse a használati útmutatóban leírt tisztítási útmutatót.

Problémák	Lehetséges ok	Eljárás
<p>A készülék:            - Nem működik.            - Sípól.            - Ezt a szimbólumot mutatja (beleértve a hivatkozási számot):</p>  <p>006</p>	<p>A készülék nem működik megfelelően és esetleg szervizre van szüksége.</p>	<p>Lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálattal; és adja meg a kijelzőn látható hivatkozási számot.</p>

- ✳ NE próbálja meg kinyitni vagy megjavítani a készüléket. Csak arra engedéllyel rendelkező i-Light REVEAL szerviz központok jogosultak a javításra.
- A készülék kinyitása veszélyes elektromos alkatrészeket és impulzusos gyenge energiát tárhat fel, ezek mindegyike súlyos testi sérüléseket okozhat és/vagy maradó szemkárosodást. A készülék nyitogatása szintén károsíthatja a készüléket, és érvénytelenítheti a garanciát. Lépjen kapcsolatba helyi ügyfélszolgálattal.



## KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektromos és elektronikus termékekben jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében az ilyen jelöléssel ellátott készülékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, gondoskodni kell azok újrahasznosításáról.

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.



## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 **ВНИМАНИЕ!** – для снижения риска ожогов, удара электрическим током, возгорания или травм:
- 2 Устройство допускается использовать только по назначению, указанному в данном руководстве.
- 3 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 4 Включенный в розетку прибор нельзя оставлять без присмотра.
- 5 Силовой шнур и штекер следует держать подальше от нагретых поверхностей.
- 6 Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь можно получить в авторизованных сервисных центрах.
- 7 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 8 Используйте только те детали, которые поставляются с устройством.
- 9 Не перекручивайте и не перегибайте кабель, не закручивайте его вокруг прибора.
- 10 Корпус данного устройства не должен подвергаться мойке и не является водостойчивым. Не погружайте устройство в жидкость; не пользуйтесь им вблизи воды в ванне, бассейне, прочих емкостях; не используйте устройство на улице.
- 11 Следите, чтобы силовой шнур и штекер не намочили. Если устройство упало в воду, не следует сразу же доставать его – сначала отключите устройство от сети.
- 12 Не вставляйте и не вынимайте штекер влажными руками.
- 13 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией. Это устройство должно использоваться только ответственным взрослым или под его наблюдением.
- 14 Храните устройство и шнур питания в недоступном для детей до 8 лет месте.
- 15 В комплект поставки устройства должны входить утвержденные изолированные адаптеры SW-120060EU (для Европы) и SW-120060BS (для Великобритании) с выходной мощностью 12 В DC; 600 мА (выход адаптера).
- 16 Не закрывайте какие-либо части вентиляционных отверстий во время использования, поскольку они помогают охлаждать устройство во время эксплуатации. Это может привести к перегреванию устройства.
- 17 Не используйте, если упаковка или устройство повреждены или если какая-либо часть устройства треснута или сломана. Это может повысить риск повреждения кожи или глаз вспышкой лампы.
- 18 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УСТРОЙСТВО

- 1 Окошко вспышки
- 2 Насадка
- 3 Кнопки фиксатора насадки
- 4 Сенсор определения типа кожи
- 5 Кнопка вспышки
- 6 ЖК-дисплей
- 7 Безворсовая ткань
- 8 Чехол для хранения (не показан)

### ЖК-дисплей

- 9 Индикатор заряда батареи
- 10 Счетчик вспышек сессии
- 11 Индикатор срока службы лампы
- 12 Индикатор уровня интенсивности
- 13 Кнопка выбора уровня интенсивности
- 14 Включение / выключение питания
- 15 Блок питания

## ЗНАКОМСТВО С I-LIGHT REVEAL

### ★ Что такое i-Light REVEAL?

Система i-Light PRO – это революционное устройство со световым воздействием для домашнего удаления нежелательных волос на теле и лице у женщин.

В устройстве i-Light REVEAL применяются клинически проверенные технологии, аналогичные тем, что используют профессиональные дерматологи и салоны красоты, но они оптимизированы для личного использования на меньших участках кожи.

✳ **Что такое интенсивное импульсное излучение (технология IPL) и как работает i-Light REVEAL?**


Технология IPL — (интенсивное импульсное излучение) это хорошо зарекомендовавшая себя технология, используемая во всем мире уже более 15 лет. i-Light REVEAL использует эту технологию для обработки вашей кожи интенсивным импульсом света.

Импульс, проникая под поверхность кожи, воздействует на корни волосков и подавляет их дальнейший рост. (Рис. 1)

Энергия импульса света лучше поглощается поверхностями темного цвета, поэтому лучшие результаты видны на темных волосах.

Во избежание воздействия импульса на темную кожу (а также возможного ее повреждения), устройство i-Light REVEAL следует использовать только на коже от светлого до средне-темного цвета (I-IV).

Рис. 1



✳ **Чего ожидать от i-Light REVEAL**

Результаты не моментальные, но большинство пользователей начинают замечать уменьшение количества волос уже через 1—2 недели после начала процедур. В это время может казаться, что волосы все еще растут, но на самом деле они “выталкиваются”. Рис. 2.

Рис. 2



Важно продолжать процедуры до тех пор, пока все волоски не попадут под воздействие вспышки фотозпилятора. Для этого необходимо делать по 3 процедуры каждые две недели. Индивидуальные результаты могут различаться, в некоторых случаях потребуются несколько процедур для оптимального результата.

Волосы, которые будут вырастать, станут реже, тоньше и светлее первоначальных волос. Такие изменения в росте абсолютно нормальны и ожидаемы.

После завершения первоначальных процедур, продолжайте пользоваться фотозпилятором раз в неделю в течение 6-12 недель (для более темных оттенков кожи может потребоваться больше времени).





## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ◆ ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации i-Light REVEAL:

Прочитайте все предупреждения и сведения о безопасности.

Перед началом работы проверьте, подходит ли вам i-Light REVEAL.

Чтобы узнать, подходит ли вам данное устройство, воспользуйтесь таблицей типов кожи на коробке и на обложке данного руководства, а также интегрированным сенсором кожи.

Используйте таблицу типов волос в этом руководстве, чтобы убедиться, что устройство подходит для вас.

### ✦ Тип кожи

См. таблицу типов кожи на странице 2.

- Не применяйте для естественно темной кожи (типы V и VI по шкале Физпатрика) во избежание возникновения ожогов, волдырей и изменения цвета кожи.
- Не применяйте на загорелой коже или после недавнего воздействия солнца во избежание ожогов и повреждения кожи.
- Устройство i-Light REVEAL неэффективно при обработке естественных седых, белокурых и рыжих волос на лице и теле.

### ✦ Зоны, не подлежащие обработке:

- Не применяйте на коже головы и ушей.
- Не применяйте на лице и шее мужчин.
- Не применяйте на коже над скулой (при обработке женского лица).
- Не применяйте на сосках, околососковых кружках и половых органах.
- Не применяйте в области татуировок или татуажа.
- Не применяйте на темно-коричневых и черных пятнах – родинках, родимых пятнах, веснушках.
- Не используйте в местах недавнего хирургического вмешательства, глубокого пилинга, лазерной шлифовки, на шрамах или коже, поврежденной в результате ожогов.

### ✦ Когда не использовать/избегать использования i-Light REVEAL

- НЕ используйте устройство на ЗАГОРЕВШЕЙ КОЖЕ в предполагаемой зоне обработки, поскольку кожа может оказаться слишком темной и обработка загоревших участков кожи может временно привести к отекам, волдырям либо может изменить цвет кожи. Подождите, пока не сойдет загар, прежде чем провести процедуру.
- НЕ используйте на коже, на которую нанесена косметика, поскольку это может временно привести к отекам, волдырям, либо может изменить цвет кожи. Перед использованием устройства убедитесь в том, что выбранная область обработки тщательно очищена.
- НЕ воздействуйте импульсом света на одном и том же месте несколько раз в течение одной сессии, поскольку это может временно привести к отекам, волдырям либо может изменить цвет кожи.

- НЕ проводите процедуру на одной области чаще, чем раз в неделю, поскольку это не ускорит результат, но может повысить вероятность отека кожи, образования волдырей или изменения цвета кожи.
- НЕ используйте на поврежденной коже, включая открытые раны, герпес, ожоги или области, на которых был проведен пилинг кожи или другие процедуры, влияющие на поверхность кожи, в течение последних 6—8 недель.
- НЕ используйте на раздраженной коже, включая сыпь или припухлость. Эти условия могут повысить чувствительность кожи. Подождите до выздоровления кожи прежде, чем начать использование.
- НЕ используйте, если кожа чувствительна к свету. Для того чтобы определить, можете ли вы использовать i-Light REVEAL, выполните проверку на небольшом участке кожи и подождите 24 часа, чтобы выяснить, есть ли побочные реакции, прежде чем начать обработку большей поверхности.
- НЕ используйте, если вы беременны или кормите грудью. Устройство i-Light REVEAL не было испытано на беременных женщинах. Гормональные изменения во время беременности и грудного вскармливания могут повысить чувствительность кожи и риск ее повреждений.
- НЕ применяйте импульс на каком-либо материале, кроме кожи.
- НЕ используйте эту модель (IPL2000) в каких-либо целях, кроме удаления волос.
- НЕ обрабатывайте области, на которых в будущем, возможно, потребуется отрастить волосы. Результат процедур может быть постоянным и необратимым.
- ★ **ОСТОРОЖНО!** Избегайте воздействия на области, содержащие только пушковые волосы (очень тонкие, редкие волосы), поскольку это может привести к нежелательному росту волос впоследствии.
- НЕ использовать на лице, если у вас был герпес; применение интенсивного импульсного излучения (IPL) или другого раздражающего кожу воздействия может вызвать рецидив герпеса.
- Если вы проходили профессиональные, клинические или самостоятельные процедуры по удалению волос с использованием лазера, IPL или электролиза, подождите не менее 6 месяцев, прежде чем использовать i-Light REVEAL. Если вы удаляли волосы в области обработки при помощи воска, эпилятора или выщипывали их, подождите не менее 6 недель, прежде чем использовать i-Light REVEAL. Устройство влияет на волосы под кожей, чтобы воздействовать на корни волос, поэтому процедура будет неэффективной, если волоски были выдернуты.
- НЕ используйте непосредственно над или вблизи активных имплантируемых медицинских устройств, таких как имплантируемый кардиостимулятор, внутренний дефибриллятор или инсулиновая помпа. Несмотря на то, что в ходе клинических исследований не были выявлены проблемы с применением данного изделия, при использовании активных имплантируемых медицинских устройств рекомендуется соблюдать все меры предосторожности, касающиеся электронных приборов, для предупреждения любых сбоев или нарушений в работе активного имплантируемого устройства.
- Не использовать на искусственных частях, таких как силиконовые имплантаты, контрацептивные имплантаты Implanon, кардиостимуляторы, отверстия подкожных инъекций (дозатор инсулина), пирсинг, и возле них.
- Беспроводные средства связи могут повлиять на работу устройства i-Light REVEAL и должны находиться на расстоянии не менее 3,3 метра.
- Не используйте рядом или на предметах, содержащих металл, зубных имплантах и скобах.

## 👁 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ✦ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

- Перед первым использованием убедитесь, что устройство полностью заряжено.
- Подключите блок питания к устройству, а затем к розетке.
- Одна полная зарядка может занять до 1.5 ч.
- В зависимости от выбранного уровня интенсивности, одна полная зарядка обеспечивает примерно 100 вспышек (чем ниже уровень интенсивности, тем большее количество вспышек возможно на одной зарядке)

### ✦ Функция Быстрой Подзарядки

- Прибор оснащен Функцией Быстрой Подзарядки
- Чтобы воспользоваться этой функцией, заряжайте прибор в течение 15 минут.
- Быстрая подзарядка обеспечит приблизительно 20 вспышек.
- При заряде аккумулятора на ЖК-дисплее будет отображаться значок зарядки (см. рис. 3).
- Когда аккумулятор полностью заряжен, на ЖК-дисплее будет отображаться значок полного заряда аккумулятора (см. рис. 4).

Рис. 3



Рис. 4




- Во время использования устройства статус батареи отображается на ЖК-дисплее посредством значка "Индикатор заряда батареи" (см. рис. 5).

Рис. 5



Батарея заряжена

Низкий заряд  
батареиБатарея  
разряжена


- ✦ ПРИМЕЧАНИЕ. Нельзя использовать устройство, когда оно подключено к розетке или заряжается.

- \* **СОВЕТ:** рекомендуется заряжать устройство после каждого использования, чтобы гарантировать полную зарядку и готовность к следующей процедуре.




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ i-LIGHT REVEAL ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

### \* Проверка типа кожи

- 1 Ознакомьтесь с предупреждениями и мерами предосторожности.
- 2 Ознакомьтесь с функциями i-Light.
- 3 Убедитесь, что цвет вашей кожи лежит в допустимом диапазоне, сверившись с таблицей типов кожи (см. рис. 6).



- 4 Включите устройство, нажав кнопку питания (см. рис. 7).



- \* **ПРИМЕЧАНИЕ.** При каждом включении устройства вам будет предложено проверить тип своей кожи.

На ЖК-дисплее будет отображен значок "Сенсор определения типа кожи". См. рис. 8  
Сенсор определения типа кожи расположен на обратной стороне устройства и обозначен мигающей оранжевой подсветкой (см. рис. 9).

5. Плотно прижмите сенсор определения типа кожи (мигающий оранжевый индикатор) к коже на предполагаемой области обработки и подержите 2 секунды (см. рис. 10).



- Считывание произойдет автоматически.
- Равномерное оранжевое свечение и “жужжание” = возможно, цвет кожи слишком темный
- Равномерное зеленое свечение и “писк” = цвет кожи подходит для обработки
- ✳ ПРИМЕЧАНИЕ. Проверку цвета кожи необходимо повторять для каждой области обработки.
- ✳ **Выбор уровня интенсивности**
- Устройство при ВКЛЮЧЕНИИ автоматически переводится на уровень интенсивности 1. Для изменения уровня нажмите кнопку выбора уровня интенсивности (см. рис. 11).

Рис. 11



- После достижения уровня 3 нажатие на кнопку уровня интенсивности снова включит уровень интенсивности 1.
- Устройство i-Light REVEAL оснащено 3 уровнями интенсивности. Уровень 1 (одно деление) является самым низким, а уровень 3 (3 деления) — самым высоким.
- ✳ **СОВЕТ:** для повышения эффективности используйте максимальный уровень интенсивности, не вызывающий дискомфортных ощущений на коже.
- ✳ **Попробуйте действие устройства i-Light REVEAL на коже**
- Проверьте устройство i-Light REVEAL на маленьком участке кожи и подождите 24 часов, чтобы убедиться в отсутствии побочных реакций.
- Начните с уровня 1 и один раз включите вспышку.
- Обрабатывайте кожу вспышками, плотно прижав окошко вспышки к коже. Вы услышите двойной писк, а сенсор определения типа кожи загорится равномерным зеленым светом. Нажмите на кнопку вспышки, чтобы произвести вспышку (см. рис. 12).

Рис. 12



- ✳ **СОВЕТ:** Целесообразно использовать зеркало, чтобы видеть сенсор типа кожи. Если отраженный свет доставляет дискомфорт, возможно, следует закрыть глаза или отвести взгляд перед каждой вспышкой.

- Дискомфорт от легкого до умеренного является нормальным. Если ощущения от вспышки на уровне интенсивности 1 являются приемлемыми, увеличьте уровень интенсивности до 2. Передвиньте устройство на другое место и еще раз произведите вспышку устройством i-Light REVEAL. Повторите этот процесс, пока не определите подходящие для вас настройки.
  - Подождите 24 часа, а затем осмотрите область испытания. Если кожа выглядит нормально, проведите первую полную процедуру на уровне интенсивности, который вы определили во время испытания.
- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Испытывать устройство следует на каждой области лица или тела, которую вы хотите обработать.

✳ **Обработайте желаемые области устройством i-Light**

✳ **Подготовьте кожу к процедуре**

1. Убедитесь, что обрабатываемый участок чист, не содержит остатков масла, дезодоранта, духов, косметики, лосьонов и кремов. Удалите волоски на обрабатываемой поверхности при помощи бритвы или триммера и убедитесь, что кожа чистая и сухая. Если вы использовали триммер, убедитесь, что длина волосков не превышает 0,5 мм. См. рис. 13.

Рис. 13



2. Никогда не пользуйтесь воском, пинцетом, средствами для эпиляции и депиляции, поскольку удаление волос таким способом противодействует процессу IPL.

✳ **Подготовьте устройство к процедуре**

Используйте сенсор типа кожи, чтобы разблокировать устройство (см. рис. 14). Выберите требуемый уровень интенсивности (рис. 15).

Рис. 14






Рис. 15



## ПРОЦЕДУРА

- Плотно прижмите окошко вспышки к коже. Если окошко вспышки касается кожи, включится равномерная зеленая подсветка (см. рис. 16).

Рис. 16



- Нажмите на кнопку вспышки, чтобы произвести вспышку. Следует ожидать яркой вспышки света (как в фотоаппарате), также вы должны почувствовать мягкое ощущение тепла.
- \* ПРИМЕЧАНИЕ.** Устройство может производить вспышку примерно каждые 5 секунд. В это время на дисплее появится значок песочных часов (см. рис. 17). Когда устройство готово к следующей вспышке, значок исчезнет и загорится равномерный зеленый свет (если насадка полностью прикасается к коже).
- Обрабатывайте кожу по принципу решетки (см. рис. 18).

Рис. 17




Рис. 18

- Для достижения наилучших результатов следуйте указаниям на рис. 19.

КАЖДАЯ ВИСОЧНАЯ ЗОНА: 10

ЩЕКА: 25

НАД ГУБАМИ: 10

ПОДБОРОДОК: 20

ШЕЯ: 25





Рис. 19

- ✳ **СОВЕТ:** для лучшего контакта с кожей натягивайте кожу – из-за контуров лица в определенных местах датчику тяжело полностью прижаться к коже. Проще будет, например, завернуть верхнюю губу за зубы или натягивать языком кожу на щеках – так контакт с кожей будет эффективнее.
- Чтобы помочь вам вести учет количества вспышек в одной процедуре, устройство оборудовано счетчиком вспышек сессии. См. рис. 20. Он будет обнулен при каждом включении устройства.

Рис. 20



## 👁 ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

После процедуры в местах обработки может наблюдаться легкое покраснение или чувство тепла. Это нормально и скоро пройдет. Во избежание раздражения кожи после обработки выполняйте следующие меры предосторожности:

- Избегайте воздействия солнечных лучей в течение 24 часов после процедуры. Защитите кожу SPF 30 на 2 недели после каждой процедуры.
- Не усиливайте воздействие солнца – не загорайте, не пользуйтесь солярием и автозагаром как минимум 2 недели после процедуры.
- После процедуры обработанные места следует держать чистыми и сухими, пить много воды, чтобы кожа оставалась увлажненной.
- Не принимайте ванны, душ, не посещайте баню, сауну в течение 24 часов после процедуры.
- Не занимайтесь контактными видами спорта в течение 24 часов после процедуры.
- Во время процедур не делайте депиляцию (воском, кремом, нитью или путем выщипывания). Брить волосы можно спустя 24 часа после проведения процедуры.
- Не пользуйтесь отбеливающими кремами и парфюмерными продуктами в течение 24 часов после процедуры.

## 👁 ЧИСТКА УСТРОЙСТВА i-LIGHT REVEAL

- ⚠ **ОСТОРОЖНО!** Перед чисткой i-Light REVEAL убедитесь, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**, а шнур зарядки отсоединен от устройства.
- Если устройство регулярно чистить, вы достигнете оптимальных параметров эксплуатации и срока хранения.



- Используйте чистую ткань без ворса (поставляется с устройством) или ватный тампон, чтобы аккуратно протереть поверхность, окошко вспышки, аппликатор и сенсор определения цвета кожи. При необходимости можно обмакнуть ткань или ватный тампон в воду или мыльный раствор.
- Дайте устройству полностью высохнуть перед повторным использованием.
- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте устройство с треснутым или разбитым окошком вспышки. Не царапайте стекло фильтра и металлическую поверхность внутри насадки.
- ⚠ **ОСТОРОЖНО:** Устройство i-Light является прибором высокого напряжения. Не погружайте его в воду. Не промывайте устройство или его детали под проточной водой или в посудомоечной машине.
- Во избежание возгорания не применяйте чистящие средства на основе бензина или других воспламеняемых веществ. Для чистки устройства никогда не используйте губки, абразивные чистящие средства, агрессивные жидкости наподобие масла или ацетона.

## ➡ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ / ХРАНЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


### ✳ Обслуживание устройства i-Light Reveal

- ⚠ **ОСТОРОЖНО:** Перед обслуживанием i-Light убедитесь, что устройство ВЫКЛЮЧЕНО, а шнур питания отсоединен от базы.

### ✳ Замена насадки

- Насадка может производить 6,000 вспышек вне зависимости от уровня интенсивности. После того, как насадка произведет расчетное количество вспышек, ее следует заменить.
- Значок "Индикатор срока службы лампы" на дисплее предупредит вас о том, что количество оставшихся вспышек низкое (см. рис. 21).

Рис. 21



- Индикатор срока службы лампы (рис. 22)

СОСТОЯНИЕ	ПОЛНЫЙ	ЧАСТИЧНО ПОЛНЫЙ	ПУСТОЙ
Индикатор срока службы лампы	Новая лампа обеспечивает 6000 вспышек, закрашенная часть значка состояния лампы будет гореть непрерывно.	Когда останется меньше 300 вспышек, закрашенная часть значка состояния лампы начнет мигать.	Когда все вспышки будут использованы, весь значок состояния лампы будет мигать. Устройство издаст звуковой сигнал. Насадку необходимо заменить.
ЗНАЧОК			

✳ ПРИМЕЧАНИЕ. Насадку необходимо заменить, если лампа разбита.

- 1 Нажмите на кнопки фиксации насадки и слегка потяните насадку, чтобы снять ее. См. рис. 23.
- 2 Установите новую насадку, убедившись, что она встала на место. См. рис. 24.

Рис. 23





Рис. 24




✳ Хранение

Выключите устройство, отключите его от сети и дайте остыть 10 минут. Устройство готово к хранению. Храните устройство в сухом месте при температуре 15 – 35°C.

✳ **Обнаружение и устранение неисправностей**

- Перед эксплуатацией i-Light всегда полностью читайте инструкции.
- Если с i-Light возникают проблемы, обращайтесь к данному руководству по поиску и устранению неисправностей, поскольку в этом разделе рассматриваются самые частые проблемы, с которыми вы можете столкнуться во время эксплуатации i-Light.
- Если после выполнения настоящих указаний проблема остается нерешенной, для дальнейшей поддержки просим вас связаться с сервисным центром компании Remington®.

Проблема	Возможная причина	Действие
<p>Устройство не включается</p>	<p>Устройство не заряжено. Вы услышите, как устройство издаст двойной звуковой сигнал, а на ЖК-дисплее будет отображен следующий экран.</p> 	<p>Убедитесь, что устройство полностью заряжено — подключите провод зарядки к розетке. На ЖК-дисплее появится значок заряда батареи. Когда устройство полностью заряжено, индикатор заряда батареи будет полностью закрашен:</p> 
	<p>Насадка не установлена должным образом. Вы услышите, как устройство издаст двойной звуковой сигнал, а на ЖК-дисплее будет отображен следующий экран.</p> 	<p>Убедитесь, что насадка должным образом присоединена к устройству. Если насадка закреплена правильно, вы услышите щелчок, а свечение и звуковой сигнал прекратится.</p>

Проблема	Возможная причина	Действие
<p>Когда я прижимаю устройство к коже, ничего не происходит. Устройство не издает звуковой сигнал даже через несколько секунд.</p>	<p>Возможно, вам необходимо провести проверку цвета кожи. На ЖК-дисплее будет отображен следующий экран:</p> 	<p>Поместите мигающий оранжевый индикатор на кожу в предполагаемой области обработки. Устройству может понадобиться дополнительная проверка цвета кожи в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Устройство не было использовано в течение пяти минут</li> <li>- Был сделан перерыв посреди процедуры</li> <li>- Устройство было выключено, а затем снова включено</li> </ul>
	<p>Насадка не полностью прижата к коже.</p>	<p>Проверьте, что насадка касается кожи. Устройство не произведет вспышку, пока насадка не будет полностью прижата к коже.</p>
	<p>Вы пытаетесь обработать небольшую поверхность, например, между бровями или возле глаз.</p>	<p>Для обеспечения вашей безопасности устройство НЕЛЬЗЯ использовать вокруг глаз, на бровях или ресницах.</p>


Проблема	Возможная причина	Действие
<p>Вспышка не происходит, когда я нажимаю кнопку вспышки</p>	<p>Насадка не полностью прижата к коже.</p>	<p>Проверьте, что насадка касается кожи. Устройство не произведет вспышку, пока насадка не будет полностью прижата к коже.</p>
	<p>Вы подождали недостаточно времени между вспышками.</p>	<p>Устройству требуется приблизительно 5 секунд для перезарядки между вспышками. Когда устройство будет готово снова производить вспышки, индикатор будет равномерно светиться зеленым.</p>
	<p>Насадку следует заменить; на ЖК-дисплее отображен значок "Срок службы лампы исчерпан" и он мигает.</p>	<p>Убедитесь, что значок срока службы лампы не пустой и не мигает. Если значок мигает, отключите устройство и замените насадку.</p>



Проблема	Возможная причина	Действие
<p>Вспышка не происходит, когда я нажимаю кнопку вспышки</p>	<p>Устройству требуется некоторое время для того, чтобы остыть. Вы услышите, как устройство издаст звуковой сигнал, а на ЖК-дисплее будет отображен следующий экран.</p> 	<p>Подождите несколько минут, чтобы устройство остыло. Не отключайте устройство, поскольку этот экран исчезнет, как только устройство снова будет готово к работе. При нормальных условиях эта неполадка происходит редко, однако такая ситуация может возникнуть, если устройство перегрелось.</p>
	<p>В помещении слишком жарко для того, чтобы устройство остыло.</p>	<p>Используйте i-Light REVEAL в более прохладных условиях, где температура помещения ниже 27°C (или 80°F).</p>

<b>Проблема</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Действие</b>
Я провела проверку цвета кожи, и индикатор загорелся оранжевым, и раздалось “жужжание”.	Ваша кожа может быть слишком темной для этой процедуры. Обратитесь к таблице типов кожи в начале этого руководства.	Нельзя использовать устройство i-Light REVEAL с вашим цветом кожи. Обратитесь в местный центр обслуживания.
	Вы неправильно использовали сенсор определения типа кожи.	Если сенсор определения типа кожи (мигающий оранжевый индикатор) не прижат к коже плотно, устройство может определить цвет кожи как неподходящий. Попробуйте плотно прижать сенсор определения типа кожи к коже.
	Сенсор определения типа кожи не работает.	Обратитесь в местный центр обслуживания.

<b>Проблема</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Действие</b>
В окошке вспышки скопилась грязь или мусор.	Устройство необходимо почистить.	Следуйте инструкциям по чистке, изложенным в этом руководстве.

Проблема	Возможная причина	Действие
<p>Устройство:                      - Не работает                      - Издает звуковые сигналы                      - Отображает этот символ (а также справочный номер):</p>  <p>006</p>	<p>Устройство не работает должным образом и, возможно, ему необходимо техническое обслуживание.</p>	<p>Обратитесь в местный центр обслуживания и предоставьте справочный номер с экрана устройства.</p>

- ✳ НЕ открывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Только авторизованным центрам обслуживания i-Light REVEAL разрешено проводить ремонт.
- Открытие устройства может привести к поражению опасными электрическим компонентам и энергией импульсного света, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям и/или постоянному повреждению глаз. Попытка открыть устройство также может повредить само устройство и сделает гарантию недействительной. Свяжитесь с местным центром обслуживания, если вашему устройству требуется ремонт.



## Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.





Yeni Remington® ürününüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce, lütfen bu talimatları dikkatle okuyun ve güvenli bir yerde saklayın. Kullanmadan önce ürünün tüm ambalajlarını çıkarın.

## STOP ÖNEMLİ TEDBİRLER

- 1 UYARI – YANIK, ELEKTROŞOK, YANGIN VEYA YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:
- 2 Bu cihazı sadece amacı doğrultusunda ve bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın.
- 3 Cihaz hasarlı veya arızalıysa kullanmayın.
- 4 Cihazı elektrik prizine takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
- 5 Cihazın fişini ve elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- 6 Kablosu hasarlı bir ürünü kullanmayın. Ürünü yenilemek için Uluslararası Servis Merkezlerimize başvurun.
- 7 Ürünü 15°C ila 35°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edin.
- 8 Sadece cihazla birlikte verilen parça ve aparatları kullanın.
- 9 Cihazın kablosunu bükmeyin veya doluşturmayın ya da cihazın etrafına sarmayın.
- 10 Bu cihazın gövdesi yıkanmaz ve suya dirençli değildir. Cihazı sıvıya daldırmayın; banyo küveti, lavabo veya içi su dolu diğer kapların yanında veya yakınında kullanmayın ve dış mekanlarda kullanmayın.
- 11 Elektrik kablosunun ve adaptörün ıslanmamasına dikkat edin. Şayet suya düşerse, ürününüze erişmeye çalışmayın - derhal fişini elektrik prizinden çekin.
- 12 Cihazın fişini elektrik prizine ıslak ellerle takmayın veya prizden ıslak ellerle çıkarmayın.
- 13 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yeterli fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitelere veya bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından, sadece gözetim altında olmaları/talimatlandırılmaları ve ilgili tehlikeleri kavramaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaş veya üzerinde ve gözetim altında olmadıkları takdirde, çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin. Bu ürün sadece, sorumlu bir yetişkin tarafından veya sorumlu bir yetişkinin gözetiminde kullanılmalıdır.
- 14 Cihazı ve elektrik kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişiminden uzak tutun.
- 15 Bu cihaz 12 dc çikış gücü kapasiteli SW-120060EU (Avrupa için) ve SW-120060BS (İngiltere) için onaylı güvenli yalıtım adaptörlerine sahip 600mA (adaptör çıkış gücü) ile beslenmelidir.
- 16 Kullanım sırasında havalandırma yuvalarının herhangi bir kısmını, bu yuvalar cihazın çalışması sırasında serin kalmasına yardımcı olduğundan KAPATMAYIN. Aksi takdirde cihaz aşırı ısınabilir.
- 17 Cihazın ambalaj kutusu veya kendisi hasarlı görünümdeyse veya cihazın herhangi bir parçası çatlaklı veya kırılmışsa, cihazı KULLANMAYIN. Aksi takdirde cildin veya gözlerin flaşlı lamba nedeniyle yaralanma riski artacaktır.
- 18 Bu cihaz, ticari kullanım için veya kuaför salonlarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



## TEMEL ÖZELLİKLER

### CİHAZ

- 1 Flaş Penceresi
- 2 İşlem Başlığı
- 3 İşlem Başlığını Bırakma Sekmeleri
- 4 Cilt Tonu Sensörü
- 5 Flaş Düğmesi
- 6 LCD Ekran
- 7 Tiftiksiz Bez
- 8 Saklama Çantası (görüntüsü verilmemiştir)

### LCD EKLAN

- 9 Pil Ömrü
- 10 Seans Flaş Sayacı
- 11 Ampul Ömrü
- 12 Enerji Seviyesi
- 13 Enerji Seviyesi Düğmesi
- 14 Güç Açık/Kapalı
- 15 Güç Adaptörü

## i-LIGHT REVEAL İLE TANIŞMA

### \* i-Light REVEAL nedir?

i-Light sistemi, istenmeyen vücut tüylerini ve kadınlarda yüz bölgesi tüylerini evde gidermek için tasarlanmış, ışık bazlı, devrim niteliğinde bir cihazdır.

i-Light REVEAL, profesyonel dermatolog ve salonların kullandığına benzer, klinik açıdan kanıtlanmış, ancak daha küçük alanların kişisel uygulaması için optimize edilmiş bir teknoloji kullanmaktadır.

### ✳ Yoğun Atımlı Işık (Intense Pulse Light - IPL) nedir ve i-Light REVEAL nasıl çalışır?


Yoğun Atımlı Işık (IPL - Intense Pulsed Light), tüm dünyada 15 yıldan uzun süredir kullanılan, yerleşmiş bir teknolojidir. i-Light REVEAL bu teknolojiyi cildinize yoğun bir ışık atımı göndermek için kullanılmaktadır.

Atımlar, cilt yüzeyinin altında tüylerin köklerini hedef alarak çalışır ve onların büyümesini durdurmaya yardımcı olurlar. (Şekil 1)

Işık atımındaki enerji, koyu renkleri hedef alır ve en iyi sonuçlar koyu renkli tüylerde görülürler.

Koyu renkli ciltleri hedef almasını (ve ona zarar verme olasılığını) önlemek için, i-Light REVEAL'ı sadece açık ila orta renkli ciltlerde (I-IV) kullanmalısınız.

Şk. 1



### ✳ i-Light REVEAL'dan ne beklenmeli

Sonuçlar hemen görülmesi de, çoğu kullanıcı ilk seanslardan sonraki 1-2 hafta içinde tüylerin azaldığını fark etmeye başlayacaktır. Bu süre zarfında tüylerin büyümeye devam ettiği görülebilir, ancak aslında sadece 'dışarı itilmektedirler'. Şekil 2.

Şk. 2



Her aktif tüyün işlem görmüş olmasını sağlamak için tam uygulama düzenine devam etmek önemlidir. Tam uygulama düzeni 2 hafta aralıklarla üç uygulamadır.

Bireysel sonuçlar değişebilir, en iyi sonuçlar daha fazla uygulama gerektirebilir.

Bu sürede tüyler, orijinal tüylerden daha seyrek, daha zayıf ve daha açık renkte büyüyecektir. Bu şekilde tekrar eden bir büyüme tamamen normaldir ve zaten beklenmektedir.

Başlangıç uygulama düzenini bitirdikten sonra, 6-12 hafta içinde haftalık düzenli kullanım iyi sonuçlar verecektir. (daha koyu cilt tonları daha uzun sürebilir).



## UYARILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

### ◆ ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

**i-Light REVEAL'ı kullanmaya başlamadan önce:**

**Tüm Uyarılar ve Güvenlik Bilgileri'ni okuduğunuzdan emin olun.**

Başlamadan önce, i-Light REVEAL'in sizin için uygun olup olmadığını kontrol edin.

Bu cihazın size uygun olup olmadığını belirlemek için, kutu üzerinde ve bu kılavuzun ön kısmında verilen cilt tablosundan ve entegre cilt sensöründen yararlanın.

Cihazın size uygun olduğundan emin olmak için, bu kılavuzun ön kısmında yer alan saç tablosuna başvurun.

### \* Cilt Tipi

2 no'lu sayfada yer alan cilt rengi tablosuna bakın.

- Yanıklara, kabarcıklara ve cilt renginde değişikliğe yol açabileceğinden, doğal şekilde koyu ciltlerde (Fitzpatrick tip V ve VI) kullanmayın.
- Yanıklara veya ciltte tahribata neden olacağından, bronz ciltlerde veya bir güneş banyosunun hemen ardından kullanmayın.
- i-Light REVEAL doğal şekilde beyaz, gri, sarı veya kıvı olan yüz ve vücut tüylerinde etkili değildir.

### \* İşlem yapılmaması gereken alanlar:

- Saç derisi veya kulaklar üzerinde kullanmayın.
- Erkeklerde yüz veya boyun bölgesinde kullanmayın.
- Elmacık kemiklerinin üst kısmındaki alanda (kadınlarda yüz bölgesi kullanımında) kullanmayın.
- Göğüs uçları, meme başları veya jenetal bölgelerde kullanmayın.
- İşlem yapılacak alanda dövme veya kalıcı makyajınız varsa, kullanmayın.
- Et beni, doğum lekesi veya çil gibi koyu veya siyah renkli leke veya benlerin üzerinde kullanmayın.
- Yeni yapılmış ameliyat, derin peeling, lazerle yenileme, yara izi veya yanıkla veya haşlanarak hasarlanmış cilt bölgelerinde kullanmayın.

### \* i-Light REVEAL ne zaman kullanılmalı/kullanılmaktan kaçınılmalı

- Hedeflenen işlem alanında cildiniz GÜNEŞTE BRONZLAŞMIŞSA, cildiniz aşırı koyu renkli olabileceğinden ve bu alanlarda işlem yapmak ciltte geçici olarak şişkinlik ve kabarcıklara yol açabileceğinden veya cildinizin rengini değiştirebileceğinden, KULLANMAYIN. Seanslara başlamadan önce cildinizin renginin açılmasını bekleyin.
- Cildinizde kozmetik ürünler uygulanmış alanlarda işlem yapmak ciltte geçici olarak şişkinlik ve kabarcıklara yol açabileceğinden veya cildinizin rengini değiştirebileceğinden, KULLANMAYIN. Kullanım öncesinde hedeflenen işlem alanını iyice temizlediğinizden emin olun.
- Bu şekilde işlem yapmak ciltte geçici olarak şişkinlik ve kabarcıklara yol açabileceğinden veya cildinizin rengini değiştirebileceğinden, bir seans sırasında aynı işlem noktasına bir defadan çok ışık VERMEYİN.
- Herhangi bir alana haftada bir defadan fazla seans UYGULAMAYIN; çok sayıda seans uygulamanız sonuçları hızlandırmayacak, sadece cildiniz şişmesi, kabarması veya renginin değişmesi olasılığını artıracaktır.

- Açık yaralar, uçuklar, güneş yanıkları dahil olmak üzere hasarlı ciltlerde veya son 6-8 hafta içinde cilt peeling'i veya diğer türde bir cilt yenileme prosedürü uygulanmış ciltlerde KULLANMAYIN.
- Döküntüler ve kabarıklıklar dahil olmak üzere tahriş olmuş ciltlerde KULLANMAYIN. Bu tür koşullar cildi daha da hassas hale getirebilir. Kullanmadan önce, etkilenen alanın iyileşmesini bekleyin.
- Cildiniz işiğe karşı duyarlıysa KULLANMAYIN. i-Light REVEAL'i kullanıp kullanamayacağınızı belirlemek için, cildinizin küçük bir alanı üzerinde bir test işlemi gerçekleştirin ve daha kapsamlı işlemler gerçekleştirmeden önce herhangi bir olumsuz reaksiyon olup olmadığına karar vermek için 24 saat bekleyin.
- Hamileyseniz veya hamile olma olasılığınız varsa veya emziriyorsanız KULLANMAYIN. i-Light REVEAL hamile kadınlar üzerinde test edilmemiştir. Hamilelik veya emzirme sırasında hormonal değişiklikler yaygın görüldüğünden, cilt hassasiyeti ve cildin yaralanma riski artabilir.
- İşığı cildiniz dışında herhangi bir cisme karşı TUTMAYIN.
- Bu modeli (IPL2000), tüyleri alma dışında herhangi bir amaçla KULLANMAYIN.
- Gelecekte tüylerin tekrar uzamasını isteyebileceğiniz herhangi bir alanda işlem YAPMAYIN. Sonuçlar kalıcı olabilir ve geri alınmaz.
- ✳️ **DİKKAT:** Tüylerin istenmeyen biçimde tekrar büyümesine yol açabileceğinden, sadece (çok ince olan ve "ayva tüyü" olarak da bilinen) ince tüylerin bulunduğu alanlarda işlem yapmaktan kaçının.
- Uçuk geçmişiniz varsa yüzünüzde kullanmayın; IPL kullanımı veya cildi tahriş eden herhangi bir işlem, uçukların tekrar nüksmesine yol açabilir.
- Profesyonel, klinik veya kendi kendinize lazer veya IPL veya elektroliz tüy alma işlemi gerçekleştirdiyerseniz, i-Light REVEAL'i kullanmadan önce en az 6 ay bekleyin. İşlem alanında tüylerinizi ağda, koparma veya epilasyon yöntemiyle aldıysanız, i-Light REVEAL'i kullanmadan önce en az 6 hafta bekleyin. Cihaz, tüyleri kökünden etkisiz hale getirmek için cildinizin altındaki tüylerle işlem uyguladığından, tüylerin çekilerek alınması durumunda etkili olmayabilir.
- Kalp pili, dahili defibrilatör veya ensülin cihazları gibi Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazların doğrudan üzerinde veya yakınında KULLANMAYIN. Klinik çalışmalar sırasında bu cihazın kullanımıyla bağlantılı herhangi bir sorun bildirilmemiş olsa da, vücuda yerleştirilmiş aktif bir cihaz herhangi bir arıza veya kesintisini önlemek için, elektronik cihazların kullanımıyla ilgili tüm 'vücuda yerleştirilen aktif tıbbi cihaz uyarıları'na riayet edilmesi önerilir.
- Silikon implantlar, kontraseptif doğum kontrol implantları, geçici kalp pilleri, subkütan enjeksiyon portları (insülin dispenseri) veya piercing gibi yapay maddelerin yanında, yakınında veya üzerinde kullanmayın.
- Kablosuz iletişim ekipmanları i-Light REVEAL cihazını etkileyebileceğinden, cihazdan en az 3,3 m uzaklıkta tutulmalıdır.
- Metal dolgular, diş implantları ve diş telleri üzerindeki bölgelerde kullanmayın.

## KULLANIMA HAZIRLAMA

### ✳️ ŞARJ TALİMATLARI

- İlk kullanımdan önce; cihazın tamamen dolu şekilde şarj olmasına dikkat edin.
- Güç adaptörünü önce cihaza ve daha sonra elektrik prizine takın.
- Tam dolu bir şarj işlemi en fazla 1.5 saat sürecektir.
- Seçilen enerji seviyesine bağlı olarak, bir tam şarj yaklaşık 100 atım sağlar (Daha düşük enerji seviyeleri şarj başına daha çok atım sağlayacaktır).

### \* Hızlı şarj fonksiyonu

- Bu cihaz hızlı şarj fonksiyonuna sahiptir.
- Bu fonksiyondan yararlanabilmek için, cihazı 15 dakika şarj edin.
- Bu yaklaşık 20 atım sağlar.
- Pil şarj edilirken, LCD ekranda şarj simgesi görüntülenecektir - Şekil 3.
- Pil tamamen şarj olduğunda, LCD ekranda 'pil dolu' simgesi görüntülenecektir - Şekil 4.

Şk. 3



Şk. 4



- Kullanım sırasında, pil durumu LCD ekranda 'Pil Ömrü' simgesiyle görüntülenir - Şekil 5.

Şk. 5



Pil Ömrü



Düşük Pil Ömrü



Pil Ömrü - Boş

- NOT: Cihaz, fişi prize takılı durumdayken veya şarj ediliyorken çalıştırılmaz.
- İPUCU: Cihazın bir sonraki kullanımınıza tam dolu şarjla hazır olması için, her kullanımdan sonra şarj etmenizi öneririz.

## 👁️ i-LIGHT REVEAL'İN İŞLEM İÇİN KULLANIMI


### \* Cilt Tonu Testi

- Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri bölümünü gözden geçirin.
- i-Light'ın özelliklerini öğrenin.
- Cilt renginizin kabul edilebilir aralıkta olduğundan emin olmak için, Cilt Tonu Tablosu'na başvurun.

Şekil 6




Şk. 6



## 4 Güç düğmesine bastırarak cihazı açın. Şekil 7


Şk. 7



Şk. 8





Şk. 9



- \* NOT: Cihazın her açılışında, cilt tonunuzu test etmek üzere yönlendirileceksiniz.
- LCD ekranda 'Cilt Tonu Sensörü' simgesi görüntülenecektir. Şekil 8
- Cilt Tonu Sensörü cihazın arka kısmında yer alır ve yanıp sönen turuncu bir lambası vardır. Şekil 9
- 5 Cilt Tonu Sensörünü (yanıp sönen turuncu lamba) hedeflenen işlem alanındaki cildin üzerine sıkıca bastırın ve 2 saniye basılı tutun. Şekil 10.

Şk. 10




- Okuma işlemi otomatik olarak gerçekleşecektir.
- Sabit turuncu ışık ve 'vızıldama' sesi = Cilt çok koyu olabilir
- Sabit yeşil ışık ve 'bip' sesi = Cilt tonu uygundur
- \* NOT: Cilt tonu testini, işlem yapmak istediğiniz her alan için tekrarlamalısınız.

## \* Enerji Seviyesi Seçimi

- Cihaz, her açıldığında (ON) enerji seviyesini otomatik olarak Seviye 1'e ayarlar. Seviyeyi değiştirmek için, Enerji Seviyesi Seçim Düğmesine basın. Şekil 11

Şk. 11



- Seviye 3'e ulaştığınızda Enerji Seviyesi Düğmesine tekrar basmak, enerji düzeyini yeniden Seviye 1'e getirecektir.
- i-Light REVEAL'da 3 farklı enerji seviyesi bulunur. Seviye 1 (bir çubuk) en düşük ve Seviye 3 (3 çubuk) en yüksek seviyedir.
- ✳️ **İPUCU:** En etkili sonuçları almak için, her zaman ciltte rahatsızlığa yol açmayan en yüksek enerji seviyesini kullanın.
- ✳️ **i-Light REVEAL cihazını cildinizde test edin**
- i-Light REVEAL cihazını küçük bir deri bölgesi üzerinde test edin ve herhangi bir ters reaksiyon olmadığından emin olmak için 24 saat bekleyin.
- Enerji seviyesi 1 ile başlayın ve bir kez ışık verin.
- Işık penceresini cildinize karşı sıkıca yerleştirerek cilde ışık verin. Bir 'bip bip' sesi duyacaksınız ve cilt tonu sensörü sabit bir yeşil ışık yayacaktır. Işık vermek için ışık düğmesine basın. Şekil 12

Şk. 12



- ✳️ **İPUCU:** Cilt tonu sensörünü görmek için bir ayna kullanmak yararlı olacaktır. Yansıyan ışık rahatsızlık veriyorsa, her ışık yanmasından önce gözlerinizi kapatabilirsiniz.
- Haffif ile orta derecede rahatsızlık hissedilmesi normaldir. Şayet Enerji Seviyesi 1'de verilen bir ışık huzmesi tahammül edilebilir düzeydeyse, Enerji Seviyesini 2'ye çıkarın. Cihazı farklı bir noktaya ilerletin ve i-Light REVEAL ile bir kez daha ışık verin. Sizin için uygun ayarı bulana dek işlemi tekrarlayın.
- 24 saat bekleyin ve sonra test alanına bakın. Cilt normal görünüyorsa, ilk tam seansınızı, kendiniz için uygun olduğunu saptadığınız bu enerji seviyesinde gerçekleştirin.
- ✳️ **NOT:** Cihazı, vücudun işlem yapmaktan istediğiniz her alanında test etmelisiniz.
- ✳️ **İstenilen alan(lar)a i-Light cihazı ile işlem yapın**
- ✳️ **Cildinizi işleme hazırlayın**
- 1 İşlem yapılacak alanın temiz ve yağ, deodorant, parfüm, makyaj, losyon ve kremlerden arındırılmış olmasını sağlayın. İşlem yapılacak alandaki tüyleri tıraş edin veya kesin ve cildin temiz ve kuru olmasını sağlayın. Şayet kesiyorsanız, kesilen tüyler 0,5 mm'den kısa olmalıdır. Şekil 13

Şk. 13





- 2 IPL sürecinin etkisini yok edeceğinden, tüyleri gidermek için kesinlikle ağda, epilasyon, cımbız veya depilasyon ürünü kullanmayın.

✳️ **Cihazı işleme hazırlayın**

- Üniteyi açmak için cilt tonu sensörünü kullanın. Şekil 14.
- İstenilen enerji seviyesini seçin (Şek. 15).

## 👁️ İŞLEM (SEANS)


- Işık penceresini cilde karşı sıkıca yerleştirin. Işık penceresi cilde temas ediyorsa, ışık sabit şekilde yeşil renkte yanacaktır. Şekil 16

Şk. 16




- Işık vermek için Işık Düğmesine basın. (Bir fotoğraf makinesinin flaşına benzer şekilde) aniden yanıp sönen parlak bir ışık huzmesi göreceksiniz ve hafif bir sıcaklık hissi duyacaksınız.
- ✳️ **NOT:** Cihaz, yaklaşık her 5 saniyede bir ışık verebilir. Bu süre zarfında, ekranda bir kum saati simgesi görünecektir Şekil 17. Cihaz tekrar ışık vermeye hazır olduğunda; simge ekranda kaybolacak ve (işlem başlığı ciltle tam temas halindeyse) ışık sabit yeşil renkte yanacaktır.

Şk. 17




- Ciltte izgara biçimine benzer şekilde ilerleyin. Şekil 18

- En iyi sonuçları almak için Şekil 19'da verilen talimatları izleyin.



- \* İPUCU: Daha İyi Temas Etmesi İçin Cildi Gerin – Cildin kıvrımları, cilt temas sensörlerinin belirli alanlarda tam bastırılmasını güçleştirebilir. Cildin daha iyi temas etmesini sağlamak için, üst dudağınızı dişlerinize kavramayı veya yanaklarınızı dilinizle germeyi deneyebilirsiniz.
- Bir seansta kullandığınız ışık huzmelerinin hesabını tutmanızda size yardımcı olması amacıyla, cihaz bir 'Seans Flaş Sayacı' ile donatılmıştır. Şekil 20. Bu sayaç, cihaz her açıldığında sıfırlanacaktır.



## İŞLEM SONRASI BAKIM

İşlemden sonra, cildinizde hafif bir kızamıklık veya ılık bir hassasiyet hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve hızla kaybolacaktır. Bir işlem sonrasında cildinizde tahriş olmasını önlemek için, aşağıdaki tedbirleri alın:

- Bir işlem sonrasında 24 saat boyunca güneşe maruz kalmayın. Her işlemden sonra cildi SPF 30 ile 2 hafta koruyun.
- Son işlemden itibaren en az 2 hafta boyunca, güneş banyosu, solaryum veya kendiliğinden bronzlaşma gibi yöntemlerle güneşe maruziyetinizi sürdürmeyin.
- İşlem sonrasında, alanı temiz ve kuru tutun ve cildin nemli kalması için bol su için.
- İşlemden sonra 24 saat boyunca sıcak banyo yapmayın, duş almayın veya buhar odaları veya saunalarda bulunmayın.
- İşlemden sonra 24 saat boyunca temas sporlarında yer almayın.
- İşlem sırasında tüyleri gidermeye (ağda, yolma, ipe alma veya kremler) çalışmayın – her işlemden sonra 24 saat boyunca tıraştan kaçındığınız sürece, tıraş etme kabul edilebilir.
- İşlemden sonra 24 saat boyunca beyazlatıcı kremler veya parfümlü ürünler kullanmayın.


## 👁️ i-LIGHT REVEAL CİHAZINIZI TEMİZLEME

- ⚠️ **DIKKAT:** i-Light REVEAL'inizi temizlemeden önce, cihazın kapalı konumda (OFF) ve şarj kablosunun cihazdan çıkarılmış olmasına dikkat edin.
- Düzenli temizlik optimal sonuçlar sağlar ve cihazın kullanım ömrünü uzatır.
- Temiz, tüy bırakmayan bir kumaş (cihazla birlikte bir adet verilmektedir) veya pamuklu bir temizlik bezi ile cihazın yüzeyini, Işık Penceresi, İşlem Başlığı ve Cilt Tonu sensörünü nazikçe silin. Gerekliyse, kumaş veya pamuklu bezi su ve yumuşak bir sabunla nemlendirebilirsiniz.
- Cihazı tekrar kullanmadan önce, tamamen kurumasını bekleyin.
- ⚠️ **UYARI:** Flaş Pencere çizilmiş veya kırılmışsa, ünite kullanılmamalıdır. İşlem Başlığı'nın iç kısmındaki filtre camını veya metalik yüzeyi kesinlikle çizmeyin.
- ⚠️ **DIKKAT:** i-Light yüksek gerilimle çalışan bir cihazdır. Kesinlikle suya daldırmayın. Üniteyi veya onun herhangi bir parçasını, hiçbir zaman akan suyun altında veya bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Yangın riski nedeniyle, petrol bazlı veya yanıcı temizlik maddelerini kullanmayın. Üniteyi temizlemek için hiçbir zaman bulaşık süngeri, aşındırıcı temizlik maddeleri veya yağ veya aseton gibi aşındırıcı sıvılar kullanmayın.




## ➡️ SORUN GIDERME / SAKLAMA / BAKIM

- ✳️ **i-Light Reveal Cihazının Bakımı**
- ⚠️ **DIKKAT:** i-Light cihazınızda bakım yapmadan önce, güç anahtarının OFF (KAPALI) konumda olduğundan ve elektrik kablosunun taban ünitesiyle bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- ✳️ **İşlem Başlığını Yerine Takma**
- İşlem başlığı, enerji seviyesi ayarı ne olursa olsun, 6,000 kez ışık verebilir. İşlem Başlığının ışığı kullanım sonucu tükendiyse, yenisiyle değiştirilmelidir.
- Ekrandaki 'Kalan Ampul Ömrü' simgesi, size kalan ışık sayısı azaldığında uyarı verir. Şekil 21.

Şk. 21




- Kalan Ampul Ömrü Ekranı - Şekil 22.

Durum	Tam dolu	Kismen dolu	Boş
Kalan ampul ömrü ekranı	Yeni bir ampul 6,000 kez ışık sağlayacak ve Ampul Dolum Rengi kesintisiz sürekli yanacaktır.	Şayet 300 flaştan daha az sayıda ışık kalmışsa, Ampul Dolum Rengi yanıp sönmeye başlayacaktır.	Cihazda 600 flaştan daha az sayıda ışık kaldığında, Ampul Dolum Rengi daha açık bir gri tonuna dönüşecektir.
<b>SİMGE</b>			


✳ NOT: Lamba Tüpü kırıldığı takdirde, İşlem Başlığı değiştirilmelidir.

- 1 İşlem Başlığını Bırakma Şekmelerine bastırın ve İşlem Başlığını çıkarmak için nazikçe çekin. Şekil 23.
- 2 Yeni İşlem Başlığını takın ve yerine bir tıklama sesiyle oturduğundan emin olun. Şekil 24.

Şk. 23



Şk. 24







#### Saklama

- Üniteyi kapatın, fişini prizden çekin ve saklamadan önce en az 10 dakika soğumasını bekleyin.
- Üniteyi kuru ve sıcaklığın 15° C ila 35° C arasında olduğu bir yerde saklayın.


### ✳ Sorun Giderme

- i-Light REVEAL 'ı kullanmadan önce, bu talimatları mutlaka tam olarak okuyun.
- i-Light REVEAL ile herhangi bir sorun yaşıyorsanız, i-Light ile karşılaşabileceğiniz en sık görülen sorunları ele alan bölüm olarak bu sorun giderme kılavuzuna başvurun.
- Bu bölümde verilen talimatları izlemenize rağmen sorunu yaşamaya devam ediyorsanız, daha fazla destek için lütfen Remington® Servis Merkezi ile irtibata geçin.

Sorun	Olası Neden	Eylem
Cihaz açık değil.	<p>Cihaz şarj olmamış. Cihadan iki kez gelecek 'bip' sesini duymalı ve LCD ekranda bu görüntüyü görmelisiniz.</p> 	<p>Cihazın tam dolu şarj olmasını sağlayın - şarj kablosunun fişini, duvardaki elektrik prizine takın. LCD ekranda Pil Şarjı simgesi görünecektir. Cihaz tam dolu şarj olduğunda, Pil Ömrü göstergesi en üst seviyede olacaktır:</p> 
	<p>İşlem Başlığı yerine oturmamış. Cihazdan iki kez 'bip' sesini duymalı ve LCD ekranda bu görüntüyü görmelisiniz.</p> 	<p>İşlem Başlığının cihaza tam oturduğundan ve doğru şekilde takıldığından emin olun.</p> <p>İşlem Başlığı doğru şekilde takıldığında, bir 'tıklama' sesi duymalı ve ışıklar ve 'bipleme'nin sona erdiğini görmelisiniz.</p>

Sorun	Olası Neden	Eylem
<p>Cihazı cildime karşı tuttuğumda hiçbir şey olmuyor. Cihaz, birkaç saniye sonra bile 'bip' sesi çıkarmıyor.</p>	<p>Bir Cilt Tonu Testi gerçekleştirmeniz gerekebilir. LCD ekranda bu görüntü belirecektir:</p> 	<p>Yanıp sönen turuncu ışığı cildinizde hedeflediğiniz işlem alanına karşı yerleştirin. Cihaz, şu koşullarda başka bir Cilt Tonu Testi gerektirebilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cihazınız son beş dakikadır kullanılmıyorsa</li> <li>- İşlem ortasında bir mola aldıysanız</li> <li>- Cihaz kapatılıp, yeniden açıldıysa</li> </ul>
	<p>İşlem Başlığı ciltle tam temas etmiyor.</p>	<p>İşlem Başlığının cildinizle temas edip etmediğini kontrol edin. İşlem Başlığı ciltle tam temas etmedikçe, cihaz ışık vermeyecektir.</p>
	<p>Kaşlar veya göz kenarları gibi küçük bir alanda işlem yapmaya çalışıyorsunuz.</p>	<p>Güvenliğiniz için, cihaz gözler, kaşlar veya kirpiklerin yakınında hiçbir yerde KULLANILMAMALIDIR.</p>


Sorun	Olası Neden	Eylem
Işık Düğmesine bastığımda ışık huzmesi yayılmıyor	İşlem Başlığı ciltle tam temas halinde değildir.	İşlem Başlığının cildinizle temas edip etmediğini kontrol edin. İşlem Başlığı ciltle tam temas etmedikçe, cihaz ışık vermeyecektir.
	İki flaş arasında yeterli süre beklemediniz.	Cihazın yeniden ışık verebilmesi için iki flaş arasında yaklaşık 5 saniye geçmelidir. Cihaz yeniden ışık vermeye hazır olduğunda, ışık sürekli yeşil renkte yanacaktır.
	İşlem Başlığının yenilenmesi gerekmektedir; LCD ekran 'Ampul Ömrü Boş' simgesini gösterecek ve ışığı yanıp sönecektir.	Ampul Ömrü simgesinin boş olmamasına ve yanıyor olmasına dikkat edin. Yanmıyorsa; cihazı kapatın ve İşlem Başlığını yenileyin.

Sorun	Olası Neden	Eylem
Işık Düğmesine bastığımda ışık huzmesi yayılmıyor	<p>Cihazın soğuması için biraz zaman geçmelidir. Cihazdan bir kez 'bip' sesini duymalı ve LCD ekranda bu görüntüyü görmelisiniz:</p> 	<p>Birkaç dakika cihazın soğumasını bekleyin. Cihazı kapatmayın; cihaz tekrar kullanıma hazır olduğunda bu ekran gözden kaybolacaktır. Normal koşullarda, bu az görülen bir durumdur, ancak ünite aşırı ısındığında meydana gelebilir.</p>
	<p>Oda, cihazın soğuması için fazla sıcaktır.</p>	<p>i-Light REVEAL'i sıcaklığın 27°C (veya 80°F)'nin altında olduğu daha serin ortamlarda kullanın.</p>



Sorun	Olası Neden	Eylem
Bir Cilt Tonu Testi yaptım; ışık turuncu renge dönüştü ve 'vızıldama' sesi duyuldu.	Cildiniz, işlem yapmak için fazla esmer olabilir. Bu kılavuzun başında yer alan Cilt Tablosuna başvurun.	i-Light REVEAL cihazını bu cilt tonunuzla kullanamazsınız. Lütfen bölgenizdeki servis merkeziyle irtibat kurun.
	Cilt Tonu Sensörünü doğru şekilde kullanmadınız.	Cilt Tonu Sensörünüz (yanıp sönen turuncu lamba) cildinizle sıkı şekilde temas etmiyorsa, cihaz bir red sesi verecektir. Cilt Tonu sensörünü cildinize doğru sıkıca bastırın.
	Cilt Tonu Sensörü çalışmıyor.	Lütfen bölgenizdeki servis merkeziyle irtibat kurun.

Sorun	Olası Neden	Eylem
Işık Penceresine kir veya kalıntı yapışmış.	Cihazın temizlenmesi gerekiyor.	Bu kılavuzda verilen temizleme talimatlarını izleyin.

Sorun	Olası Neden	Eylem
<p>Cihaz: - Çalışmıyor - Bip sesi çıkıyor - Bu simgeyi gösteriyor (bir referans numarasıyla birlikte):</p>  <p>006</p>	<p>Cihaz düzgün çalışmıyor ve servise gitmesi gerekebilir.</p>	<p>Bölgenizdeki servis merkeziyle irtibat kurun; ve ekrandaki referans numarasını bildirin.</p>

- \* Cihazınızı açmaya veya onarmaya **ÇALIŞMAYIN**. Bu işlemleri sadece yetkili i-Light REVEAL onarım merkezleri gerçekleştirebilir.
- Cihazı açmak, sizi tehlikeli elektrikli bileşenlere ve atımlı ışık enerjisine maruz bırakabilir; bunların her ikisi de ciddi vücut hasarına ve/veya kalıcı göz yaralanmalarına neden olabilir. Cihazı açmaya çalışmak, cihazın hasarlanmasına da yol açabilir ve garantinizi geçersiz kılabılır. Cihazınızın onarılması gerekiyorsa, lütfen bölgenizdeki servis merkeziyle irtibata geçin.



## ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik ürünlerdeki tehlikeli maddeler nedeniyle çevre ve sağlık sorunları oluşmasını önlemek için, bu simgeyle işaretlenmiş cihazlar olağan çöplerle birlikte atılmamalı ve geri kazanılmalı, yeniden kullanıma sokulmalı veya geri dönüştürülmelidir.



Vă mulțumim că ați achiziționat noul dvs. produs Remington®. Înainte de utilizare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.



## MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

- 1 ATENȚIONATE – PENTRU A REDUCE RISCUL DE ARSURI, ELECTROCUTARE, INCENDII SAU RĂNIREA PERSOANELOR:
- 2 Folosiți aparatul doar pentru ceea ce a fost creat, conform descrierii din acest manual.
- 3 Nu folosiți aparatul dacă este deteriorat sau prezintă defecte.
- 4 Cihazı, fişi prize takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
- 5 Ștecherul și cablul nu trebuie lăsate aproape de suprafețe încălzite.
- 6 Nu utilizați produsul în cazul în care cablul este deteriorat. Puteți obține un cablu nou prin intermediul Centrelor noastre internaționale de service.
- 7 Depozitați produsul la o temperatură între 15°C și 35°C.
- 8 Folosiți doar componentele furnizate împreună cu aparatul.
- 9 Nu întoarceți sau nu înnoțați cablul, și nu îl înfășurați în jurul aparatului.
- 10 Unitatea principală a acestui aparat nu este lavabilă sau rezistentă la apă. Nu introduceți aparatul în lichid; nu îl utilizați lângă apă, în cadă, chiuvetă sau orice alt vas; nu îl utilizați afară.
- 11 Asigurați-vă că ștecherul și adaptorul nu se udă. Nu încercați să scoateți unitatea dacă a căzut în apă - scoateți-o imediat din priză.
- 12 Nu conectați sau deconectați de la priză dacă aveți mâinile ude.
- 13 Acest aparat poate fi folosit de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare doar dacă sunt supravegheate/au fost instruite în prealabil și au înțeles pericolele la care se expun. Este interzisă joaca copiilor cu acest aparat. Operațiunile de curățare și de întreținere nu trebuie efectuate de către copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Aparatul și cablul nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor sub 8 ani. Acest produs trebuie folosit doar de către, ori sub supravegherea unui adult responsabil.
- 14 Nu lăsați aparatul sau cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- 15 Acest aparat trebuie furnizat împreună cu adaptori de izolare de siguranță PA-0510E (pentru Europa) și PA-0510U (pentru Regatul Unit), cu o capacitate de ieșire de 5VCC, 1000 mA (ieșire adaptor) sau adaptor de izolare aprobate WR9QA1200LMDG2720(R) cu o capacitate de ieșire de 5VCC; 1200 mA (ieșire adaptor).
- 16 NU acoperiți nicio parte a orificiilor de ventilare în timpul utilizării, acestea ajută la menținerea dispozitivului rece în timpul operării. Dispozitivul s-ar putea încălzi.
- 17 NU utilizați dacă ambalajul sau dispozitivul pare a fi deteriorat sau dacă vreuna dintre componentele dispozitivului este crăpată sau spartă. Dacă o faceți, s-ar putea mări riscul de rănire a pielii sau ochilor din cauza lămpii cu bliț.
- 18 Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale sau în saloane de coafură.



## CARACTERISTICI DE BAZĂ

### DISPOZITIV

- 1 Fereastră Flash
- 2 Cap pentru tratament
- 3 Clape de eliberare a capului de tratament
- 4 Senzor tip de piele
- 5 Buton Flash
- 6 Afișaj LCD
- 7 Cârpă care nu lasă scame
- 8 Sac de depozitare (nu apare în imagine)

### AFIȘAJ LCD

- 9 Durata de viață a bateriei
- 10 Dispozitiv de numărare a activărilor sesiunii
- 11 Durata de viață a becului
- 12 Nivel energetic
- 13 Buton nivel energetic
- 14 Buton de pornire/oprire
- 15 Adaptor de curent

## PREZENTAREA DISPOZITIVULUI i-LIGHT REVEAL

### ★ Ce este i-Light REVEAL?

Sistemul i-Light PRO este un dispozitiv revoluționar pe bază de lumină, pentru femei, destinat îndepărtării la domiciliu a părului nedorit de pe corp și față.

i-Light REVEAL folosește o tehnologie dovedită clinic similară cu cele utilizate de dermatologii profesioniști și de saloanele de înfrumusețare, însă optimizată pentru tratarea personală a unor zone mai mici.

### ✳ Ce este Lumina intens pulsată (IPL) și cum funcționează i-Light REVEAL?


IPL - (Intense Pulsed Light - Lumina intens pulsată) este o tehnologie bine stabilită, folosită în întreaga lume de peste 15 ani. i-Light REVEAL utilizează această tehnologie pentru a trimite pe pielea dvs. o lumină intens pulsată.

Impulsul acționează sub suprafața pielii pentru a trata firele de păr de la rădăcină, ajutând la stoparea creșterii acestora. (Fig 1)

Energia impulsului de lumină are ca țintă culoarea mai închisă, iar cele mai bune rezultate sunt observate pe părul mai închis la culoare.

Pentru a evita țintirea (și posibil deteriorarea) pielii închise la culoare, trebuie să utilizați i-Light REVEAL doar pe nuanțele de piele deschise până la medii (I-IV).

Fig. 1



### ✳ Ce să așteptați de la i-Light REVEAL

Rezultatele nu sunt imediate, însă majoritatea utilizatoarelor încep să observe mai puține fire de păr în primele 1-2 săptămâni după începerea tratamentului. În această perioadă, este posibil să vi se pară că părul încă crește, însă, în realitate, este „împins în afară”. Fig. 2.

Fig. 2



Este importanta continuarea tratamentului complet pentru a te asigura ca fiecare fir de par activ este tratat. Un tratament complet trebuie repetat la fiecare 2 saptamani cu 3 perioade de tratament.

Rezultatele individuale pot diferi de la caz la caz, astfel ca sunt necesare tratamente multiple pentru rezultate optime.

Veți observa că unele fire de păr care vor crește ulterior vor fi mai puțin dense, mai fine și mai deschise la culoare decât părul original. Această creștere ulterioară este normală și trebuie să vă așteptați la ea.

Dupa finalizarea regimului initial de tratare, utilizarea regulata saptamanala va oferi rezultate bune intr-un interval de 6-12 saptamani (tonul de culoare inchisa a pielii poate dura mai mult).



## ATENȚIONĂRI ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE

### ◆ ATENȚIONĂRI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

**Înainte de a începe să utilizați i-Light REVEAL:**

**Asigurați-vă că ați citit Atenționările și informațiile de siguranță.**

Înainte de a începe, verificați dacă i-Light REVEAL este potrivit pentru dvs.

Pentru a vedea dacă dispozitivul este potrivit pentru dvs., folosiți schema tipurilor de ten pe care o găsiți în ambalaj și la începutul acestui manual împreună cu senzorul de ten prevăzut.

Consultați graficul pentru tipul de păr de la începutul acestui manual pentru a vă asigura că dispozitivul este potrivit pentru dvs.

### \* Tipul de ten

- Vezi schema tenurilor de la pagina 2.
- A nu se utiliza pe un ten închis natural (Fitzpatrick tipul V și VI); riscați să cauzați arsuri, bășici și modificări ale culorii pielii.
- A nu se utiliza pe pielea bronzată sau după expunerea recentă la soare; riscați să cauzați arsuri și răni pe piele.
- i-Light REVEAL nu este eficient pe părul facial sau de pe corp alb, cărunt, blond sau roșcat.

### \* Zone ce nu trebuie tratate:

- A nu se utiliza pe scalp sau urechi.
- A nu se utiliza la bărbați, pe față sau gât.
- A nu se utiliza deasupra pomeților (la femei).
- A nu se utiliza pe sfârcuri, areole mamare sau organele genitale.
- A nu se utiliza dacă aveți tatuaje sau machiaj permanent în zona ce trebuie tratată.
- A nu se utiliza pe petele de culoare maro închis sau negre precum alunițe, semne de naștere sau pistrii.
- A nu se utiliza în zone operate recent, decojite, tratate cu laser, cicatrici sau pielea care a fost arsă sau opărită.

### \* Când nu trebuie folosit/Când trebuie evitată utilizarea i-Light REVEAL

- A NU se utiliza dacă aveți PILEA BRONZATĂ în zonele pe care doriți să le tratați, deoarece pielea dvs. ar putea fi prea închisă la culoare, iar tratarea zonelor bronzate ar putea cauza temporar umflarea pielii, bășici sau v-ar putea modifica culoarea pielii. Așteptați până când trece bronzul înainte de a începe tratamentul.
- A NU se utiliza pe pielea pe care au fost aplicate produse cosmetice, deoarece tratarea zonelor respective ar putea cauza temporar umflarea pielii, bășici sau v-ar putea modifica culoarea pielii. Asigurați-vă că ați curățat bine zona pe care doriți să o tratați înainte de utilizarea dispozitivului.
- NU aplicați lumină pe același punct pe care doriți să-l tratați de mai multe ori în timpul aceleiași sesiuni, deoarece aceasta ar putea cauza temporar umflarea pielii, bășici sau v-ar putea modifica culoarea pielii.
- NU tratați nicio zonă mai mult de o dată pe săptămână, deoarece acest lucru nu va grăbi rezultatele, ci va crește probabilitatea apariției umflăturilor, bășicilor sau modificării culorii pielii.
- A NU se utiliza pe pielea deteriorată, inclusiv pe răni deschise, leziuni herpetice, arsuri de soare sau zone în care v-ați exfoliat pielea sau ați suportat alte proceduri de refacere a pielii în ultimele 6-8 săptămâni.
- A NU se utiliza pe pielea iritată, inclusiv pe erupții sau pe pielea umflată. Aceste condiții v-ar putea face pielea mai sensibilă. Așteptați până când zona afectată se vindecă înainte de a utiliza dispozitivul.

- NU utilizați dacă pielea dvs. este sensibilă la lumină. Pentru a stabili dacă puteți folosi i-Light REVEAL, testați-l pe o porțiune mică de piele și așteptați 24 de ore pentru a vedea dacă apar reacții adverse înainte de a trata zone mai ample.
- NU utilizați dacă sunteți sau ați putea fi însărcinată sau dacă alăptați. i-Light REVEAL nu a fost testat pe femeile gravide. Schimbările hormonale sunt obișnuite în timpul sarcinii sau alăptării și ar putea crește sensibilitatea pielii și riscul de rănire a pielii.
- A NU se folosi pe orice alt material în afară de piele.
- NU utilizați acest model (IPL2000) pentru niciun alt scop decât îndepărtarea părului.
- NU tratați nicio zonă în care doriți să vă crească iar părul. Rezultatele s-ar putea să fie permanente și ireversibile
- ★ **ATENȚIE:** Evitați tratarea zonelor ce conțin doar puf de păr (păr foarte subțire, fin, cunoscut sub numele de „puf de piersică”), deoarece acest lucru ar putea determina creșterea nedorită a părului.
- A nu se utiliza pe față dacă aveți antecedente de leziuni hepatice; utilizarea sistemului IPL sau a oricărui tratament care irită pielea poate duce la recidivarea leziunilor hepatice.
- Dacă ați urmat un tratament de îndepărtare a părului cu laser sau IPL sau electroliți, profesional, clinic sau auto-administrat, așteptați cel puțin 6 luni înainte de a utiliza i-Light REVEAL. Dacă v-ați epilat cu ceară, pensat sau epilat părul din zonele de tratament, așteptați cel puțin 6 săptămâni înainte de a utiliza i-Light REVEAL. Dispozitivul utilizează firele de pr de sub pielea dvs. pentru a dezactiva părul de la rădăcină, prin urmare nu este eficient dacă părul a fost pensat.
- A NU se utiliza direct peste sau lângă Dispozitive medicale implantabile active precum stimulatorul cardiac implantat, defibrilatorul intern sau dispozitivele pentru insulină. Cu toate că, în timpul studiilor clinice, nu au fost raportate probleme asociate cu utilizarea acestui dispozitiv, vă recomandăm să observați toate atenționările dispozitivelor medicale implantabile active privind utilizarea dispozitivelor electronice, pentru a preveni orice defectare sau întrerupere a unui unui dispozitiv implantabil activ.
- A nu se utiliza pe sau în apropierea vreunui element artificial precum implanturile de silikon, implanturi contraceptive Implanon, stimulatori cardiace, porturi pentru injecții subcutanate (dozator de insulină) sau piercinguri.
- Echipamentele de comunicații fără fir ar putea afecta dispozitivul i-Light REVEAL și trebuie ținute la cel puțin 3,3 m distanță.
- Nu utilizați peste sau lângă proteze metalice, implanturi dentale sau alte operații.

## PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

### ★ INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

- Înainte de prima utilizare; asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat.
- Conectați adaptorul de curent la dispozitiv, iar apoi la priză.
- O încărcare completă va dura până la 1.5 ore.
- Funcție de nivel de putere selectat; încărcarea completa ofera estimativ 100 flash-uri (un nivel mai scazut de putere vor oferi mai multe flash-uri la incarcare).
- ★ **Funcția de incarcare rapida**
- Aparatul are funcția de incarcare rapida.
- Prin utilizarea acestei funcții, încărcarea rapida durează 15 minute.

- Se obțin estimativ 20 flash-uri.
- Când bateria se încarcă, Afișajul LCD va indica pictograma de încărcare Fig. 3
- Când bateria este complet încărcată, Afișajul LCD va indica pictograma de încărcare completă Fig. 4




Fig. 3



Fig. 4

- În timpul utilizării, starea bateriei este indicată pe afișajul LCD prin pictograma „Durata de viață a bateriei”. Fig. 5

Durata de viață a  
baterieiBaterie pe  
terminate

Baterie goală

- \* NOTĂ: Dispozitivul nu poate fi operat când este în priză sau la încărcat.
- \* SFAT: Vă recomandăm să încărcați dispozitivul după fiecare utilizare pentru a vă asigura că dispozitivul este încărcat complet și gata pentru următorul dvs. tratament.


## FOLOSIREA i-LIGHT REVEAL PENTRU TRATAMENT

### \* Testarea nuanței pielii

- 1 Consultați Atenționările și măsurile de precauție.
- 2 Familiarizați-vă cu caracteristicile dispozitivului i-Light.
- 3 Consultați graficul pentru tipul de piele pentru a vă asigura că tenul dvs. se încadrează în gama acceptabilă. Fig. 6



Abb. 6





## 4 Porniți dispozitivul apăsând butonul de pornire. Fig. 7

Fig. 7




Fig. 8





Fig. 9



- \* NOTĂ: De fiecare dată când dispozitivul este pornit, vi se va sugera să vă testați nuanța pielii. Afișajul LCD va indica pictograma „Sensor tip de piele” Fig 8. Senzorul tipului de piele este localizat în partea din spate a dispozitivului și va arăta un bec portocaliu intermitent. Fig. 9

- 5 Apăsați bine Senzorul tipului de piele (becul portocaliu intermitent) pe pielea din zona pe care doriți să o tratați și mențineți așa timp de 2 secunde. Fig. 10.

Fig. 10



- Citirea se va face automat.
- Bec portocaliu permanent și „bâzâit” = Este posibil ca pielea să fie prea închisă la culoare
- Bec verde permanent și „bip” = Nuanța pielii este OK
- \* NOTĂ: Trebuie să repetați testul pentru nuanța pielii pentru fiecare zonă pe care doriți să o tratați.

\* **Selectarea nivelului energetic**

- Dispozitivul va fi setat automat pe Nivelul energetic 1 de fiecare dată când dispozitivul este PORNIT. Pentru a schimba nivelul, apăsați Butonul de selectare a nivelului energetic. Fig. 11

Fig. 11



- După ce s-a atins nivelul 3, apăsarea Butonului de nivel energetic din nou va reseta dispozitivul la nivelul energetic 1.
- i-Light REVEAL este prevăzut cu 3 nivele energetice. Nivelul 1 (1 bară) este cel mai jos, iar nivelul 3 (3 bare) este cel mai ridicat.
- SFAT: Pentru rezultate optime, utilizați întotdeauna cel mai înalt nivel energetic care nu vă cauzează disconfort pe piele.

#### ✱ Testați dispozitivul i-Light REVEAL pe piele

- Testați dispozitivul i-Light REVEAL pe o suprafață mică de piele și așteptați 24 de ore pentru a vă asigura că nu faceți eventuale reacții adverse.
- Începeți cu nivelul energetic 1 și luminați o dată.
- Luminați pielea plasând fereastra cu lumină ferm pe piele. Veți auzi „bip, bip”, iar senzorul nuanței de piele ar trebui să devină verde permanent. Apăsăți butonul de luminare pentru a lumina. Fig. 12

Fig. 12



- ✱ SFAT: Vă recomandăm să folosiți o oglindă pentru a vedea senzorul nuanței pielii. Dacă lumina reflectată este neplăcută, vă sfătuim să închideți ochii înainte de fiecare activare.
- Un disconfort ușor până la moderat este normal. Dacă o lumină activată la Nivelul energetic 1 vi se pare intolerabilă, măriți la Nivelul energetic 2. Mișcați dispozitivul într-un alt loc și luminați i-Light REVEAL încă o dată. Repetați acest proces până când descoperiți setarea cu care vă simțiți cel mai bine.
- Așteptați 24 de ore, apoi observați zona testată. Dacă pielea pare normală, continuați cu primul tratament complet la nivelul energetic respectiv pe care l-ați stabilit potrivit pentru dvs.
- ✱ NOTĂ: Trebuie să testați dispozitivul pe fiecare zonă de pe față sau corp pe care doriți să o tratați.

#### ✱ Tratați zona(ele) dorite cu dispozitivul i-Light

##### ✱ Pregătirea pielii pentru tratament

- 1 Asigurați-vă că zona ce va fi tratată este curată și nu prezintă urme de uleiuri, deodorant, parfum, machiaj, loțiuni și creme. Radeți sau îndepărtați cu epilatorul părul din zonele ce vor fi tratate și asigurați-vă că pielea este curată și uscată. Dacă folosiți epilatorul; părul trebuie epilat la mai puțin de 0,5 mm. Fig. 13



Fig. 13



- 2 Nu folosiți ceară, epilatoare, pensete sau produse de epilat pentru a îndepărta părul, deoarece acestea contracarează procesul IPL.

✱ **Pregătirea dispozitivului pentru tratament**

Folosiți senzorul pentru nuanța pielii pentru a debloca unitatea Fig. 14. Selectați puterea dorită (fig. 15).



👁 **TRATAMENT**

- Plasați fereastra cu lumină ferm pe piele. Becul va fi verde permanent dacă fereastra cu lumină care atinge pielea. Fig. 16


Fig. 16



- Apăsăți Butonul de luminare pentru a lumina. Ar trebui să vedeți o rază puternică de lumină (similară unui bliț de aparat foto) și să simțiți o ușoară senzație de căldură.


✱ **NOTĂ:** Dispozitivul poate lumina aproximativ 5 secunde. În acest timp, pe afișaj va apărea pictograma unei clepsidre Fig. 17. Când dispozitivul este gata pentru o nouă activare; pictograma va dispărea, iar becul va deveni verde permanent (în cazul în care capul de tratament se află în contact complet cu pielea).

Fig. 17




- Tratați pielea gradual. Fig. 18

- Pentru cele mai bune rezultate, urmați instrucțiunile din Fig. 19



- \* SFAT: Întindeți pielea pentru un contact mai bun cu pielea - contururile pielii pot îngreuna apăsarea completă a senzorilor de contact cu pielea în anumite zone. V-ar putea fi mai ușor să încercați să vă acoperiți dinții cu buza de sus sau să folosiți limba pentru a întinde obrajii pentru un contact mai bun cu pielea.
- Pentru a vă ajuta să țineți evidența numărului de activări pe care le-ați folosit într-un tratament; dispozitivul este echipat cu un „Dispozitiv de numărare a activărilor sesiunii”. Fig. 20. Acesta se va reseta de fiecare dată când dispozitivul este pornit.



## 👁 ÎNGRIJIREA POST-TRATAMENT

După tratament, este posibil să prezentați o ușoară roșeață sau senzație de căldură pe piele. Acest lucru este normal și va dispărea în scurt timp. Pentru a evita iritarea pielii după tratament, luați următoarele măsuri de precauție:

- Evitați expunerea la soare timp de 24 de ore după tratament. Protejați-vă pielea cu un produs cu factor de protecție 30 timp de 2 săptămâni după fiecare tratament.
- Nu prelungiți expunerea la soare, mai precis renunțați la plajă, ședințele de solar sau produsele autobronzante timp de cel puțin 2 săptămâni după ultimul tratament.
- După tratament, păstrați zona curată și uscată și beți multă apă, pentru a vă menține pielea hidratată.
- Nu faceți băi sau dușuri fierbinți și nu folosiți băi turcești sau saune timp de 24 de ore după tratament.
- Nu participați la sporturi de contact timp de 24 de ore după tratament.

- Nu vă epilați (cu ceară, cu penseta, cu benzi sau cu creme) pe perioada tratamentului - vă puteți rade, atâta vreme cât nu o faceți timp de 24 de ore după fiecare tratament.
- Nu folosiți creme de albire sau produse parfumate timp de 24 de ore după tratament.

## 👁️ CURĂȚAREA DISPOZITIVULUI i-LIGHT REVEAL

- ⚠️ **ATENȚIE:** Înainte de a curăța dispozitivul i-LIGHT REVEAL, asigurați-vă că acesta este OPRIT, iar cablul de încărcare este deconectat de la dispozitiv.
- Curățarea regulată ajută la asigurarea de rezultate optime și la prelungirea duratei de viață a dispozitivului
- Folosiți o cârpă curată, care nu lasă scame (una va fi furnizată cu dispozitivul) sau un disc demachiant pentru a șterge ușor suprafața și Fereastra cu lumină, Capul de tratament și Senzorul nuanței pielii.
- Dacă este necesar, puteți înmuia cârpa sau discul demachiant în apă și detergent delicat.
- Permiteți dispozitivului să se usuce complet înainte de a-l utiliza din nou.
- ⚠️ **ATENȚIE:** Dacă Fereastra Flash este crăpată sau spartă, nu trebuie să folosiți unitatea. Evitați zgărirea ferestrei filtrului sau a suprafeței metalice din accesoriul de tratament.
- ⚠️ **ATENȚIONARE:** i-Light este un dispozitiv de înaltă tensiune. Nu-l introduceți în apă. Nu curățați unitatea sau componentele sale sub robinet sau în mașina de spălat vase.
- Nu folosiți agenți de curățare pe bază de petrol sau inflamabili, riscați producerea unui incendiu. Nu folosiți bureți abrazivi, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive precum uleiul sau acetona pentru a curăța unitatea.

## ➡️ DEFECTIUNI ȘI REMEDII / DEPOZITARE / ÎNTREȚINERE


### ✳️ **Întreținerea dispozitivului i-Light Reveal**

⚠️ **ATENȚIONARE:** Înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere asupra dispozitivului i-Light, asigurați-vă că butonul de alimentare este dezactivat și cablul de alimentare este deconectat de la unitatea de bază.




### ✳️ **Înlocuirea capului de tratament**

- Capul de tratament poate emite 600 lumini, indiferent de setarea nivelului energetic. După ce capul de tratament a epuizat toate activările, trebuie înlocuit.
- Pictograma „Durata de viață rămasă a bateriei” de pe afișaj vă atenționează atunci când numărul de activări rămase este pe terminate. Fig. 21.

Fig. 21



- Afișarea Duratei de viață rămasă a bateriei Fig. 22.

Stare	Plină	Parțial plină	Goală
Afișarea duratei de viață rămasă a becului	Un nou bec furnizează 6,000 activări, iar Culoarea becului plin va fi solidă	Când rămân mai puțin de 300 de activări, Culoarea becului plin va începe să pâlpâie	Când mai rămân mai puțin de 600 de activări, Culoarea becului plin va prinde o nuanță mai deschisă de gri.
PICTOGRAMĂ			

✱ NOTĂ: Capul de tratament trebuie înlocuit dacă Tubul lămpii este deteriorat.

- 1 Apăsăți Clapele de eliberare a capului de tratament și trageți ușor pentru a scoate Capul de tratament. Fig. 23.
- 2 Înlocuiți-l cu un nou Cap de tratament, asigurându-vă că l-ați fixat. Fig. 24.

Fig. 23





Fig. 24







✱ Depozitare

- Oprii unitatea, scoateți-o din priză cu 10 minute înainte de a o depozita.
- Depozitați unitatea într-un loc uscat, la o temperatură între 15° C și 35° C.

### ✱ Defecțiuni și remedii


- Înainte de fiecare utilizare a dispozitivului i-Light, citiți aceste instrucțiuni.
- Dacă experimentați orice problemă cu i-Light, consultați acest ghid de defecțiuni și remedii, deoarece cuprinde majoritatea problemelor cu care v-ați putea confrunta cu i-Light.
- Dacă ați urmat instrucțiunile din această secțiune și continuați să aveți probleme, contactați centrul de service Remington® pentru asistență suplimentară.

Problemă	Cauza posibilă	A acțiune
Aparatul nu va porni.	<p>Dispozitivul nu este încărcat. Ar trebui să auziți dispozitivul emițând două „bipuri”, iar afișajul LCD va indica acest ecran.</p> 	<p>Asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat - conectați cablul de alimentare la priză de pe perete. Pictograma Încărcarea bateriei ar trebui să apară pe afișajul LCD. Când dispozitivul este complet încărcat, indicatorul Durata de viață a bateriei va fi plin:</p> 
	<p>Capul de tratament nu este complet atașat. Ar trebui să auziți două „bipuri”, iar afișajul LCD va indica acest ecran.</p> 	<p>Capul de tratament trebuie să fie bine atașat la dispozitiv, asigurați-vă de acest lucru. Atunci când Capul de tratament este atașat corect, ar trebui să auziți un „clic”, iar becurile și sunetele „bip” se vor opri.</p>

Problemă	Cauza posibilă	Acțiune
<p>Când plasez dispozitivul pe piele, nu se întâmplă nimic. Dispozitivul nu emite niciun „bip”, nici măcar după câteva secunde.</p>	<p>Vă recomandăm să realizați o Testare a nuanței pielii. Afișajul LCD va arăta acest ecran:</p> 	<p>Plasați becul portocaliu intermitent pe pielea din zona pe care doriți să o tratați. Este posibil ca dispozitivul să necesite altă Testare a nuanței pielii dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dispozitivul nu este folosit timp de cinci minute</li> <li>- Luați o pauză în timpul tratamentului</li> <li>- Dispozitivul este oprit și repornit</li> </ul>
	<p>Capul de tratament nu se află în contact complet cu pielea.</p>	<p>Verificați dacă pielea este atinsă de Capul de tratament. Dispozitivul nu va pălpăi decât în cazul în care capul de tratament se află în contact complet cu pielea.</p>
	<p>Încercați să tratați o zonă mică precum cea dintre sprâncene sau de lângă ochi.</p>	<p>Pentru siguranța dvs., dispozitivul NU trebuie utilizat lângă ochi, sprâncene sau gene.</p>




Problemă	Cauza posibilă	Acțiune
O rază de lumină nu este emisă atunci când apăș Butonul de luminare	Capul de tratament nu se află în contact complet cu pielea.	Verificați dacă pielea este atinsă de Capul de tratament. Dispozitivul nu va pălpăi decât în cazul în care capul de tratament se află în contact complet cu pielea.
	Nu ați așteptat suficient de mult timp între activări.	Dispozitivul are nevoie de aproximativ 5 secunde pentru a se reîncărca între activări. Când dispozitivul este gata să lumineze din nou, becul va deveni verde permanent.
	Capul de tratament trebuie înlocuit; Afișajul LCD va indica pictograma „Bec gol” și va pălpăi în continuu.	Asigurați-vă că pictograma Bec gol nu este goală și nu pălpăie. Dacă pălpăie; opriți dispozitivul și înlocuiți Capul de tratament.

Problemă	Cauza posibilă	Acțiune
<p>O rază de lumină nu este emisă atunci când apăș Butonul de luminare</p>	<p>Dispozitivul are nevoie de puțin timp pentru a se răci. Ar trebui să auziți dispozitivul emițând un „bip”, iar afișajul LCD va indica acest ecran:</p> 	<p>Așteptați câteva minute pentru ca dispozitivul să se răcească. Nu opriți dispozitivul, deoarece ecranul va dispărea odată ce dispozitivul este gata de a fi refolosit. În condiții normale, acest lucru este neobișnuit; totuși, apare atunci când unitatea se încălzește prea tare.</p>
	<p>În încăpere este prea cald pentru ca dispozitivul să se răcească.</p>	<p>Folosiți i-Light REVEAL într-un mediu mai rece, unde temperatura să fie mai mică de 27°C (sau 80°F).</p>

Problemă	Cauza posibilă	A acțiune
Am realizat o Testare a nuanței pielii, iar becul s-a făcut portocaliu și s/a auzit un „bâzâit“.	Pielea dvs. ar putea fi prea închisă la culoare pentru tratament. Consultați graficul pentru tipul de piele de la începutul acestui manual.	Nu puteți folosi dispozitivul i-Light REVEAL pe nuanța dvs. de piele. Contactați centrul de service local.
	Nu ați folosit corect Senzorul nuanței de piele.	Dacă Senzorul nuanței de piele (becul portocaliu intermitent) nu atinge ferm pielea, dispozitivul va emite un ton de respingere. Încercați să apăsați ferm Senzorul nuanței de piele pe piele.
	Senzorul nuanței de piele nu funcționează.	Contactați centrul de service local.

Problemă	Cauza posibilă	A acțiune
Fereastra cu lumină are mizerie sau resturi.	Dispozitivul trebuie curățat.	Urmați instrucțiunile de curățare menționate în acest manual.

Problemă	Cauza posibilă	Acțiune
<p>Dispozitivul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nu funcționează</li> <li>- Emite un bip</li> <li>- Indică acest simbol (inclusiv un număr de referință):</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <p><b>006</b></p> </div>	<p>Dispozitivul nu funcționează corect și este posibil să necesite lucrări de service.</p>	<p>Contactați centrul local de service; și transmiteți numărul de referință de pe afișaj.</p>

- ✳️ **NU încercați să deschideți și să reparați dispozitivul. Doare centrele de reparații i-Light REVEAL autorizate au permisiunea de a realiza reparații.**
- Deschiderea dispozitivului v-ar putea expune la componente electrice periculoase și la energie intens pulsată, iar acestea ar putea cauza lezări corporale grave și/sau leziuni oculare permanente. Dacă încercați să deschideți dispozitivul l-ați putea deteriora, lucru ce ar anula garanția acestuia. Contactați centrul de service local dacă aveți un dispozitiv ce necesită reparații.



## PROTECȚIA MEDIULUI

Pentru a evita problemele care afectează mediul sau sănătatea, datorită substanțelor nocive din aparatele electrice sau electronice, aparatele care prezintă acest simbol nu se arunca la întâmplare, ci vor fi reciclate sau depozitate în locuri special amenajate în acest sens.



Zahvaljujemo se vam za nakup novega izdelka Remington®. Prosimo, da skrbno preberete ta navodila in jih varno shranite.

Pred uporabo odstranite vso embalažo.



## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- 1 OPOZORILO – ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA OPEKLIN, ELEKTRIČNEGA UDARA, POŽARA ALI TELESNIH POŠKODB:
- 2 To napravo uporabljajte izključno namensko, kot je opisano v tem priročniku.
- 3 Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali ne deluje pravilno.
- 4 Priklopljene naprave ne puščajte brez nadzora.
- 5 Napajalni vtič in kabel varujte pred vročimi površinami.
- 6 Izdelka ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel. Nadomestnega lahko dobite pri naših mednarodnih servisnih centrih.
- 7 Izdelek hranite pri temperaturi od 15 do 35 °C.
- 8 Uporabljajte samo dele, priložene napravi.
- 9 Kabla ne ovijajte in ga ne ovijajte okrog naprave.
- 10 Ohišje te naprave ni namenjeno za pranje in ni vodoodporno. Naprave ne potaplajte v tekočino, je ne uporabljajte v bližini vode v kadi, umivalniku ali drugi posodi in je ne uporabljajte na prostem.
- 11 Poskrbite, da se napajalni kabel in napajalnik ne zmočita. Če enota pade v vodo, ne segajte za njo – takoj jo odklopite iz električne vtičnice.
- 12 Naprave ne vključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
- 13 To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom oz. dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let. Ta izdelek smejo uporabljati izključno odrasli ali pa mora uporabo nadzorovati odgovorna odrasla oseba.
- 14 Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
- 15 To napravo je treba napajati z odobrenim varnostnim izolacijskim napajalnikom PA-0510E (za Evropo) in PA-0510U (za Veliko Britanijo) z izhodno zmogljivostjo 5 V=, 1000 mA (izhod napajalnika) ali odobrenim varnostnim izolacijskim napajalnikom WR9QA1200LMDG2720(R) z izhodno zmogljivostjo 5 V=, 1200 mA (izhod napajalnika)
- 16 Med uporabo NE prekrivajte katerega koli dela prezračevalnih rež, saj te pomagajo napravo med delovanjem ohraniti hladno. To lahko povzroči pregrevanje naprave.
- 17 Naprave NE uporabljajte, če je embalaža ali naprava videti poškodovana ali če je kateri koli del naprave počen ali razbit. S tem lahko povečate tveganje poškodb kože ali oči z bliskavico.
- 18 Ta naprava ni namenjena za komercialno uporabo ali salone.



---

## KLJUČNE LASTNOSTI

---

### **NAPRAVA**

- 1 Okno za bliskanje
- 2 Obdelovalna glava
- 3 Jezička za sprostitvev obdelovalne glave
- 4 Tipalo odtenka kože
- 5 Gumb za bliskanje
- 6 Prikazovalnik LCD
- 7 Krpica, ki ne pušča vlaken
- 8 Torbica za shranjevanje (ni prikazana)

### **PRIKAZOVALNIK LCD**

- 9 Stanje baterije
- 10 Števec bliskov med obdelavo
- 11 Življenjska doba sijalke
- 12 Raven energije
- 13 Gumb za raven energije
- 14 Vklp/izklop
- 15 Napajalnik

---

## SEZNANITE SE S SISTEMOM i-LIGHT REVEAL

---

### **\* Kaj je i-Light REVEAL?**

Sistem i-Light PRO je revolucionarna naprava za odstranjevanje neželenih dlačic na telesu in pri ženskah na obrazu, ki deluje s svetlobo ter jo lahko uporabljate doma.

Sistem i-Light REVEAL uporablja podobno klinično preizkušeno tehnologijo kot dermatologi in saloni, vendar je optimizirana za osebno obdelavo manjših površin.

### ✱ Kaj je močan svetlobni impulz (Intense Pulse Light – IPL) in kako deluje sistem i-Light REVEAL?


IPL (Intense Pulsed Light – močan svetlobni impulz) je uveljavljena tehnologija, ki se že več kot 15 let uporablja po vsem svetu. Sistem i-Light REVEAL uporablja to tehnologijo za bliskanje vaše kože z močnimi svetlobnimi impulzi.

Impulz deluje pod površino kože na korenine dlak, kar pomaga ustaviti njihovo rast. (slika 1)

Energija svetlobnega impulza deluje na temno obarvane predmete, zato so najboljši rezultati vidni na temnejših dlakah.

Da se izognete vplivu na (in možnim poškodbam) temno kožo, uporabljajte napravo i-Light REVEAL on samo na koži, ki je svetle ali srednje svetle barve (I-IV).

Slika 1



### ✱ Kaj lahko pričakujete od sistema i-Light REVEAL

Rezultati sicer niso takojšnji, vendar bo večina uporabnikov opazila manj dlačic že teden ali dva po začetku obdelave. V tem času je lahko videti, kot da dlake še vedno rastejo, vendar se v resnici izrivajo.

Slika 2



Pomembno je nadaljevati s tretmajem vse dokler obstaja aktivna rast dlačic. Potrebni so vsaj 3 zaporedni tretmaji vsak teden ali dva, odvisno od posameznika.

Rezultati posameznika se lahko razlikujejo, večkratani zaporedni tretmaji zagotavljajo optimalne rezultate.

Nekaj dlačic bo zrastle znova; te bodo manj goste, tanjše in svetlejše od prvotnih. Ta vnovična rast je pričakovana in običajna.

Po končanem začetnem tretmaju, stalna redna tedenska uporaba bo dala dobre rezultate v roku 6-12 tednov (v primeru temnejše barve kože to lahko traja dlje).



## OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

### ◆ POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

**Pred začetkom uporabe sistema i-Light REVEAL:**

**Obvezno preberite vsa opozorila in varnostne informacije.**

Preden začnete, preverite, ali je sistem i-Light REVEAL primeren za vas.

Uporabite tabelo vrst kože na škatli in na prvi strani tega priročnika skupaj z vgrajenim senzorjem kože, da določite, ali je ta naprava prava za vas.

Uporabite tabelo barve dlak na prvi strani tega priročnika, da določite, ali je ta naprava prava za vas.

### ✱ Vrsta kože

- Glejte tabelo barv kože na strani 2.
- Naprave ne uporabljajte na naravno temni koži (tipa V in VI po Fitzpatricku), saj lahko povzroči opekline, mehurje in spremembe barve kože.
- Naprave ne uporabljajte na porjaveli koži ali kmalu po izpostavljenosti soncu, saj lahko povzroči opekline ali poškodbe kože.
- Sistem i-Light REVEAL ni učinkovit na naravno belih, sivih, blond ali rdečih dlacih na telesu in obrazu.

### ✱ Območja, ki jih ne obdelujte:

- Ne uporabljajte na lasišču ali ušesih.
- Pri moških ne uporabljajte na obrazu in vratu
- Ne uporabljajte nad ličnico (uporaba na obrazu za ženske).
- Ne uporabljajte na bradavicah, avreolah ali rodilih
- Ne uporabljajte, če imate na območju za obdelavo tetovaže ali trajna ličila.
- Ne uporabljajte na temno rjavih ali črnih lisah, kot so materina znamenja ali pege.
- Ne uporabljajte na območjih, kjer ste bili nedavno operirani, kjer je bila koža nedavno globoko luščena ali lasersko obdelana, na brazgotinah in na koži, ki je bila poškodovana zaradi opeklin ali poparjenja.
- Kdaj sistema ne uporabljajte/kdaj se morate izogniti uporabi sistema i-Light REVEAL
- Sistema NE uporabljajte, če imate v območju predvidene obdelave PORJAVELO KOŽO, saj je lahko vaša koža pretamna in lahko obdelava na porjavelih območjih začasno povzroči oteklino kože, mehurje ali spreminjanje barve kože. Pred obdelavo počakajte, da porjavlost zbledi.
- Sistema NE uporabljajte pri nanoseni kozmetiki, saj lahko obdelava na teh območjih začasno povzroči oteklino kože, mehurje ali spreminjanje barve kože. Poskrbite, da pred uporabo temeljito očistite območje, ki ga nameravate obdelati.
- Iste točke obdelave NE obdelajte z več bliski med eno obdelavo, saj lahko to začasno povzroči oteklino kože, mehurje ali spreminjanje barve kože.
- Nobenega območja NE obdelajte več kot enkrat na teden, saj to ne pospeši učinka, lahko pa poveča verjetnost oteklin kože, mehurjev ali spreminjanja barve kože.
- Sistema NE uporabljajte na poškodovani koži, vključno z odprtimi ranami in herpesom, ali območjih, ker ste imeli v zadnjih 6–8 tednih opravljeno lupljenje povrhnjice ali drugo obdelavo povrhnjice.
- Sistema NE uporabljajte na razdraženi koži, kar vključuje izpuščaje in otekle kožo. Takša stanja naredijo kožo občutljivejšo. Pred uporabo počakajte, da se prizadeto območje pozdravi.



- Sistema NE uporabljajte, če je vaša koža občutljiva na svetlobo. Da določite, ali lahko uporabljate sistem i-Light REVEAL, opravite preizkus na majhnem delu kože in počakajte 24 ur, da ugotovite, ali je prišlo do neželenih reakcij, preden opravite širšo obdelavo.
- Sistema NE uporabljajte, če ste ali bi lahko bili noseči ali če dojite. Sistem i-Light REVEAL ni bil preizkušen na nosečih ženskah. Med med nosečnostjo ali dojenjem so pogoste hormonske spremembe, ki lahko povečajo občutljivost kože in tveganje poškodb kože.
- Z bliski NE obdelajte nobenega drugega materiala kot kože.
- Tega modela (IPL2000) NE uporabljate za kateri koli namen razen odstranjevanja dlak.
- NE obdelajte območij, kjer bi si lahko kdaj želeli, da bi znova zrasle dlake. Rezultati so lahko trajni, kar pomeni, da ne bo mogoče povrniti prvotnega stanja.
- ✳️ **POZOR:** Izogibajte se obdelavi območij, ki vsebujejo samo puh (zelo tanke, fine dlačice), saj lahko to privede do neželene ponovne rasti dlačic.
- Ne uporabljajte na obrazu, če ste v preteklosti imeli herpes; uporaba IPL ali katere koli obdelave, ki draži kožo, lahko povzroči ponovitev herpesa.
- Če ste bili izpostavljeni profesionalnim, kliničnim ali samostojnim obdelavam za odstranjevanje dlak z laserjem, sistemi IPL ali elektrolizo, počakajte pred uporabo sistema i-Light REVEAL najmanj 6 mesecev. Če ste imeli v območju obdelave voskanje, puljenje ali epilacijo dlak, počakajte najmanj 6 tednov, preden uporabite sistem i-Light REVEAL. Naprava uniči dlake tako, da dlake pod kožo uporabi za uničevanje korenine, zato ne deluje, če je dlaka izpuščena.
- Sistema NE uporabljajte neposredno nad ali v bližini vsajenih aktivnih medicinskih pripomočkov, na primer srčnega spodbujevalnika, notranjega defibrilatorja ali inzulinskih črpalk. Čeprav med kliničnimi študijami niso poročali o težavah, povezanih z rabo te naprave, priporočamo, da upoštevate vsa opozorila za vsajene medicinske naprave, da preprečite vsakršno odpoved ali prekinitve delovanja aktivne vsajene naprave.
- Ne uporabljajte nad ali v bližini česar koli umetnega, na primer silikonskih vsadkov, kontracepcijskih vsadkov Implanon, srčnih spodbujevalnikov, podkožnih nastavkov za vbrizgavanje (inzulinska črpalka) ali piercingov.
- Brezžična komunikacijska oprema lahko vpliva na napravo i-Light REVEAL in jo morate imeti oddaljeno najmanj 3,3 m.
- Ne uporabljajte nad ali v bližini kovinskih zalivk, zobnih vsadkov in zobnih aparatov.

## PRIPRAVA ZA UPORABO

### ✳️ NAVODILA ZA POLNLENJE

- Pred prvo uporabo poskrbite, da je naprava napolnjena do konca.
- Napajalnik priključite v napravo in nato v vtičnico.
- Polnjenje traja do 1.5 ur.
- Odvisno od izbrane ravni energije; eno 100% polnjenje bo zagotovilo približno 100 utripov. (Nižja stopnja energije bo zagotovila več utripov).

### ✳️ Funkcija hitrega polnjenja

- Naprava je opremljena tudi s funkcijo hitrega polnjenja.
- Za uporabo te funkcije polnite napravo 15 minut.

- To bo zagotovilo približno 20 utripov.
- Ko se baterija polni, se na prikazovalniku LCD prikaže ikona za polnjenje, slika 3.
- Ko je baterija napolnjena, se na prikazovalniku LCD prikaže ikona za polno baterijo, slika 4.

Slika 3



Slika 4




- Med uporabo se na prikazovalniku LCD prikaže stanje baterije z ikono »Stanje baterije«. Slika 5

Slika 5



Stanje baterije

Baterija je skoraj  
prazna


Baterija je prazna

- ✳ OPOMBA: Naprave ni mogoče upravljati, dokler je priključena ali se polni.
- ✳ NASVET: Priporočamo, da napravo polnite po vsaki uporabi, da zagotovite, da je napolnjena in pripravljena za naslednjo obdelavo.

## 👁 UPORABA SISTEMA i-LIGHT REVEAL ZA OBDELAVO




### ✳ Preizkus barve kože

- 1 Preberite opozorila in varnostne ukrepe.
- 2 Seznanite se s funkcijami naprave i-Light.
- 3 Preverite tabelo barv kože, da zagotovite, da je barva kože v sprejemljivem območju. Slika 6



Slika 6

## 4 Napravo vklopite s pritiskom na gumb za vklop. Slika 7



✳ OPOMBA: Ob vsakem vklopu naprave se prikaže poziv za preverjanje odtenka kože.

Prikazovalnik LCD prikaže ikono »Tipalo barve kože«. Slika 8

Tipalo barve kože je nameščeno na zadnji strani naprave in ima utripajočo oranžno luč. Slika 9

## 5 Tipalo barve kože (utripajoča oranžna luč) trdno pritisnite na kožo načrtovanega območja obdelave in ga držite dve sekundi. Slika 10

Slika 10



- Odčitek se opravi samodejno.
- Neprekinjeno sveti oranžna lučka in brnenje = koža je morda pretemna
- Neprekinjeno sveti zelena lučka in piskanje = koža je prave barve
- ✳ OPOMBA: Preizkus barve kože morate ponoviti za vsako območje, ki ga želite obdelati.

✳ Izbira ravni energije

- Naprava se ob vsakem vklopu samodejno nastavi na raven energije 1. Če želite raven spremeniti, pritisnite gumb za izbiro ravni energije. Slika 11

Slika 11



- Ko je dosežena raven 3, z vnovičnim pritiskom na gumb za raven energije znova izberete raven 1.
- Sistem i-Light REVEAL ima 3 ravni energije. Raven 1 (1 črtica) je najnižja nastavev in raven 3 (3 črtice) je najvišja nastavev.
- ✳ **NASVET:** Za najučinkovitejšo obdelavo vedno uporabite najvišjo raven energije, ki ne povzroča nelagodja na koži.
- ✳ **Napravo i-Light REVEAL preizkusite na svoji koži**
- Napravo i-Light REVEAL preizkusite na majhni površini kože in počakajte 48 ur, da ne bi prišlo do neželenih učinkov.
- Začnite na ravni energije 1 in sprožite en blisk.
- Kožo z bliskom osvetlite tako, da okno bliskavice trdno pritisnete ob kožo. Slišali boste dva piska in tipalo barve kože neprekinjeno zasveti zeleno. Za vklop bliska pritisnite gumb za blisk. Slika 12.

Slika 12



- ✳ **NASVET:** Za ogled tipala barve kože si lahko pomagata z ogledalom. Če je odbita svetloba neprijetna, lahko pred vsakim bliskom zaprete oči.
- Blago do zmerno neugodje ni neobičajno. Če se zdi bliski na ravni energije 1 znosni, povečajte raven energije na 2. Napravo premaknite na drugo mesto in še enkrat sprožite blisk z napravo i-Light REVEAL. Postopek ponavljajte, dokler ne najдете nastavitve, ki se vam zdi prava.
- Počakajte 24 ur, nato preglejte območje preizkusa. Če je koža videti enaka kot običajno, nadaljujte s prvo celotno obdelavo na ravni energije, ki se vam na podlagi preizkusa zdi ustrezna.
- ✳ **OPOMBA:** Napravo morate preizkusiti za vsak del telesa ali obraza, ki ga želite obdelati.
- ✳ **Obdelava zelenih območij z napravo i-Light**
- ✳ **Pripravite kožo za obdelavo**
- 1 Poskrbite, da so površine, ki jih boste obdelali, suhe in brez olj, dezodorantov, parfumov, ličil, losjonov ter krem. Obrijte ali postrizite dlavice z območja za obdelavo in poskrbite, da je koža čista ter suha. Pri striženju poskrbite, da dlavice ne ostanejo daljše od 0,5 mm. Slika 13

Fig. 13





- 2 Za odstranjevanje dlak nikoli ne uporabljajte voska, epilacije, pincet ali izdelkov za depilacijo, saj preprečujejo postopek IPL.


✱ **Napravo pripravite za obdelavo**

Odklenite enoto s tipalom barve kože, slika 14.  
Izberite želeno raven energije (sl. 15).

Slika 14



Slika 15



## OBDELAVA


- Okno bliskavice trdno pritisnite ob kožo. Če se okno bliskavice dotika kože, bo lučka neprekinjeno svetila zeleno. Slika 16

Slika 16



- Za vklop bliska pritisnite gumb za blisk. Pričakujete lahko močan blisk svetlobe (podobno kot pri bliskavici fotoaparata) in blag občutek toplote.
- ✱ **OPOMBA:** Naprava lahko odda blisk približno vsakih 5 sekund. V tem času na prikazovalniku prikaže ikona peščene ure, slika 17. Ko je naprava pripravljena za vnovični blisk, ikona izgine in luč znova sveti neprekinjeno zeleno (če je glava za obdelavo popolnoma v stiku s kožo).


Slika 17




Slika 18

- Kožo obdelajte v mrežastem vzorcu. Slika 18

- Za najboljše rezultate sledite navodilom na sliki 19.



- ✳ **NASVET:** Raztegnite kožo za boljši stik s kožo – obrisi kože lahko na določenih območjih otežijo popoln pritisk na tipala stika s kožo. Morda vam bo pomagalo doseči boljši stik s kožo, če poskusite zgornjo ustnico oviti preko zob ali lica raztegniti z jezikom.
- Naprava ima števec bliskov med obdelavo, da vam pomaga slediti številu bliskov med določeno obdelavo. Slika 20. Ta se ponastavi ob vsakem vklopu naprave.



## 👁 NEGA PO OBDELAVI

Po obdelavi se lahko pojavi rahla rdečica ali topel občutek na koži. To je običajno in hitro izgine. Da se izognete draženju kože po obdelavi, upoštevajte naslednje nasvete:

- Izogibajte se izpostavljenosti soncu 24 ur po obdelavi. Zaščitite kožo z zaščitnim faktorjem 30 še 2 tedna po vsaki obdelavi.
- Vsaj 2 tedna po zadnji obdelavi ne podaljšujte svoje izpostavljenosti soncu, na primer s sončenjem, uporabo solarija ali samoporjavitvenimi izdelki.
- Po obdelavi vzdržujte območje čisto in suho ter pijte veliko vode, da ima koža dovolj vlage.
- 24 ur po obdelavi se ne izpostavljajte vročim kopelim in parnim ali finskim savnam.
- 24 ur po obdelavi se ne udeležujte kontaktnih športov.
- Med tretmajem se ne depilirajte (voskanje, puljenje, depilacija z nitko ali depilacijske kreme) – britje je sprejemljivo, če se izognete britju v 24 urah po zadnji obdelavi.
- 4 ur po obdelavi ne uporabljajte belilnih krem ali odišavljenih izdelkov.


## 👁️ ČIŠČENJE NAPRAVE i-LIGHT REVEAL

- ⚡ **POZOR:** Pred čiščenjem naprave i-Light REVEAL poskrbite, da je naprava izključena in da je napajalni kabel odklopljen iz naprave.
- Redno čiščenje pomaga zagotoviti optimalne rezultate in dolgo življenjsko dobo naprave.
- S čisto krpo, ki ne pušča vlaken (ena je priložena napravi), ali vatirano palčko previdno obrišite površino in okno bliskavice, glavo za obdelavo ter tipalo barve kože. Po potrebi lahko krpo in vatirano palčko navlažite z blago milnico.
- Pred vnovično napravo pustite, da se naprava v celoti posuši.
- ⚡ **OPOZORILO:** Če je okno za bliskanje počeno ali zlomljeno, enote ne smete uporabljati. Nikoli ne praskajte filterskega stekla ali kovinske površine v notranjosti glave za obdelavo.
- ⚡ **POZOR:** Sistem i-Light je visokonapetostna naprava. Naprave nikoli ne potopite v vodo. Enote ali katerega koli od njenih delov nikoli ne čistite pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju.
- Zaradi nevarnosti požara ne uporabljajte čistil na osnovi nafte ali vnetljivih čistil. Za čiščenje enote nikoli ne uporabljajte čistilnih gob, abrazivnih čistil ali agresivnih tekočin, kot sta olje ali aceton.

## ➡️ ODPRAVLJANJE NAPAK / SKLADIŠČENJE / VZDRŽEVANJE

- ⚡ **POZOR:** Pred vzdrževanjem naprave i-Light poskrbite, da je stikalo za vklop/izklop izključeno in da je napajalni kabel odklopljen iz osnovne enote.
- ✳️ **Zamenjava glave za obdelavo**
  - Glava za obdelavo omogoča xxx bliskov ne glede na nastavitev ravni energije. Ko glava za obdelavo odda svoje število bliskov, jo je treba zamenjati.
  - Ikona preostale življenjske dobe sijalke na prikazovalniku vas opozori, ko je preostalo število bliskov nizko. Slika 21.

Slika 21




- Prikaz preostale življenjske dobe sijalke, slika 22.


Stanje	Polno	Delno	Prazno
Prikaz preostale življenjske dobe sijalke	Nova sijalka zagotavlja 6000 bliskov, simbol sijalke je takrat poln.	Ko ostane manj kot 300 bliskov, začne polnilo sijalke utripati.	Življenjska doba sijalke se je iztekla, utripa celotna sijalka. Naprava zapiska. Glavo za obdelavo je treba zamenjati.
IKONA			

- \* OPOMBA: Glavo za obdelavo je treba zamenjati, če je cev sijalke razbita.
- Pritisnite jezička za sprostitev glave za obdelavo in previdno povlecite, da odstranite glavo za obdelavo. Slika 23
- Namestite novo glavo za obdelavo, pri tem pa poskrbite, da se zaskoči na svoje mesto. Slika 24

Slika 23



Slika 24






#### \* Skladiščenje


- Izklopite napravo, jo odklopite in pustite, da se hladi 10 minut.
- Enoto hranite pri temperaturi od 15 do 35 °C.



## \* Iskanje napak

- Pred uporabo sistema i-Light vedno v celoti preberite ta navodila.
- Preberite ta navodila za odpravljanje težav, če imate kakršne koli težave s sistemom i-Light, saj so v tem razdelku navedene najpogostejše težave, na katere lahko naletite pri uporabi sistema i-Light.
- Če ste sledili navodilom v tem razdelku in imate še naprej težave, se obrnite na servisni center Remington® za dodatno pomoč.

Težava	Možen vzrok	Dejanje
Naprava se ne vklopi.	<p>Naprava ni napolnjena. Naprava dvakrat zapiska in na prikazovalniku LCD se prikaže ta zaslon.</p> 	<p>Poskrbite, da je naprava polna – polnilni kabel priključite v električno vtičnico. Na prikazovalniku LCD bi se morala prikazati ikona za polnjenje baterije. Ko je naprava napolnjena do konca, je znak za stanje baterije poln:</p> 
	<p>Glava za obdelavo je slabo pritrjena. Naprava dvakrat zapiska in na prikazovalniku LCD se prikaže ta zaslon.</p> 	<p>Poskrbite, da je glava za obdelavo pravilno pritrjena na napravo. Ko je glava za obdelavo pravilno pritrjena, bi morali slišati klik, lučke in piskanje pa se izklopijo.</p>


Težava	Možen vzrok	Dejanje
<p>Ko napravo držim pritisnjeno ob kožo, se ne zgodi ničesar. Naprava ne zapiska niti po nekaj sekundah.</p>	<p>Morda morate opraviti preizkus barve kože. Prikazovalnik LCD prikaže ta zaslon:</p> 	<p>Utripajočo oranžno luč pritisnite na kožo načrtovanega območja obdelave. Naprava lahko zahteva še en preizkus barve kože, če:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naprave pet minut niste uporabljali</li> <li>- Obdelavo prekinete</li> <li>- Napravo izklopite in vklopite.</li> </ul>
	<p>Glava za obdelavo ni v dobrem stiku s kožo.</p>	<p>Preverite, ali se glava za obdelavo dotika vaše kože. Naprava ne bliska, če se glava za obdelavo v celoti ne dotika kože.</p>
	<p>Obdelati poskušate majhno območje, na primer med remuk1475 remuk1475 obrvmi ali blizu oči.</p>	<p>Zaradi lastne varnosti naprave NE uporabljajte kjer koli okoli oči, obrvi ali trepalnic.</p>

Težava	Možen vzrok	Dejanje
Ko pritisnem gumb za blisk, se ne odda blisk.	Glava za obdelavo ni v dobrem stiku s kožo.	Preverite, ali se glava za obdelavo dotika vaše kože. Naprava ne bliska, če se glava za obdelavo v celoti ne dotika kože.
	Med bliski niste počakali dovolj dolgo.	Naprava potrebuje med posameznimi bliski približno 5 sekund za polnjenje. Ko je naprava pripravljena za vnovično bliskanje, lučka sveti neprekinjeno zeleno.
	Glavo za obdelavo morate zamenjati. Na prikazovalniku LCD se prikaže utripajoča ikona za konec življenjske dobe sijalke.	Poskrbite, da ikona za življenjsko dobo sijalke ni prazna in da ne utripa. Če utripa, napravo izklopite in zamenjajte glavo za obdelavo.

Težava	Možen vzrok	Dejanje
Ko pritisnem gumb za blisk, se ne odda blisk.	Naprava potrebuje nekaj časa, da se ohladi. Naprava enkrat zapiska in na prikazovalniku LCD se prikaže ta zaslon:	Počakajte nekaj minut, da se naprava ohladi. Naprave ne izklopite, saj ta zaslon izgine, ko je naprava vnovič pripravljena za uporabo. V običajnih pogojih se to ne dogaja pogosto, lahko pa do tega pride, če se enota preveč segreje.
	Prostor je pretopel, da bi se naprava ohladila.	Sistem i-Light REVEAL uporabljajte v hladnejšem okolju, kjer temperatura znaša manj kot 27 °C.

Težava	Možen vzrok	Dejanje
Opravil sem preizkus barve kože, nato pa se je vklopila oranžna lučka in je enota zabrnela.	Vaša koža je morda pretemna za obdelavo. Glejte tabelo barve kože na začetku tega priročnika.	Naprave i-Light REVEAL ne morete uporabljati za svojo barvo kože. Obrnite se na krajevni servisni center.
	Tipalo barve kože niste uporabili pravilno.	Če se tipalo barve kože (utripajoča oranžna luč) kože ne dotika trdno, naprava odda zvok zavrnitve. Tipalo barve kože poskusite trdno pritisniti ob kožo.
	Tipalo barve kože ne deluje.	Obrnite se na krajevni servisni center.

Težava	Možen vzrok	Dejanje
Umazanija ali delci so se oprijeli okna bliskavice.	Napravo morate očistiti.	Sledite navodilom za čiščenje v tem priročniku.

Težava	Možen vzrok	Dejanje
Naprava: - Ne deluje - Piska - Kaže ta simbol (vključno z referenčno številko):   006	Naprava ne deluje pravilno in jo bo morda treba servisirati.	Obrnite se na krajevni servisni center in jim povejte referenčno številko s prikazovalnika.


- \* Naprave NE poskušajte odpreti ali popraviti. Popravila smejo poskusiti opraviti samo pooblašteni servisni centri za sistem i-Light REVEAL.
- Z odpiranjem naprave se lahko izpostavite nevarnim električnim sestavnim delom in svetlobnim impulzom, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe in/ali trajne poškodbe oči. Če poskusite odpreti napravo, jo lahko poškodujete, s tem pa tudi preneha veljati garancija. Če je treba napravo popraviti, se obrnite na krajevni servisni center.



## ZAŠČITA OKOLJA

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane gospodinjske odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.



الإجراء	السبب المحتمل	المشكلة
اتصل بمركز الخدمة المحلي وقدم الرقم المرجعي من الشاشة.	الجهاز لا يعمل بشكل صحيح وقد يحتاج لصيانة.	الجهاز: - لا يعمل - يصدر صوتا - يظهر هذا الرمز (بما في ذلك الرقم المرجعي) 



لا تحاول فتح أو إصلاح جهازك. يسمح لمراكز إصلاح جهاز i-Light REVEAL المعتمدة فقط بإجراء الإصلاحات. قد يعرضك فتح الجهاز لمكونات كهربائية خطيرة ولطاقة ضوء نابضة وقد يسبب أيهما ضررا بدنيا جسيما و/أو إصابة دائمة بالعين. ومحاولة فتح الجهاز قد تؤدي أيضا إلى تلف الجهاز وسوف تبطل ضمانك. يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي إذا كان لديك جهازا في حاجة إلى إصلاح.

#### حماية البيئة




لتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المواد الكهربائية والإلكترونية، يجب تمييز الجهاز بهذا الرمز لعدم التخلص منه مع نفايات البلدية التي لم يتم فرزها ولكن يتم استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.



الإجراء	السبب المحتمل	المشكلة
لا يمكنك استخدام جهاز i-Light REVEAL مع لون جلدك. يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي..	قد يكون جلدك داكنا جدا للعلاج. ارجع إلى مخطط الجلد في بداية هذا الدليل.	قمت باختبار لون الجلد وتحول الضوء إلى لون برتقالي وأصدر "أزيزاً".
إذا كان جهاز استشعار لون الجلد (يومض بضوء برتقالي) لا يلمس الجلد بقوة، سيقوم الجهاز بإصدار نغمة رفض. حاول ضغط جهاز استشعار لون الجلد بقوة على الجلد	لم تستخدم جهاز استشعار لون الجلد بشكل صحيح.	
يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي.	جهاز استشعار لون الجلد لا يعمل.	

الإجراء	السبب المحتمل	المشكلة
اتبع تعليمات التنظيف الواردة في هذا الدليل.	الجهاز يحتاج إلى تنظيف.	قد يكون هناك تراب أو مخلفات عالقة بنافاذة الفلاش.






المشكلة	السبب المحتمل	الإجراء
<p>لا تنبعث ومضة ضوء عندما أضغط على زر الفلاش</p>	<p>يحتاج الجهاز بعض الوقت ليبرد. ويجب أن تسمع الجهاز يصدر "صوتاً" مرة واحدة وسوف تعرض شاشة LCD هذه الشاشة:</p> 	<p>انتظر بضع دقائق ليبرد الجهاز. ولا توقف الجهاز لأن هذه الشاشة سوف تختفي بمجرد أن يصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام مرة أخرى. وهذا غير مألوف في الظروف الطبيعية، ولكن يمكن أن يحدث ذلك إذا أصبحت الوحدة ساخنة للغاية.</p>
	<p>الغرفة دافئة جداً ولا تسمح بأن يبرد الجهاز.</p>	<p>استخدم جهاز i-Light REVEAL في بيئة أكثر برودة حيث تكون درجة الحرارة أقل من 27 درجة مئوية (أو 80 درجة فهرنهايت).</p>

الإجراء	السبب المحتمل	المشكلة
تحقق من أن رأس العلاج يلمس جلدك. ولن يومض الجهاز إلا إذا تلامس رأس العلاج مع الجلد بالكامل.	لا تلمس رأس العلاج الجلد بالكامل.	لا تنبعث ومضة ضوء عندما أضغط على زر الفلاش
يتطلب الجهاز حوالي 5 ثوان لإعادة شحنه بين الومضات. وعندما يكون الجهاز جاهزا للوميض مرة أخرى، سيصبح الضوء أخضرا ثابت.	لم تنتظر وقتا كافيا بين الومضات.	
تأكد أن أيقونة عمر الللمبة ليست فارغة وتومض. وإذا كانت تومض؛ قم بإيقاف الجهاز واستبدل رأس العلاج.	رأس العلاج يحتاج لاستبداله؛ أيقونة LCD وسوف تعرض شاشة "Bulb Life" عمر الللمبة فارغ Empty وسوف تومض وتتطفئ.	

الإجراء	السبب المحتمل	المشكلة
<p>ضع الضوء البرتقالي الوامض على جلد منطقة العلاج المقصودة. وقد يتطلب الجهاز اختبار لون جلد آخر في الحالات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الجهاز غير مستخدم لمدة خمس دقائق</li> <li>- تأخذ استراحة منتصف العلاج</li> <li>- الجهاز متوقف ثم يتم تشغيله مرة أخرى</li> </ul>	<p>قد تحتاج إلى إجراء اختبار لون الجلد. هذه LCD وسوف تعرض شاشة الشاشة:</p> 	<p>لا يحدث أي شيء عندما أمسك الجهاز على جلدي. ولا يصدر الجهاز "صوتًا" حتى بعد بضع ثوان.</p>
<p>تحقق من أن رأس العلاج يلمس جلدك. ولن يومض الجهاز إلا إذا تلامس رأس العلاج مع الجلد بالكامل.</p>	<p>لا تلمس رأس العلاج الجلد بالكامل.</p>	
<p>لسلامتك، لا ينبغي استخدام الجهاز في أي مكان قريب من العينين أو الحاجبين أو الرموش.</p>	<p>تحاول علاج منطقة صغيرة مثل ما بين الحاجبين أو قرب العينين.</p>	

- لمزيد من Remington® إذا اتبعت التعليمات الواردة في هذا القسم ولكنك ما زلت تواجه مشاكل، يرجى الاتصال بمركز خدمة المساعدة.

الإجراء	السبب المحتمل	المشكلة
<p>تأكد أن الجهاز مشحون بالكامل - قم بتوصيل سلك الشحن في مقيس الحائط. ويجب أن تظهر أيقونة شحن . وعند شحن LCD البطارية على شاشة الجهاز بالكامل، سيكون مؤشر عمر البطارية كاملاً:</p> 	<p>الجهاز غير مشحون. ويجب أن تسمع الجهاز "يصدر صوتاً" مرتين وسوف تعرض شاشة LCD هذه الشاشة</p> 	<p>مفتاح الكهرباء في وضع التشغيل ON ولكن الوحدة لا تعمل.</p>
<p>تأكد أن رأس العلاج موصل بالجهاز بشكل صحيح.</p> <p>وعند توصيل رأس العلاج بشكل صحيح، يجب أن تسمع "نقرة" وسوف تتوقف الأضواء و"الصوت".</p> 	<p>رأس العلاج غير موصل بالكامل. ويجب أن تسمع "صوتين" وسوف تعرض شاشة LCD هذه الشاشة.</p>	

## شاشة بقية عمر اللبنة الشكل 22.


الحالة	كاملة	كاملة جزئيا	فارغة
شاشة بقية عمر اللبنة	6000 توفر لبنة جديدة ومضمة وسوف يكون لون تعبئة اللبنة ثلثتاBulb Fill Colour	عندما يبقى أقل من 300 ومضمة، سوف يبدأ لون تعبئة اللبنة في (Bulb Fill Colour) الوميض	عمر اللبنة فارغ وتومض اللبنة كلها. سوف يصدر الجهاز "صوتا". يجب استبدال رأس العلاج
أيقونة			

ملاحظة: يجب استبدال رأس العلاج إذا انكسر أنبوب اللبنة.


1 اضغط ألسنة إخراج رأس العلاج واسحبها برفق لإخراج رأس العلاج. الشكل 23.

2 استبدل رأس العلاج بأخر جديد وتأكد أنه يستقر في مكانه. الشكل 24.

الشكل 23



الشكل 24










## التخزين


- قم بإيقاف الوحدة وفصلها ودعها تبرد لمدة 10 دقائق قبل التخزين.
- قم بتخزين الوحدة في مكان جاف عند درجة حرارة ما بين 15 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.

## حل المشاكل

- قم دائما بقراءة هذه التعليمات بالكامل قبل استخدام جهاز i-Light.
- حيث يتناول هذا القسم المشاكل الأكثر شيوعا التي يمكن أن تواجهها i-Light-راجع دليل حل المشاكل هذا إذا واجهت أي مشاكل بجهاز i-Light-مع جهاز.

- لا تستخدم كريمات تبيض أو منتجات معطرة لمدة 24 ساعة بعد العلاج.
-  تنظيف جهاز i-Light REVEAL
-  تنبيه: قبل تنظيف جهاز i-Light REVEAL، تأكد من إيقاف الجهاز وفصل سلك الشحن من الجهاز.
- يساعد التنظيف المنتظم على ضمان أفضل النتائج وطول عمر الجهاز
- استخدم قطعة قماش نظيفة خالية من الوبر (يتم توفير قطعة مع الجهاز) أو قطعة فظن لمسح سطح نافذة الفلاش ورأس العلاج وجهاز استشعار لون الجلد برفق. وإذا لزم الأمر، يمكنك بل قطعة القماش أو قطعة المسحة بماء وصابون معتدل.
- دغ الجهاز يجف تماما قبل استخدامه مرة أخرى.
-  تحذير: يجب عدم استخدام الوحدة إذا تشققت أو انكسرت نافذة الوميض. ولا تقم مطلقا بخدش زجاج الفلتر أو السطح المعدني داخل رأس العلاج.
-  عالي الجهد. لا تضعه مطلقا في الماء. ولا تقم مطلقا بتنظيف الوحدة أو أي من أجزائها تحت صنوبر Light-تحذير: جهاز أو في غسالة صحون.
- لا تستخدم مواد تنظيف بترولية أو قابلة للاشتعال بسبب خطر الحريق. ولا تقم مطلقا باستخدام قطع تلميع أو مواد تنظيف كاشطة أو سوائل شديدة مثل الزيت أو الأسيتون لتنظيف الوحدة.
-  حل المشاكل / التخزين / الصيانة
-  صيانة جهاز i-Light REVEAL
-  (ومن أن سلك الكهرباء مفصول من OFF، تأكد من أن مفتاح الكهرباء في وضع الإيقاف (Light-تنبيه: قبل صيانة جهاز الوحدة الأساسية).


#### استبدال رأس العلاج

-  يمكن لرأس العلاج إصدار xxx ومضة بغض النظر عن إعداد مستوى الطاقة. وعند استخدام رأس العلاج حتى استفاد ومضاته، يجب استبداله.
- تحذرك أيقونة "بقية عمر اللمبة" (Bulb Life Remaining) على الشاشة عندما يكون عدد الومضات المتبقية منخفضا. الشكل 21.

الشكل 21




• للحصول على أفضل النتائج اتبع التوجيهات الموجودة في الشكل 19



نصيحة: قم بمد الجلد لتلامس الجلد بشكل أفضل - محيط الجلد قد يجعل من الصعب ضغط أجهزة استشعار ملامسة الجلد بالكامل في بعض المناطق. وقد تجد أنه من الأسهل أن تجرب لف شفتك العليا فوق أسنانك أو استخدام لسانك لمد خديك لتلامس الجلد بشكل أفضل.

• ولمساعدتك على إبقاء عدد الومضات التي استخدمتها في علاج واحد، تم تجهيز الجهاز بعداد "وميض الدورة" ( Session Flash Counter). الشكل 20. وسوف يتم إعادة ضبطه كلما تم تشغيل الجهاز.

الشكل 20



#### رعاية بعد العلاج

• قد تواجه بعد العلاج احمرارا طفيفا أو إحساسا دافئا على جلدك. وهذا أمر طبيعي وسوف يختفي بسرعة. ولتجنب تهيج جلدك بعد العلاج، اتخذ الاحتياطات التالية:

- لمدة أسبوعين بعد كل علاج SPF 30 تجنب التعرض للشمس لمدة 24 ساعة بعد العلاج. وقم بحماية الجلد باستخدام
- لا تتعرض للشمس لمدة طويلة مثل حمامات الشمس باستخدام فراش سمرة أو سمرة ذاتية لمدة أسبوعين على الأقل بعد آخر علاج.
- بعد العلاج، حافظ على المنطقة نظيفة وجافة واشرب الكثير من الماء للحفاظ على الجلد رطبا.
- لا تأخذ حمامات ساخنة أو تستخدم غرف بخار وساونا لمدة 24 ساعة بعد العلاج.
- قن وشخب عجل اعلمها قطن ملها عم لمارعت ال
- لا تزيل الشعر (بالشمع أو التفت أو الخيوط أو الكريمات) أثناء العلاج - الحلاقة مقبولة طالما تتجنب الحلاقة لمدة 24 ساعة بعد كل علاج.

2 لا تستخدم مطلقا الشمع أو التفت أو الملاقط أو منتجات إزالة الشعر لإزالة الشعر لأنها تعطل عملية الضوء النبضي المكثف IPL.

### إعداد الجهاز للعلاج

استخدم جهاز استشعار لون الجلد لفتح الوحدة الشكل 14. حدد مستوى الطاقة المطلوب (الشكل 15).



العلاج  
• ضع نافذة الفلاش بقوة على الجلد. سوف يكون الضوء أخضرا ثابتا إذا كانت نافذة الفلاش تلمس الجلد. الشكل 16




• اضغط زر الفلاش لإصدار ومضة. يجب أن تتوقع أن ترى ومضة ضوء ساطع (مشابهة لفلاش الكاميرا) ويجب أن تشعر بإحساس خفيف بالدفء.  
ملاحظة: سوف يومض الجهاز كل 5 ثوان تقريبا. وخلال هذا الوقت سوف تظهر أيقونة ساعة زجاجية على الشاشة الشكل 17. وعندما يكون الجهاز جاهزا للوميض مرة أخرى، سوف تختفي الأيقونة وسوف يكون الضوء أخضرا ثابت (إذا كان رأس العلاج يلامس الجلد تماما).

• علاج الجلد بنمط يشبه الشبكة الشكل 18

الشكل 17



الشكل 18





- وبعد الوصول للمستوى 3، يؤدي الضغط على زر تحديد مستوى الطاقة مرة أخرى لإعادة ضبط الجهاز على مستوى الطاقة 1.
- ويتم تجهيز جهاز i-Light REVEAL بثلاث مستويات طاقة. المستوى 1 (شريط واحد) هو الأقل والمستوى 3 (3 شرائط) هو الأعلى.
- نصيحة: للحصول على أكثر النتائج فعالية، استخدم دائماً أعلى مستوى للطاقة لا يسبب إزعاجاً على الجلد.

### على جلدك-Light-اختبر جهاز

- ابدأ بمستوى الطاقة 1 وقم بالوميض مرة واحدة.
- قم بإسقاط الإضاءة على الجلد بوضع نافذة الفلاش بقوة على جلدك. سوف تسمع "صوتا" ويجب أن يظهر جهاز استشعار لون الجلد ضوءاً أخضراً ثابتاً. اضغط زر الفلاش لتقديم ومضة. الشكل 12

الشكل 12



- نصيحة: من المفيد استخدام مرآة لرؤية جهاز استشعار لون الجلد. وقد تريد إغلاق عينيك قبل كل ومضة إذا كان الضوء المنعكس مزعجاً.
- الإزعاج الخفيف إلى المتوسط أمر طبيعي. وإذا صدرت ومضة مقبولة في مستوى الطاقة 1 يمكنك الزيادة إلى مستوى الطاقة 2. انقل الجهاز إلى مكان مختلف وقم بإضاءة جهاز i-Light REVEAL مرة أخرى. وكرر هذه العملية إلى أن تجد الإعداد المناسب لك.
- انتظر لمدة 24 ساعة وانظر بعد ذلك في منطقة الاختبار. فإذا ظهر الجلد طبيعياً، استكمل علاجك الأول الكامل عند مستوى الطاقة الذي تراه مناسباً لك.
- ملاحظة: يجب اختبار الجهاز على الوجه أو الجسم الذي تريد علاجه.

### علاج المناطق المرغوبة بجهاز i-Light


#### قم بإعداد جلدك للعلاج

- 1 تأكد أن المنطقة المراد علاجها نظيفة وخالية من الزيوت ومزيلات العرق والطور والماكياج والمستحضرات والكريمات. وقم بخلق أو تشذيب الشعر من المنطقة المراد علاجها وتأكد أن الجلد نظيف وجاف. وإذا كنت تقوم بالتشذيب، يجب أن يتم قص الشعر لأقل من 0.5 ملم. الشكل 13

الشكل 13



4 قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر الطاقة. الشكل 7





\* ملاحظة: سيتم مطالبتك باختبار لون جلدك في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز.

ستعرض شاشة LCD أيقونة "جهاز استشعار لون الجلد" (Skin Tone Sensor). الشكل 8

يوجد جهاز استشعار لون الجلد خلف الجهاز وسوف يظهر ضوء برتقالي وامض. الشكل 9

5 اضغط جهاز استشعار لون الجلد (ضوء برتقالي وامض) بشدة على جلد منطقة العلاج المقصودة وثبته لمدة ثانيتين. الشكل 10.



- وستتم القراءة تلقائياً.
- ضوء برتقالي ثابت و "طنان" = قد يكون الجلد داكناً جداً
- ضوء أخضر ثابت و "صوت" = لون الجلد جيد
- \* ملاحظة: يجب تكرار اختبار لون الجلد لكل منطقة ترغب في علاجها.
- \* اختيار مستوى الطاقة
- سيتم تلقائياً ضبط الجهاز على مستوى الطاقة 1 في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. ولتغيير المستوى، اضغط زر تحديد مستوى الطاقة. الشكل 11

الشكل 11



- وأثناء الاستخدام، تظهر حالة البطارية على شاشة LCD بأيقونة "عمر البطارية" (Battery Life). الشكل 5



- \* ملاحظة: لا يمكن تشغيل الجهاز أثناء توصيله أو شحنه.
- \* نصيحة: نوصي بشحن الجهاز بعد كل استخدام للتأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل وجاهز للعلاج التالي.


استخدام جهاز i-Light REVEAL للعلاج

اختبار لون الجلد

1 راجع تحذيرات واحتياطات السلامة.

2 i-Light-تتعرف على خصائص جهاز

3 ارجع إلى مخطط لون الجلد للتأكد من أن لون جلدك في النطاق المقبول. الشكل 6



- ✱ تنبيه: تجنب علاج المناطق التي تحتوي على شعر زغبي فقط (شعر ناعم رقيق جدا يعرف باسم "الزغب") لأن هذا قد يؤدي إلى إعادة نمو شعر غير مرغوب فيه.
- لا تستخدمه على الوجه إذا كان لديك مع القروح الباردة فاستخدام الضوء النبضي المكثف (IPL) أو أي علاج يبيح الجلد يمكن أن يسبب تكرار القروح الباردة.
- إذا كنت تلقيت علاجات مهنية أو إكلينيكية أو بالليزر الذاتي أو بالضوء النبضي المكثف (IPL) أو بإزالة الشعر بالتحليل الكهربائي، انتظر 6 أشهر على الأقل قبل استخدام جهاز i-Light REVEAL. وإذا كان لديك شعرا مشمعا أو منتوفا أو متزالا في منطقة العلاج، انتظر 6 أسابيع على الأقل قبل استخدام جهاز i-Light REVEAL. يستخدم الجهاز الشعر الموجود تحت جلدك لتعطيل شعرك في الجذر ولهذا يكون غير فعال إذا تم سحب الشعر للخارج.
- لا تستخدمه مباشرة فوق أو بالقرب من الأجهزة الطبية النشطة القابلة للزرع مثل جهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع أو جهاز الرجفان الداخلي أو أجهزة الأنسولين. ورغم أنه لم يتم الإبلاغ عن أية مشاكل مرتبطة باستخدام هذا الجهاز أثناء الدراسات الإكلينيكية، يوصى بمراجعة جميع تحذيرات الجهاز الطبي النشط القابل للزرع فيما يتعلق باستخدام الأجهزة الإلكترونية لمنع فشل أو تعطل أي جهاز نشط قابل للزرع.
- لا تستخدمه على أو بالقرب من أي شيء اصطناعي مثل زراعة السيليكون ووسائل منع الحمل وأجهزة تنظيم ضربات القلب ومنافذ الحقن تحت الجلد (موزع الأنسولين) أو الجروح.
- قد تؤثر أجهزة الاتصال اللاسلكي على جهاز i-Light REVEAL ويجب إبعادها مسافة 3.3 متر على الأقل.
- لا تستخدمه على أو بالقرب من الحشوات المعدنية أو زراعة الأسنان أو المشابك.

### ⑤ التحضير للاستخدام

#### ✱ تعليمات الشحن

- قبل استخدام الجهاز لأول مرة، تأكد من أنه مشحون بالكامل.
- قم بإدخال محول الكهرباء في الجهاز ثم في المقبس.
- سوف يستغرق الشحن الكامل الواحد مدة تصل إلى 6 ساعة.
- وعند شحن البطارية، ستعرض شاشة LCD أيقونة الشحن. الشكل 3
- وعندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، ستعرض شاشة LCD أيقونة البطارية الكاملة. الشكل 4

الشكل 3



الشكل 4



## \* نوع الجلد

انظر مخطط لون الجلد في صفحة 2.

لا تستخدمه على الجلد الداكن بشكل طبيعي لأنه قد يؤدي لظهور حروق وبثور وتغيرات في لون الجلد.

لا تستخدمه على جلد أسمر أو بعد تعرض حديث للشمس لأنه قد يسبب حروقا أو إصابة الجلد.

جهاز i-Light REVEAL غير فعال على شعر الجسم أو شعر الوجه الأبيض الطبيعي أو الرمادي أو الأشقر أو الأحمر.

## \* الأماكن التي لا تعالج:

لا تستخدمه على فروة الرأس أو الأذنين.

لا تستخدمه على وجه أو رقبة الذكور.

لا تستخدمه على عظمة الوجنة (يستخدم لوجه الإنث)

لا تستخدمه على الحلمات أو هالة حلمة الثدي أو الأعضاء التناسلية.

لا تستخدمه إذا كان لديك وشما أو ماكياج دائم في المنطقة المراد علاجها.

لا تستخدمه على البقع البنية الداكنة أو السوداء مثل الشامات أو الوحمات أو النمش.

لا تستخدمه على مكان جراحة حديثة أو قشر عميق أو مكان علاج بالليزر أو جروح أو جلد تعرض للتلف أو حروق أو حروق بمام ساخن.

## \* عندما لا تستخدم/عندما تتجنب استخدام جهاز i-Light REVEAL

لا تستخدمه إذا كان جلدك أسمر في منطقة العلاج المقصودة حيث قد يكون جلدك داكنا جدا وقد يسبب العلاج في المناطق

السمراء تورم الجلد أو بثور أو قد يغير لون الجلد بشكل مؤقت. انتظر إلى أن تتلاشى السمرة قبل العلاج.

لا تستخدمه على جلد عليه مستحضرات تجميل حيث قد يتسبب العلاج في هذه المناطق مؤقتا في تورم الجلد أو بثور أو قد

يغير لون جلدك. تأكد من تنظيف منطقة العلاج المقصودة جيدا قبل استخدامه.

لا تستخدم الوميض عدة مرات في نفس مكان العلاج خلال نفس الجلسة فقد يتسبب ذلك مؤقتا في تورم الجلد أو بثور أو قد

يغير لون جلدك.

لا تعالج أي منطقة أكثر من مرة في الأسبوع فذلك لن يسرع النتائج ولكن يمكن أن يزيد احتمال تورم الجلد أو ظهور تقرحات

أو تغيير لون جلدك.

لا تستخدمه على جلد تالف بما في ذلك الجروح المفتوحة أو القروح الباردة أو حروق الشمس أو مناطق تقشر الجلد أو تجدد

الجلد خلال الـ 6-8 أسابيع الماضية.

لا تستخدمه على جلد ملتهب بما في ذلك الطفح الجلدي أو تورم الجلد. فيمكن لهذه الأحوال جعل الجلد أكثر حساسية. انتظر

شفاء المنطقة المصابة قبل الاستخدام.

لا تستخدمه إذا كان جلدك حساسا للضوء. ولتحديد إذا ما كان يمكنك استخدام جهاز i-Light REVEAL، قم بإجراء اختبار

على رقعة صغيرة من الجلد وانتظر 24 ساعة لتحديد إذا ما كان هناك أي ردود فعل سلبية قبل العلاج على نطاق أوسع.

لا تستخدمه إذا كنت حاملا أو مرضعة. فلم يتم اختبار جهاز i-Light REVEAL على النساء الحوامل. والتغيرات

الهرمونية شائعة أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية ويمكن أن تزيد حساسية الجلد وخطر إصابة الجلد.


لا تقم بالوميض على أي مواد أخرى غير الجلد.

لا تستخدم هذا الموديل (IPL2000) لأي غرض آخر غير إزالة الشعر.

لا تعالج أي منطقة قد تحتاج يوما ما لنمو شعرك فيها مرة أخرى. فقد تكون النتائج دائمة ولا رجعة فيها

لتجنب استهداف (وربما إتلاف) الجلد الداكن، يجب أن تستخدم جهاز i-Light REVEAL على الجلد الفاتح والمتوسط فقط (I-IV).

الشكل 1



ما يمكن توقعه من جهاز i-Light REVEAL \*  
النتائج غير فورية ولكن معظم المستخدمين سوف يبدون ملاحظة شعر أقل في غضون 1-2 أسبوعا بعد بداية العلاج. وخلال هذا الوقت قد يبدو أن الشعر ما زال ينمو ولكنه في الواقع يجري دفعه. الشكل 2.

الشكل 2



من المهم مواصلة نظام العلاج الكامل لضمان علاج كل الشعر النشط. ونظام العلاج الكامل يكون ثلاثة علاجات كل أسبوعين. قد تختلف النتائج من شخص لآخر وقد يلزم علاجات متعددة لأفضل النتائج. ويحدث نمو بعض الشعر يكون أقل كثافة وأخف وأفتح لونا من الشعر الأصلي. وإعادة النمو أمر طبيعي جدا وينبغي توقعه. بعد الانتهاء من نظام العلاج الأولي، سوف يعطى الاستخدام الأسبوعي المستمر المنتظم نتائج جيدة في غضون 6-12 أسبوعا (قد يستغرق لون الجلد الداكن وقتاً أطول).

تحذيرات واحتياطات السلامة  
تنبيهات هامة للسلامة



قبل بدء استخدام جهاز i-Light REVEAL:

تأكد من قراءة جميع التحذيرات ومعلومات السلامة. تأكد قبل أن تبدأ من أن جهاز i-Light REVEAL مناسب لك. استخدم مخطط الجلد الموجود في الصندوق وفي مقدمة هذا الدليل وجهاز استشعار الجلد المدمج لتحديد إذا ما كان هذا الجهاز مناسب لك.

ارجع إلى مخطط الشعر في الجزء الأمامي من هذا الدليل للتأكد من أن الجهاز مناسب لك.

6	شاشة LCD
7	قماش خال من الوبر
8	حقيبة التخزين (غير مبينة)
	شاشة LCD
9	عمر البطارية
10	عداد دورة الفلاش
11	عمر الللمبة
12	مستوى الطاقة
13	زر مستوى الطاقة
14	التشغيل/الإيقاف
15	محول الكهرباء

تعرف على جهاز i-Light REVEAL   
ما هو جهاز i-Light REVEAL؟ 

هو جهاز ثوري قائم على الضوء ومصمم لإزالة شعر الجسم وشعر وجه الإناث غير المرغوب فيه في المنزل. Light-تنظام يستخدم جهاز i-Light REVEAL تكنولوجيا مماثلة مثبتة إكلينيكيًا التي يستخدمها أخصائيو الأمراض الجلدية والتناسلية والصالونات ولكنها محسنة للعلاج الشخصي للمساحات الأصغر.

ما هو الضوء النبضي المكثف (IPL) وكيف يعمل جهاز i-Light REVEAL؟   
IPL - (الضوء النبضي المكثف) هي تكنولوجيا راسخة مستخدمة في جميع أنحاء العالم لأكثر من 15 عامًا. ويستخدم جهاز i-Light REVEAL هذه التكنولوجيا لإسقاط إضاءة على جلدك بضوء نبضي مكثف.  
يعمل النبض تحت سطح الجلد لاستهداف شعر الجذر مما يساعد على وقف نموه. (الشكل 1)  
تستهدف الطاقة في نبض الضوء التلون الداكن وتظهر أفضل النتائج على الشعر الداكن.

شكرا لقيامك بشراء منتج Remington® الجديد. يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها في مكان آمن.

قم بإزالة جميع مواد التعبئة قبل الاستخدام.

### إجراءات وقائية هامة

1 تحذير - للحد من مخاطر الحروق أو الصدمات الكهربائية أو الحرائق أو إصابات الأشخاص:

2 لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو به خلل.

3 لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء توصيله.

4 حافظ على قابس الطاقة والسلك الكهربائي بعيدا عن الأسطح الساخنة.

5 لا تستخدم المنتج مع سلك تالف. ويمكنك الحصول على البديل عن طريق مراكز الخدمة الدولية التابعة لنا

6 قم بتخزين المنتج في درجة حرارة بين 15 درجة مئوية و 35 درجة مئوية.

7 استخدم الأجزاء المرفقة مع الجهاز فقط.

8 الجهاز حول لفة الكبل أو جندل أو بثني قم لا

9 لا تستخدم هذا المنتج إذا كان لا يعمل بشكل صحيح أو إذا سقط أو تلف أو سقط في الماء.

10 تأكد من عدم وجود رطوبة في قابس الكهرباء والسلك.

11 لا تقم بتوصيل أو فصل الجهاز بأيدي مبللة.

12 يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو

الحسية أو العقلية المنخفضة أو قليلي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/إرشادهم ويفهمون المخاطر المعنية.

13 احفظ الجهاز والكبل بعيدا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.

14 يجب تزويد هذا الجهاز بمحولات معزولة للسلامة معتمدة من PA-0510E (لأوروبا) و PA-0510U (للمملكة المتحدة)

بإخراج 5 فولت تيار مستمر؛ 1000 مللي أمبير (إخراج المحول) أو بمحول معزول للسلامة معتمد من

WR9QA1200LMDG2720(R) بإخراج 5 فولت تيار مستمر؛ 1200 مللي أمبير

15 لا تغطي أي جزء من فتحات التهوية أثناء الاستخدام، حيث تساعد على بقاء الجهاز باردا أثناء تشغيله. ويمكن أن يؤدي ذلك

إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

16 لا تستخدمه إذا كان صندوق التعبئة أو الجهاز يبدو تالفا أو إذا كان أي جزء من الجهاز مشقوقا أو مكسورا. فالقيام بذلك يمكن

يزيد خطر إصابة الجلد أو العين من لمبة الفلاش.

17 دع الجهاز يبرد قبل تنظيفه وتخزينه.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام التجاري أو الصالونات.

### المزايا الرئيسية

1 الجهاز

2 نافذة الوميض

3 رأس العلاج

4 السنة إخراج رأس العلاج

5 جهاز استشعار لون الجلد

Flash زر





Děkujeme, že jste si zakoupili nový výrobek značky Remington®. Přečtěte si prosím pozorně návod a uložte ho na bezpečné místo. Před použitím odstraňte veškeré obaly.



## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- 1 **UPOZORNĚNÍ – ABY SE SNÍŽILO NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ, ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU ČI ZRANĚNÍ OSOB:**
- 2 Tento přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen, jak je uvedeno v tomto návodu.
- 3 Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen či pokud nefunguje správně.
- 4 Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapojen do sítě.
- 5 Napájecí šňůru a zástrčku chraňte před stykem s horkými povrchy.
- 6 Výrobek nepoužívejte, pokud je šňůra poškozená. Výměnu lze zajistit prostřednictvím našich mezinárodních servisních center.
- 7 Přístroj skladujte při teplotě mezi 15°C a 35°C.
- 8 Používejte pouze díly, které jsou dodány společně s přístrojem.
- 9 Dávejte pozor, aby se kabel nezkroutil či nezauzloval, a neomotávejte ho kolem strojku.
- 10 Tělo tohoto přístroje není omyvatelné či voděodolné. Přístroj nenamáchejte do kapalín; nepoužívejte ho v blízkosti vody, ve vaně, umyvadle či jiné nádobě; a nepoužívejte ho venku.
- 11 Zajistěte, aby se přírodní kabel a adaptér nenamočily. Přístroj z vody nevytahujte, pokud do ní spadl – okamžitě ho vyjměte z elektrické zásuvky.
- 12 Přístroj nezapojujte ani nevypojujte ze sítě mokřkýma rukama.
- 13 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. Tento přístroj smí používat pouze zodpovědná dospělá osoba nebo osoba pod jejím dohledem.
- 14 Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- 15 Tento přístroj by měl být dodán se schválenými bezpečnostně ochrannými adaptéry SW-120060EU (pro Evropu) a SW-120060BS (pro Spojené království) s výstupním napětím 12V DC; 600 mA (výstupní proud adaptéru).
- 16 Během používání NEZAKRÝVEJTE žádnou část větracích otvorů, jejich účelem je totiž přístroj během provozu chladit. Mohlo by to způsobit přehřátí přístroje.
- 17 NEPOUŽÍVEJTE, pokud obal výrobku či přístroj vykazují známky poškození, anebo pokud je jakákoliv část přístroje prasklá či rozbitá. Neuposlechnutím by se mohlo zvýšit riziko zranění kůže či očí zábleskovou žárovkou.
- 18 Tento přístroj není určen pro komerční nebo salónní použití.



---

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

---

### PŘÍSTROJ

- 1 Zábleskové okénko
- 2 Ošetrovací hlava
- 3 Tlačítka pro uvolnění ošetrovací hlavy
- 4 Senzor odstínu pokožky
- 5 Zábleskové tlačítko
- 6 LCD displej

### LCD displej

- 9 Stav baterie
- 10 Počítadlo záblesků
- 11 Stav žárovky
- 12 Úroveň energie
- 13 Tlačítko pro výběr úrovně energie
- 14 Tlačítko On/Off (zapnuto/vypnuto)
- 15 Síťový adaptér
- 16 Čistící hadřík
- 17 Pouzdro na uskladnění (nezobrazeno)

---

## SEZNAMOVÁNÍ SE S PŘÍSTROJEM i-LIGHT REVEAL

---

### Co je přístroj i-Light?

i-Light PRO je revoluční přístroj na odstraňování nežádoucího ochlupení těla a ženského obličje na bázi světelného paprsku pro domácí použití.

i-Light REVEAL využívá klinicky ověřenou technologii podobnou té, kterou používají profesionální dermatologové a salóny krásy, ale přizpůsobenou na osobní úpravu menších oblastí.

### Co je to intenzivní pulzní světlo (IPL) a jak funguje i-Light REVEAL?


IPL (intenzivní pulzní světlo) je uznávaná technologie, která se používá na celém světě déle než 15 let. i-Light REVEAL využívá této technologie tak, že ozáří vaši pokožku intenzivním světelným zábleskem.

Tento záblesk pracuje pod povrchem pokožky tak, že působí na chloupky u kořínků a pomáhá zastavit jejich růst (Obr 1).

Energie světelného záblesku je přitahována tmavým zbarvením, přičemž nejlepší výsledky se dosahují na tmavších chloupcích.

Abyste předešli přitahování světelného impulsu (a možnému poškození) tmavou pokožkou, měli byste používat i-Light REVEAL na světlých a středních odstínech pokožky (I-IV).

Fig. 1



**\* Co od i-Light REVEAL očekávat**

Výsledky se nedostaví hned, ale většina uživatelů si povšimne úbytku chloupků do 1-2 týdnů po prvním ošetření. Během této doby se může zdát, že chloupky stále rostou, ale ve skutečnosti jsou „vytláčené ven“ (Obr. 2).

Fig. 2



Je důležité pokračovat v plném režimu ošetření, abyste zajistili, že bude ošetřen každý aktivní chloupek. Úplný režim ošetření představují tři ošetření po 2 týdnech. Individuální výsledky se mohou lišit – pro dosažení optimálních výsledků mohou být vyžadována mnohočetná ošetření.

Je možné, že některé chloupky budou znovu růst. Tyto však budou řidší, jemnější a budou mít světlejší barvu než původní chloupky. Opětovný růst je zcela normální a měli byste jej očekávat.

Po dokončení počátečního režimu ošetření se začnou při pravidelném týdenním použití dostávat dobré výsledky, a to do 6-12 týdnů (u tmavějších odstínů pokožky to může trvat déle).



## VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

◆ Než začnete i-Light REVEAL používat:

Pečlivě si přečtěte všechna upozornění a informace týkající se bezpečnosti. Než začnete, zkontrolujte, zda je i-Light REVEAL pro vás vhodný.

Použijte tabulku typů pokožky uvedenou na obale výrobku a na přední straně tohoto návodu, a také integrovaný senzor pokožky, abyste mohli určit, zda je pro vás přístroj vhodný.

Prostudujte si tabulku typů chloupků na přední straně tohoto návodu, abyste se ujistili, zda je tento přístroj pro vás vhodný.

#### ✳ Typ pokožky

Zkontrolujte barvu pleti podle tabulky na str. 2.

- Podívejte se na tabulku odstínů pokožky na straně 2.
- Nepoužívejte na přirozeně tmavou pokožku (typ Fitzpatrick V a VI), mohli byste si způsobit popáleniny, puchýře a změny barvy pokožky.
- Přístroj i-Light neúčinkuje na přirozeně bílé, šedé, blond či zrzavé chloupky na těle a obličeji.

#### ✳ Oblasti, které se nesmějí upravovat:

- Nepoužívejte na pokožku hlavy a uši.
- Nepoužívejte na mužský obličej nebo krk.
- Nepoužívejte nad lícními kostmi (použití na obličej u žen)
- Nepoužívejte na bradavkách, dvorcích prsních bradavek či genitáliích.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte v místě, které chcete upravit, tetování či permanentní make-up.
- Nepoužívejte na tmavě hnědých či černých skvrnách, jako jsou znaménka, mateřská znaménka či pihy.
- Nepoužívejte v oblastech nedávných operací, hlubokých peelingu, vyhlazování laserem, jizev nebo na pokožce poškozené popáleninami či opařením.

#### ✳ Kdy nepoužívat/Kdy se vyvarovat používání i-Light REVEAL

- NEPOUŽÍVEJTE, pokud je na místech, které chcete ošetřit, POKOŽKA OPÁLENÁ. Pokožka by mohla být příliš tmavá a ošetření na opálených místech by mohlo dočasně způsobit opuchnutí pokožky, puchýře, anebo by mohlo změnit barvu pokožky. Před ošetřením počkejte, dokud opálení nevybledne.
- NEPOUŽÍVEJTE na pokožku s aplikovaným kosmetickým přípravkem, protože ošetření na takových místech by mohlo dočasně způsobit opuchnutí pokožky, puchýře, anebo by mohlo změnit barvu pokožky. Oblast pokožky, kterou plánujete ošetřit, před použitím důkladně očistěte.
- NEOZARŮJTE během jednoho sezení ošetřované místo vícekrát, protože by to mohlo dočasně způsobit opuchnutí pokožky, puchýře, anebo změnit barvu pokožky.
- NEOŠETŘUJTE jakoukoliv oblast častěji než jednou týdně, výsledky to totiž neurychlí, ale mohlo by to zvýšit pravděpodobnost opuchnutí pokožky, vzniku puchýřů či změny barvy pokožky.
- NEPOUŽÍVEJTE na poškozenou pokožku včetně otevřených ran, oparů, sluncem spálené pokožky, anebo oblastí, kde jste podstoupili pleťový peeling či jinou proceduru na změnu povrchu pokožky v posledních 6-8 týdnech.
- NEPOUŽÍVEJTE na podrážděnou pokožku, včetně vyrážek či napuchlé pokožky. Tyto stavy mohou způsobit přecitlivěnou pokožku. Před použitím počkejte, dokud se postižené místo nezahojí.
- NEPOUŽÍVEJTE, pokud je vaše pokožka citlivá na světlo. Abyste zjistili, zda můžete i-Light REVEAL používat, proveďte si test na malém kousku pokožky a před samotným ošetřením počkejte 24 hodin, jestli se neobjeví nějaké nepříznivé reakce.

- NEPOUŽÍVEJTE, pokud jste těhotná nebo můžete být těhotná, anebo pokud kojíte. i-light REVEAL nebyl testovaný na těhotných ženách. Během těhotenství či kojení dochází běžně k hormonálním změnám, které mohou zvýšit citlivost pokožky a riziko poškození pokožky.
- NEOZARUJTE jiné oblasti než lidskou pokožku.
- NEPOUŽÍVEJTE tento model (IPL2000) k jinému účelu než k odstraňování chloupků.
- NEOŠETŘUJTE žádnou oblast, na které byste mohli v budoucnosti chtít mít opět ochlupení. Výsledky mohou být stále a nevratné.
- ✳️ **POZOR:** Vyhýbejte se ošetřování oblastí které obsahují jen velusové chloupky (velmi tenké a jemné chloupky známé jako „broskvové chloupky“), může to totiž vést k nežádoucímu obnovení růstu chloupků.
- Pokud jste se podrobili profesionálnímu nebo klinickému nebo doma vykonanému odstraňování chloupků laserem nebo IPL nebo odstraňování chloupků elektrolýzou, počkejte alespoň 6 měsíců, než použijete i-Light REVEAL. Pokud jste v ošetřované oblasti odstraňovali chloupky voskem, vytrháváním nebo epilací, počkejte alespoň 6 týdnů, než použijete i-Light REVEAL. Přístroj vyžaduje část ochlupení pod pokožkou na to, aby poškodil chloupek u kořínku, tedy není účinný, pokud byl chloupek odstraněn.
- NEPOUŽÍVEJTE přímo na nebo v blízkosti aktivních implantovaných léčebných přístrojů, jako je implantovaný kardiostimulátor, implantovaný defibrilátor nebo zařízení na inzulín. Ačkoliv při klinických studiích nebyly hlášeny žádné problémy spojené s používáním těchto přístrojů, doporučuje se dodržovat všechna upozornění při používání aktivních implantovaných zařízení týkající se použití elektronických zařízení, aby se předešlo selhání či přerušení činnosti aktivního implantovaného přístroje.
- Zařízení bezdrátové komunikace může přístroj i-Light REVEAL ovlivňovat a mělo by být umístěné ve vzdálenosti minimálně 3,3 m.
- Nepoužívejte nad či blízko kovových pilin, dentálních implantátů či rovnátek.

## PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

### ✳️ POKYNY PRO NABÍJENÍ

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je přístroj zcela nabitý.
  - Zapojte síťový adaptér do přístroje a potom do elektrické zásuvky.
  - Jedno úplné nabití bude trvat až 1,5 hodiny.
  - V závislosti na zvolené úrovni energie jedno úplné nabití poskytnete cca 100 záblesků (nižší úroveň energie poskytnete na jedno nabití více záblesků).
- ✳️ **Funkce rychlého nabití**
- Přístroj je také vybaven funkcí rychlého nabití.
  - Při použití této funkce přístroj nabíjeje 15 minut.
  - Toto rychlé nabití vám poskytnete cca 20 záblesků.

- Když se baterie nabíjí, na LCD displeji je zobrazena nabíjecí ikonka (Obr. 3).
- Když je baterie zcela nabitá, na LCD displeji se zobrazí ikonka plné baterie (Obr. 4).

Obr. 3



Obr. 4



- Během používání je stav baterie na LCD displeji zobrazen pomocí ikonky „stav baterie“ (Obr. 5).


Obr. 5



Stav baterie



Nízké nabití baterie




Vybitá baterie

- ✳ POZN.: Přístroj není možné používat, když je zapojený do sítě nebo když se nabíjí.
- ✳ TIP: Doporučujeme přístroj nabít po každém použití, abyste zajistili, že bude přístroj zcela nabitý a připravený na další ošetření.

## 👁 POUŽÍVÁNÍ i-LIGHT REVEAL K OŠETŘENÍ




### ✳ Test odstínu pokožky

1. Znovu si přečtete varování a bezpečnostní instrukce.
2. Seznamte se s funkcemi přístroje i-Light.
3. Prostudujte si tabulku s odstíny pokožky, abyste se ujistili, že zbarvení vaší pokožky je v přijatelném rozsahu (Obr. 6).




Obr. 6


4. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka power. (Obr. 7).



- \* POZN.: Po každém zapnutí přístroje budete vyzváni, abyste si otestovali odstín vaší pokožky. Na LCD displeji se zobrazí ikonka „senzor odstínu pokožky“ (Obr. 8). Senzor odstínu pokožky je umístěn na zadní straně přístroje a bliká na něm oranžové světlo (Obr. 9).
5. Senzor odstínu pokožky (blikající oranžové světlo) pevně přitlačte k pokožce v oblasti plánovaného ošetření a přidržte 2 vteřiny (Obr. 10).



- Načtení bude provedeno automaticky.
  - Nepřerušované oranžové světlo a „bzučení“ = Pokožka je pravděpodobně příliš tmavá
  - Nepřerušované zelené světlo a „pípnutí“ = Odstín pokožky je v pořádku
- \* POZN.: Test vhodného odstínu pokožky musíte zopakovat pro každou oblast, kterou chcete ošetřit.
  - \* **Výběr úrovně energie**
  - Přístroj bude vždy po zapnutí (ON) automaticky nastavený na úroveň energie 1. Úroveň změňte stisknutím tlačítka pro výběr úrovně energie (Obr. 11).




- Po dosažení úrovně 3 se opětovným stisknutím tlačítka pro výběr úrovně energie přístroj nastaví na úroveň energie 1.
- i-Light REVEAL má k dispozici 3 úrovně energie. Úroveň 1 (jedna čárka) je nejnižší a úroveň 3 (tři čárky) je nejvyšší.
- ✳ **TIP:** Aby bylo ošetření co neúčinnější, používejte vždy nejvyšší úroveň energie, která vám nezpůsobuje nepříjemný pocit na pokožce.

### ✳ Testování přístroje i-Light REVEAL na vaší pokožce

- Otestujte přístroj i-Light REVEAL na malém kousku pokožky a počkejte 24 hodin, abyste se ujistili, že se nevyskytnou nepříjemné reakce.
- Začněte na úrovni energie 1 a vyšlete jeden záblesk. Pokožku ošetřete tak, že zábleskové okénko přitlačíte pevně na pokožku. Potom uslyšíte pípnutí a senzor na ověření odstínu pokožky by měl svítit nepřerušovaným zeleným světlem. Následně stiskněte tlačítko záblesku pro odeslání záblesku (Obr. 12).

Obr. 12



- ✳ **TIP:** Je užitečné použít zrcadlo, abyste viděli senzor odstínu pokožky. Pokud vám je odrážené světlo nepříjemné, můžete před každým zábleskem zavřít oči.
- Mírný až střední pocit nepohodlí je normální. Pokud se záblesk vyslaný na úrovni energie 1 dá snést, zvýšte úroveň energie na 2. Přesuňte přístroj na jiný bod a vyšlete záblesk z i-Light REVEAL ještě jednou. Tento postup opakujte, dokud nenajdete nastavení, které vám vyhovuje.
- Počkejte 24 hodin a potom si prohlédněte testovanou oblast. Pokud pokožka vypadá normálně, pokračujte ve svém prvním úplném ošetření s takovou úrovní energie, kterou jste si stanovili jako vhodnou pro vás.
- ✳ **POZN.:** Přístroj musíte otestovat na každé oblasti tváře nebo těla, kterou chcete ošetřovat.

### ✳ Provedte úpravu požadované oblasti/i přístrojem i-Light

#### ✳ Pokožku před provedením úpravy připravte

1. Zajistěte, aby byla oblast na ošetření čistá a zbavená olejů, deodorantů, parfémů, make-upu, tělového mléka a krému. Oholte nebo zastříhnete ochlupení v oblasti, která se má ošetřit, a pokožku očistěte a vysušte. Při zastříhávání musí být chloupky zastříhnuté na méně než 0,5 mm (Obr. 13).



Obr. 13




2. Nikdy k odstranění chloupků nepoužívejte vosk, epilaci, pinzetu či depilační výrobky, poněvadž působí proti procesu IPL.

**\* Příklad před provedením úpravy připravte**

Přístroj odemknete pomocí senzoru odstinu pokožky (Obr. 14).

Zvolte požadovanou úroveň intenzity (Obr. 15).

Obr. 14



Obr. 15



## **👁 OŠETŘENÍ**

- Zábleskové okénko přiložte pevně k pokožce. Pokud se okénko dotýká pokožky, kontrolka bude svítit zeleným nepřerušovaným světlem (Obr. 16).


Obr. 16



- Stiskněte zábleskové tlačítko pro vyslání záblesku. Měli byste očekávat, že uvidíte jasný záblesk světla (podobný blesku z fotoaparátu), a také ucítíte mírný pocit tepla.

- \* **POZN.:** Přístroj může vyslat záblesky přibližně každých 5 vteřin. Během tohoto času bude na displeji zobrazena ikonka přesýpacích hodin (Obr. 17). Pokud je přístroj připravený na další záblesk, ikonka zmizí a kontrolka bude svítit nepřerušovaným zeleným světlem (pokud je ošetřovací hlava v úplném kontaktu s pokožkou).

Obr. 17




Obr. 18

- Pokožku ošetřujte podle vzoru mřížky (Obr. 18).
- Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle instrukcí na obr. 19, kde je uveden doporučený počet záblesků pro oblasti na obličeji.

KAŽDÁ KOTLETA: 10

TVÁŘ: 25  
HORNÍ RET: 10


BRADA: 20  
KRK: 25



Obr. 19

- ✳ TIP: Pro lepší kontakt s pokožkou pokožku propněte – kontury pokožky mohou v určitých oblastech bránit úplnému přitlačení senzoru k pokožce. Možná vám bude připadat jednoduší zkusit propnout horní ret jeho přetažením přes zuby nebo propnout tváře pomocí jazyka, a tak dosáhnout lepšího kontaktu s pokožkou.
- Přístroj obsahuje „Počítadlo záblesků na jedno ošetření“, což vám pomůže sledovat počet záblesků, které jste použili během jednoho ošetření (Obr. 20). Počítadlo se při každém zapnutí přístroje zresetuje.

Obr. 20



## PÉČE PO ÚPRAVĚ

Po úpravě můžete na pokožce zaznamenat jemné zarudnutí či pocit tepla. To je normální a brzy to odezní. Abyste se vyhnuli podráždění pokožky po úpravě, řiďte se následujícími doporučeními:

- 24 hodin po úpravě se vyhýbejte pobytu na slunci. 2 týdny po každé úpravě pokožku chraňte SPF faktorem 30.
- Minimálně 2 týdny po poslední úpravě se nevystavujte intenzivnímu slunečnímu záření, čili neopalujte se, nechoďte do solária, nebo nepoužívejte samoopalovací přípravky.
- Po úpravě udržujte oblast čistou a suchou a pijte hodně vody, aby jste udrželi pokožku hydratovanou.
- Nedávejte si horké koupele, sprchy a nechoďte do parní komory či sauny 24 hodin po úpravě.
- Nezáčastňujte se kontaktních sportů 24 hodin po úpravě.
- Po dobu úpravy si nedělejte depilaci (voskem, trháním nebo krémem) – holení je dovoleno, pokud s holením po každé úpravě počkáte minimálně 24 hodin.
- Nepoužívejte bělicí krémy nebo parfemované výrobky 24 hodin po úpravě

## ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE i-LIGHT REVEAL

**⚡ POZOR:** Před čištením vašeho i-Light REVEAL zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý (OFF) a nabíjecí kabel z přístroje vypojený.

- Pravidelné čištění pomáhá zajistit optimální výsledky a dlouhou životnost přístroje.
- Používejte čistý hadřík, který nezanechává nečistoty (jeden je součástí balení), nebo bavlněný tampón na jemné setření povrchu a zábleskového okénka, ošetřovací hlavu a senzoru odstinu pokožky. V případě potřeby můžete hadřík nebo bavlněný tampón navlhčit ve vodě s jemným mýdlem.
- Před opětovným použitím nechte přístroj úplně vyschnout.
- ⚡ **VAROVÁNÍ:** Pokud je zábleskové okénko prasklé nebo rozbité, přístroj nesmí být používán. Nikdy neškrábejte filtrační sklo ani kovový povrch uvnitř upravovací hlavy.
- ⚡ **UPOZORNĚNÍ:** i-Light je vysokonapěťový přístroj. Nikdy ho neponořujte do vody. Nikdy přístroj ani žádné jeho části neumývejte pod kohoutkem nebo v myčce.
- Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi ropy ani hořlavé látky z důvodu rizika vzniku požáru. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte čisticí houby, abrazivní čisticí prostředky či agresivní kapaliny, jako je olej nebo aceton.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ / USKLADNĚNÍ / ÚDRŽBA

✳ **Údržba přístroje i-Light Reveal**


⚡ **UPOZORNĚNÍ:** Před prováděním údržby na svém přístroji i-Light se prvně ujistěte, že je hlavní spínač vypnutý (OFF) a napájecí šňůra vypojena ze základny.

✳ **Výměna ošetřovací hlavy**

- Ošetřovací hlava disponuje 6,000 záblesky bez ohledu na nastavení úrovně energie. Pokud ošetřovací hlava všechny své záblesky vyčerpá, musí se vyměnit.

- Na nízký počet zbývajících záblesků vás na displeji upozorní ikonka „Zbývajících životností žárovky“ (Obr. 21).

Obr. 21




- Zobrazení zbývajících životností žárovky (Obr. 22).

STAV	PLNÁ	ČÁSTEČNĚ PLNÁ	PRÁZDNÁ
Zobrazení zbývajících životností žárovky	Nová žárovka poskytne 6,000 záblesků a výplň žárovky bude zcela zbarvená.	Pokud zbývá méně než 300 záblesků, část výplně žárovky se černě zbarví.	Životnost žárovky je u konce a celá bliká. Přístroj pípá. Ošetřovací hlavu je třeba vyměnit.
IKONKA			


✳ POZN.: Ošetřovací hlavu je třeba vyměnit, pokud je rozbitá trubice žárovky.

1. Stiskněte tlačítka pro uvolnění ošetřovací hlavy a jemně ošetřovací hlavu vyjměte (Obr. 23).
2. Nahradejte novou ošetřovací hlavou a zkontrolujte, zda zacvakla na místo (Obr. 24).

Obr. 23



Obr. 24







✳ **Skladování**

- Vypněte přístroj, odpojte ho ze sítě a nechte ho vychladnout 10 minut před uskladněním.
- Přístroj skladujte na suchém místě při teplotě mezi 15°C a 35°C.

✱ **Řešení problémů**


- Před použitím přístroje i-Light si vždy pečlivě přečtěte tyto pokyny.
- Pokud máte s přístrojem i-Light nějaké problémy, nahlédněte do tohoto průvodce řešení problémů. Tento oddíl je věnován nejběžnějším problémům, se kterými se můžete u přístroje i-Light setkat.
- Pokud jste se řídili pokyny uvedenými v tomto oddílu a problémy přetrvávají, obraťte se pro další pomoc na servisní centrum Remington

Problém	Možná příčina	Opatření
<p>Přístroj nelze zapnout.</p>	<p>Přístroj není nabitý. Měli byste uslyšet dvojitý pípnutí a na LCD displeji se zobrazí toto zobrazení.</p> 	<p>Zajistěte, aby byl přístroj zcela nabitý – zapojte nabíjecí kabel do elektrické zásuvky. Na LCD displeji by se měla zobrazit ikonka nabíjení baterie. Až bude přístroj zcela nabitý, indikátor stavu baterie bude plný:</p> 
	<p>Ošetrovací hlava není řádně nasazena. Měli byste uslyšet dvojitý pípnutí a na LCD displeji se zobrazí toto zobrazení.</p> 	<p>Ujistěte se, že je ošetrovací hlava na přístroji řádně nasazena. Při správném nasazení ošetrovací hlavy byste měli uslyšet cvaknutí, kontrolky zhasnou a pípnutí přestane.</p>

Problém	Možná příčina	Opatření
<p>Když držím přístroj přiložený k pokožce, nic se neděje. Přístroj nepípne ani po několika vteřinách.</p>	<p>Je možné, že potřebujete provést test na ověření odstínu pokožky. Na LDC displeji se zobrazí toto zobrazení:</p> 	<p>Přiložte blikající oranžové světlo k pokožce v oblasti plánovaného ošetření.</p> <p>Přístroj může vyžadovat další test na ověření odstínu pokožky, jestliže:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Přístroj se pět minut nepoužíval</li> <li>- Uděláte si během ošetření přestávku</li> <li>- Přístroj byl vypnutý a znovu zapnutý</li> </ul>
	<p>Ošetřovací hlava není v úplném kontaktu s pokožkou.</p>	<p>Zkontrolujte, zda se ošetřovací hlava dotýká vaší pokožky. Přístroj nevyšle záblesk, dokud nebude ošetřovací hlava v úplném kontaktu s pokožkou.</p>
	<p>Snažte se ošetřit malou oblast, jako například mezi obočím nebo blízko očí.</p>	<p>Kvůli vaší bezpečnosti by se přístroj NEMĚL používat v blízkosti očí, obočí nebo očních řas.</p>

Problém	Možná příčina	Opatření
<p>Po stisknutí zábleskového tlačítka nedojde k vyslání záblesku.</p>	<p>Ošetřovací hlava není v úplném kontaktu s pokožkou.</p>	<p>Zkontrolujte, zda se ošetřovací hlava dotýká pokožky. Přístroj nevyšle záblesk, dokud nebude ošetřovací hlava v úplném kontaktu s pokožkou.</p>
	<p>Nepočkali jste dostatečně dlouho mezi záblesky.</p>	<p>Přístroj potřebuje asi 5 vteřin na vyslání dalšího záblesku. Když je přístroj znovu připravený vyslat záblesk, kontrolka začne svítit nepřerušovaným zeleným světlem.</p>
	<p>Ošetřovací hlavu je třeba vyměnit, na LCD displeji se zobrazí ikonka „prázdné žárovky“ a bude blikat.</p>	<p>Ujistěte se, že ikonka stavu žárovky není prázdná a neblíká. Pokud bliká, přístroj vypněte a ošetřovací hlavu vyměňte.</p>




Problém	Možná příčina	Opatření
<p>Po stisknutí zábleskového tlačítka nedojde k vyslání záblesku.</p>	<p>Přístroj potřebuje nějaký čas na vychladnutí. Měli byste uslyšet přístroj jednou pípnout a na LCD displeji se zobrazí toto zobrazení:</p> 	<p>Počkejte několik minut, aby mohl přístroj vychladnout. Přístroj nevypínejte – toto zobrazení zmizí, až bude přístroj znovu připravený k použití. Za normálních podmínek to není běžné, ovšem tato situace může nastat, když se přístroj příliš zahřeje.</p>
	<p>V místnosti je příliš velké teplo na to, aby mohl přístroj vychladnout.</p>	<p>Používejte i-Light REVEAL v chladnějším prostředí, kde je teplota nižší než 27°C (nebo 80°F).</p>



Problém	Možná příčina	Opatření
<p>Provedl jsem test odstínu pokožky, kontrolka se změnila na oranžovou a ozvalo se bzučení.</p>	<p>Vaše pokožka může být příliš tmavá na ošetření. Nahlédněte do tabulky typů pokožky na začátku tohoto návodu.</p>	<p>S vaším odstínem pokožky přístroj i-Light REVEAL nemůžete používat. Obratě se prosím na místní zákaznické centrum.</p>
	<p>Nepoužili jste správně senzor odstínu pokožky.</p>	<p>Pokud se senzor odstínu pokožky (blikající oranžové světlo) nedotýká zcela pokožky, přístroj vydá zamítavý tón. Zkuste senzor odstínu pokožky přitlačit pevně k pokožce.</p>
	<p>Senzor odstínu pokožky nefunguje.</p>	<p>Obratě se prosím na místní zákaznické centrum.</p>

Problém	Možná příčina	Opatření
<p>Na zábleskovém okénku je nalepená špína nebo nečistoty.</p>	<p>Přístroj je třeba vyčistit.</p>	<p>Postupujte podle pokynů na čištění, které jsou uvedeny v tomto návodě.</p>

Problém	Možná příčina	Opatření
<p>Přístroj:                      - nefunguje                      - pípá                      - zobrazuje se tento symbol                      (včetně referenčního čísla:</p> <div data-bbox="146 407 239 519" style="text-align: center;">  </div>	<p>Přístroj nefunguje správně a pravděpodobně potřebuje opravit.</p>	<p>Obratťe se na místní zákaznické centrum a poskytněte jim referenční číslo z displeje.</p>

- ✳ **NEPOKOUŠEJTE** se přístroj otevřít nebo opravit. Opravu mohou provést pouze autorizovaná servisní střediska i-Light REVEAL.
- Otevřením přístroje se můžete vystavit nebezpečným elektrickým součástkám a energii pulzního světla, z kterých každé může způsobit vážné poranění těla nebo trvalé poškození očí. Pokus o otevření přístroje může také poškodit samotný přístroj a vaše záruka se stane neplatnou. Pokud váš přístroj potřebuje opravu, kontaktujte místní zákaznické centrum.



## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení životního prostředí a zdraví vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, nesmějí být přístroje označené tímto symbolem likvidovány jako směsný odpad, ale je nutno je obnovovat, znovu použít nebo recyklovat.



Σας ευχαριστούμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος Remington®. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος.  
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από την χρήση.



## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ:
- 2 Να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και ο οποίος περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- 3 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εφόσον έχει υποστεί βλάβη ή δυσλειτουργεί.
- 4 Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν το βύσμα της είναι στην πρίζα.
- 5 Φροντίστε το βύσμα και το καλώδιο του ρεύματος να παραμένουν μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- 6 Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη.
- 7 Ανταλλακτικό διατίθεται στα Διεθνή Κέντρα Σέρβις της εταιρείας μας.
- 8 Το προϊόν να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 35°C.
- 9 Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που συνοδεύουν τη συσκευή.
- 10 Να μην επιτρέπετε τη συστροφή ή την τσάκισή του καλωδίου, και να μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή.
- 11 Το σώμα αυτής της συσκευής δεν πλένεται ούτε είναι αδιάβροχο. Μην βάζετε τη συσκευή μέσα σε υγρά, μην την χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό εντός μπανιέρας, νιπτήρα ή άλλου δοχείου, και μην την χρησιμοποιείτε σε υπαίθριους χώρους.  
Φροντίστε να μην βρέχονται το καλώδιο και ο μετασχηματιστής του ρεύματος. Αν η μονάδα πέσει μέσα στο νερό, μην πάτε να τη βγάλετε - βγάλτε αμέσως το βύσμα της από την πρίζα του ρεύματος.
- 12 Όταν βάζετε ή βγάλετε το βύσμα μην το πιάνετε με βρεγμένα χέρια.
- 13 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων εφόσον υπάρχει κάποιος να τα επιτηρεί/καθοδηγεί και εφόσον έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δε θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει κάποιος να τα επιβλέπει. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από υπεύθυνο ενήλικα ή υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικα.
- 14 Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- 15 Αυτή η συσκευή θα πρέπει να διατίθεται μαζί με τον εγκεκριμένο μονωμένο μετασχηματιστή ασφαλείας SW-120060EU (στην Ευρώπη) και τον SW-120060BS (για το Ηνωμένο Βασίλειο) με τάση εξόδου 12 DC, 600mA (έξοδος μετασχηματιστή).
- 16 ΝΑ ΜΗΝ καλύπτονται καθόλου οι οπές αερισμού κατά τη χρήση, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση της ψύξης της συσκευής κατά τη λειτουργία της. Η κάλυψη τους μπορεί να προκαλέσει την υπερθέρμανση της συσκευής.

- 17 NA MHN γίνεται χρήση εάν το κουτί της συσκευασίας ή η συσκευή φέρουν σημάδια φθοράς ή εφόσον κάποιο τμήμα της συσκευής έχει υποστεί ρωγμή ή βλάβη. Αν, πάραυτα, γίνει χρήση, μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού στο δέρμα ή τα μάτια από τον λαμπτήρα ακτινοβολήσης.
- 18 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή χρήση σε κομμωτήριο.

## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### ΣΥΣΚΕΥΗ

- 1 Θυρίδα ακτινοβολήσης
- 2 Κεφαλή θεραπείας
- 3 Πλήκτρα απασφάλισης κεφαλής θεραπείας
- 4 Αισθητήρας τόνου επιδερμίδας
- 5 Κουμπί ακτινοβολήσης
- 6 Οθόνη LCD
- 7 Πανάκι που δεν αφήνει χνούδι
- 8 Θήκη αποθήκευσης (δεν απεικονίζεται)

### Οθόνη LCD

- 10 Μετρητής των Flash της συνεδρίας
- 11 Διάρκεια χρήσης της λυχνίας
- 12 Επίπεδο ενέργειας
- 13 Κουμπί επιπέδου ενέργειας
- 14 Λειτουργία On/Off
- 15 Φορτιστής

## ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ i-LIGHT REVEAL

### \* Τι είναι το i-Light;

Το σύστημα i-Light PRO είναι μια επαναστατική συσκευή φωτεινής ακτινοβολίας που έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας από το σώμα και το γυναικείο πρόσωπο κατ' οίκον.

Το i-Light REVEAL χρησιμοποιεί κλινικά δοκιμασμένη τεχνολογία παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες δερματολόγοι και τα ινστιτούτα αισθητικής, η οποία όμως έχει βελτιστοποιηθεί για ατομική θεραπεία σε μικρότερες περιοχές.

### \* Τι είναι το Έντονο Παλμικό Φως (IPL) και πώς λειτουργεί το i-Light REVEAL?


Η τεχνολογία IPL (Έντονο Παλμικό Φως) έχει καθιερωθεί παγκοσμίως εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Το i-Light REVEAL χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία για να ακτινοβολήσει το δέρμα σας με έντονο παλμικό φως.

Ο παλμός δρα κάτω από την επιδερμίδα ώστε να στοχεύσει τις τρίχες στη ρίζα και να αναστείλει την ανάπτυξή τους (Εικ 1).

Η ενέργεια που περιέχεται στον παλμό φωτός στοχεύει στη σκούρα απόχρωση και τα καλύτερα αποτελέσματα διαπιστώνονται στις σκούρες τρίχες.

Προς αποφυγή στόχευσης (και ενδεχόμενης πρόκλησης βλάβης) της σκούρας επιδερμίδας, το i-Light REVEAL θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτές έως μέτριες επιδερμίδες (I-IV).

Fig. 1



### \* Τι να περιμένετε από το i-Light REVEAL

Τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα, ωστόσο οι περισσότεροι χρήστες αρχίζουν να διαπιστώνουν μείωση της τριχοφυΐας εντός 1-2 εβδομάδων από την έναρξη της θεραπείας. Κατά το διάστημα αυτό ίσως δημιουργείται η εντύπωση ότι συνεχίζει η ανάπτυξη της τριχοφυΐας, ωστόσο στην πραγματικότητα απλώς «αποβάλλονται» οι τρίχες (Εικ. 2).

Fig. 2



Θα πρέπει να συνεχιστεί ολόκληρη η θεραπευτική αγωγή ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε ενεργή τρίχα. Η πλήρης θεραπευτική αγωγή είναι κάθε 2 εβδομάδες για τρεις θεραπείες.

Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση και ίσως χρειαστούν περισσότερες θεραπείες για άριστα αποτελέσματα.

Θα υπάρξει κάποια τριχοφυΐα αλλά πιο αραιή, λεπτή και ανοιχτόχρωμη από την αρχική τρίχα. Αυτή η νέα τριχοφυΐα είναι απολύτως φυσιολογική και αναμενόμενη.

Αφού ολοκληρωθεί η αρχική θεραπευτική αγωγή, η συνεχής και τακτική εβδομαδιαία χρήση θα προσφέρει καλά αποτελέσματα μέσα σε 6-12 εβδομάδες (οι πιο σκούρες επιδερμίδες μπορεί να χρειαστούν περισσότερο).



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

### ◆ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το i-Light REVEAL:

Φροντίστε να διαβάσετε όλες τις Προειδοποιήσεις και τις Πληροφορίες προστασίας. Προτού ξεκινήσετε, ελέγξτε αν το i-Light REVEAL είναι κατάλληλο για την περίπτωση σας.

Χρησιμοποιήστε τον χάρτη επιδερμίδας που παρέχεται στη συσκευασία και στο μπροστινό μέρος αυτού του χειριδίου και τον ενσωματωμένο αισθητήρα επιδερμίδας για να προσδιορίσετε αν αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για εσάς.

Συμβουλευτείτε το γράφημα τριχοφυΐας στην αρχή αυτού του χειριδίου για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για σας.

#### \* Τύπος επιδερμίδας

Δείτε τον χάρτη αποχρώσεων επιδερμίδας στη σελίδα 2.

- Να μην χρησιμοποιείται σε εκ φύσεως σκούρα επιδερμίδα (Τύπος Fitzpatrick V και VI), καθώς μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλοιώσεις στην επιδερμίδα.
- Να μην χρησιμοποιείται σε μαυρισμένη επιδερμίδα ή ύστερα από πρόσφατη ηλιοθεραπεία, καθώς μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή δερματικές βλάβες.
- Το σύστημα i-Light δεν επηρεάζει εκ φύσεως λευκές, γκριζες, ξανθές ή κόκκινες τρίχες του σώματος ή του προσώπου.

#### \* Περιοχές στις οποίες η θεραπεία πρέπει να αποφεύγεται:

- Να μην χρησιμοποιείται στο τριχωτό της κεφαλής ή στα αυτιά.
- Να μην χρησιμοποιείται στο πρόσωπο ή τον λαιμό ανδρών.
- Να μην χρησιμοποιείται πάνω από τα ζυγωματικά (χρήση στο γυναικείο πρόσωπο).
- Να μην χρησιμοποιείται στη θηλή ή την άλω του στήθους ή στα γεννητικά όργανα.
- Να μην χρησιμοποιείται εφόσον υπάρχουν τατουάζ ή νόμιμο μακιγιάζ στην περιοχή που προορίζεται για θεραπεία.
- Να μην χρησιμοποιείται σε σκούρα καστανά ή μαύρα στίγματα όπως ελιές, εκ γενετής σημάδια ή φακίδες.
- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχή που έχει υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση, βαθύ πilling, ανάπλαση με λέιζερ, ή έχει ουλές ή σε δέρμα που έχει υποστεί εγκαύματα κάθε τύπου.

#### \* Πότε να μην χρησιμοποιήσετε ή πότε να αποφύγετε τη χρήση του i-Light REVEAL

- ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εφόσον έχετε ΜΑΥΡΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ στην περιοχή που προορίζεται για θεραπεία, καθώς το δέρμα σας μπορεί να είναι υπερβολικά σκούρο και η θεραπεία σε μαυρισμένες περιοχές μπορεί να προκαλέσει προσωρινό δερματικό οίδημα, φουσκάλες, ή μπορεί να αλλοιώσει την απόχρωση της επιδερμίδας. Για να προβείτε σε θεραπεία περιμένετε πρώτα να φύγει το μαύρισμα.
- ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σε επιδερμίδα όπου έχουν εφαρμοστεί καλλυντικά προϊόντα, καθώς η θεραπεία σε αυτές τις περιοχές μπορεί να προκαλέσει προσωρινό δερματικό οίδημα, φουσκάλες, ή μπορεί να αλλοιώσει την απόχρωση της επιδερμίδας. Πριν από τη χρήση φροντίστε να καθαρίσετε σχολαστικά την περιοχή που προορίζεται για θεραπεία.

- ΝΑ ΜΗΝ ακτινοβολείτε το ίδιο σημείο θεραπείας περισσότερες από μία φορές κατά την ίδια συνεδρία, καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί προσωρινό δερματικό οίδημα, φουσκάλες, ή μπορεί να αλλοιωθεί η απόχρωση της επιδερμίδας.
- ΝΑ ΜΗΝ υποβάλετε σε θεραπεία την ίδια περιοχή πάνω από μία φορά εβδομαδιαίως, καθώς έτσι δεν επιταχύνονται τα αποτελέσματα, αλλά μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα να προκληθεί δερματικό οίδημα, φουσκάλες, ή να αλλοιωθεί η απόχρωση της επιδερμίδας.
- ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείται σε επιδερμίδα με σημάδια φθοράς, όπως, μεταξύ άλλων, ανοιχτές πληγές, επιχειλίο έρπητα, εγκαύματα από έκθεση στον ήλιο, ή σε περιοχές όπου έχει γίνει απολέπιση δέρματος ή άλλη διαδικασία αποκατάστασης του δέρματος τις τελευταίες 6-8 εβδομάδες.
- ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείται σε ερεθισμένο δέρμα, όπως, μεταξύ άλλων, σε εξανθήματα ή δερματικά οιδήματα. Αυτές οι παθήσεις μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία του δέρματος. Για να κάνετε χρήση περιμένετε πρώτα να ιαθεί η πάσχουσα περιοχή.
- ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείται αν η επιδερμίδα σας έχει ευαισθησία στο φως. Για να καθορίσετε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το i-Light REVEAL, κάντε μια δοκιμή σε μικρή επιφάνεια του δέρματος και περιμένετε 24 ώρες για να διαπιστώσετε αν υπάρχουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις προτού επεκτείνετε περαιτέρω τη θεραπεία.
- ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείται αν είστε ή μπορεί να είστε έγκυος ή αν θηλάζετε. Το i-Light REVEAL δεν έχει δοκιμαστεί σε εγκύους. Οι ορμονικές μεταβολές είναι συνήθεις κατά την κύηση ή τον θηλασμό και μπορεί να αυξήσουν την ευαισθησία του δέρματος και τον κίνδυνο δερματικής βλάβης.
- ΝΑ ΜΗ γίνεται ακτινοβολήση οποιουδήποτε άλλου υλικού πέραν του δέρματος.
- ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το παρόν μοντέλο (IPL2000) για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από την αποτρίχωση.
- ΝΑ ΜΗΝ υποβάλετε σε θεραπεία περιοχές όπου θα θέλατε κάποια μέρα να φυτρώσουν ξανά τρίχες. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι μόνιμα και μη αναστρέψιμα.
- ✳ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε να υποβάλετε σε θεραπεία περιοχές που περιέχουν μόνο δευτερογενείς τρίχες (πολύ λεπτές τρίχες, γνωστές και ως “χνουδί”) καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη νέα τριχοφυΐα.
- Αν έχετε υποβληθεί σε θεραπεία αποτρίχωσης επαγγελματική ή κλινική ή αυτοχορηγούμενη με λέιζερ ή IPL ή ηλεκτρόλυση, περιμένετε τουλάχιστον 6 μήνες πριν χρησιμοποιήσετε το i-Light REVEAL. Αν έχετε αφαιρέσει τρίχες με χαλάουσα, ταιμπίδακι ή μηχανή αποτρίχωσης στην περιοχή που προορίζεται για θεραπεία, περιμένετε τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν χρησιμοποιήσετε το i-Light REVEAL. Η συσκευή χρησιμοποιεί τις τρίχες κάτω από το δέρμα σας για να απενεργοποιήσει τις τρίχες σας στη ρίζα, επομένως δε θα είναι αποτελεσματική εάν οι τρίχες έχουν ήδη αφαιρεθεί.
- ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείται πάνω ακριβώς ή κοντά σε Ενεργές Εμφυτεύσιμες Ιατρικές Συσκευές όπως εμφυτεύσιμο βηματοδότη, εσωτερικό απινιδωτή ή συσκευές ινσουλίνης. Παρόλο που κανένα πρόβλημα που να αφορά τη χρήση της παρούσας συσκευής δεν έχει αναφερθεί κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών, συνιστούμε την τήρηση όλων των προειδοποιήσεων των ενεργών εμφυτεύσιμων ιατρικών συσκευών οι οποίες αφορούν τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών προς αποφυγή αστοχίας ή διακοπής ενεργών εμφυτεύσιμων συσκευών.
- Ο εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας μπορεί να επηρεάσει τη συσκευή i-Light REVEAL και θα πρέπει να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 3,3 m από αυτή.
- Να μην χρησιμοποιείται πάνω ή κοντά σε μεταλλικά σφραγίσματα, οδοντικά εμφυτεύματα ή σιδεράκια ορθοδοντικής.

## 👁️ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

### ✳️ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή, φροντίστε να την φορτίσετε πλήρως.
- Βάλτε το βύσμα του μετασχηματιστή ρεύματος στη συσκευή και μετά στην πρίζα.
- Μια πλήρης φόρτιση διαρκεί έως και 1,5 ώρα.
- Ανάλογα με το επίπεδο ενέργειας που επιλέγεται, μία πλήρης φόρτιση προσφέρει περίπου 100 ακτινοβολήσεις (Τα χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας παρέχουν περισσότερες ακτινοβολήσεις ανά φόρτιση).

### ✳️ Λειτουργία Ταχείας Φόρτισης

- Η συσκευή διαθέτει, επίσης, λειτουργία ταχείας φόρτισης.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, φορτίστε τη συσκευή για 15 λεπτά.
- Με τη φόρτιση αυτή θα έχετε περίπου 20 ακτινοβολήσεις.
- Όταν φορτίζει η μπαταρία, η οθόνη LCD εμφανίζει το εικονίδιο φόρτισης (Εικ. 3).
- Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, η οθόνη LCD εμφανίζει το εικονίδιο γεμάτης μπαταρίας (Εικ. 4).

Fig. 3



Fig. 4



- Κατά τη χρήση η κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη LCD με το εικονίδιο 'Διάρκεια ζωής μπαταρίας' (Εικ. 5).


Fig. 5



Διάρκεια ζωής  
μπαταρίας



Χαμηλή διάρκεια  
ζωής μπαταρίας



Διάρκεια ζωής  
μπαταρίας Άδεια


- ✳️ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει όσο βρίσκεται στην πρίζα ή όσο φορτίζει.
- ✳️ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Συνιστούμε να φορτίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση ώστε η να είναι πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για την επόμενη θεραπεία.






## 👁️ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ i-LIGHT REVEAL ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

### ✳️ Δοκιμή τόνου επιδερμίδας

1. Διαβάστε τις Προειδοποιήσεις και τα Μέτρα προστασίας.
2. Εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά της συσκευής i-Light.
3. Συμβουλευτείτε τον Χάρτη Τόνου Επιδερμίδας για να ελέγξετε αν η απόχρωση της επιδερμίδας σας εμπίπτει στο αποδεκτό εύρος (Εικ. 6).



4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί λειτουργίας (Εικ. 7).




### ✳️ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή, σας ζητάει να ελέγξετε τον τόνο της επιδερμίδας σας.

- Η οθόνη LCD εμφανίζει το εικονίδιο 'Αισθητήρας Τόνου Επιδερμίδας' (Εικ 8). Ο Αισθητήρας Τόνου Επιδερμίδας βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής και εμφανίζει μια πορτοκαλί λυχνία που αναβοσβήνει (Εικ. 9).
5. Πιέστε καλά τον Αισθητήρα Τόνου Επιδερμίδας (την πορτοκαλί λυχνία που αναβοσβήνει) πάνω στην επιδερμίδα που προορίζεται για θεραπεία και περιμένετε για 2 δευτερόλεπτα (Εικ. 10).



- Η ένδειξη θα εμφανιστεί αυτόματα.
- Σταθερό πορτοκαλί φως και βόμβος = Η επιδερμίδα μπορεί να είναι υπερβολικά σκούρα
- Σταθερό πράσινο φως και μπιπ = Ο τόνος της επιδερμίδας είναι εντάξει
- ✳ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Θα πρέπει να επαναλαμβάνετε τον έλεγχο του τόνου της επιδερμίδας για κάθε περιοχή που προορίζετε για θεραπεία.
- ✳ **Επιλογή Επιπέδου Ενέργειας**
- Κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή επιλέγει αυτόματα το Επίπεδο ενέργειας 1. Για να αλλάξετε το επίπεδο, πατήστε το Κουμπί επιλογής επιπέδου ενέργειας ( Εικ. 11).

Fig. 11



- Αφού φτάσετε στο επίπεδο 3, αν πατήσετε το κουμπί Επιπέδου Ενέργειας ξανά επανέρχεστε στο επίπεδο ενέργειας 1.
- Το i-Light REVEAL διαθέτει 3 επίπεδα ενέργειας. Το επίπεδο 1 (μία γραμμή) είναι το χαμηλότερο και το επίπεδο 3 (3 γραμμές) είναι το υψηλότερο.
- ✳ **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Για τα πιο αποδοτικά αποτελέσματα, πάντα να χρησιμοποιείτε το υψηλότερο επίπεδο ενέργειας που δεν προκαλεί δυσφορία στο δέρμα.
- ✳ **Δοκιμάστε το i-Light REVEAL στην επιδερμίδα σας**
- Πριν κάνετε την πρώτη σας ολοκληρωμένη θεραπεία, δοκιμάστε τη συσκευή i-Light REVEAL σε ένα μικρό τμήμα της επιδερμίδας και περιμένετε 24 ώρες για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις.
- Ξεκινήστε στο επίπεδο ενέργειας 1 και ακτινοβολήστε μία φορά.
- Ακτινοβολήστε το δέρμα φέρνοντας το παράθυρο ακτινοβολήσης σε επαφή με το δέρμα. Θα ακουστεί ένα μπιπ-μπιπ και ο αισθητήρας τόνου επιδερμίδας θα ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα. Πατήστε το κουμπί ακτινοβολήσης για να ακτινοβολήσετε (Εικ. 12).

Fig. 12



- ✳ **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Θα χρειαστείτε έναν καθρέφτη για να δείτε τον αισθητήρα τόνου επιδερμίδας. Αν το ανακλώμενο φως σας προκαλεί κάποια δυσφορία, θα μπορούσατε να κλείνετε τα μάτια πριν από κάθε ακτινοβολήση.
- Η ήπια έως μέτρια δυσφορία είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Αν η ακτινοβολήση στο Επίπεδο Ενέργειας 1 είναι ανεκτή, ανεβείτε στο Επίπεδο Ενέργειας 2. Μετακινήστε τη συσκευή σε διαφορετικό σημείο και ακτινοβολήστε το i-Light REVEAL άλλη μια φορά. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία έως ότου βρείτε τη ρύθμιση που σας ικανοποιεί.
- Περιμένετε 24 ώρες και μετά εξετάστε την περιοχή της δοκιμής. Αν το δέρμα φαίνεται φυσιολογικό, προχωρήστε με την πρώτη σας ολοκληρωμένη θεραπεία στο επίπεδο ενέργειας που καθορίσατε ως ικανοποιητικό.
- ✳ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Θα πρέπει να δοκιμάζετε τη συσκευή σε κάθε τμήμα του προσώπου ή του σώματος που προορίζετε για θεραπεία.
- ✳ **Υποβάλλετε σε θεραπεία τις επιθυμητές περιοχές με τη συσκευή i-Light**
- ✳ **Προετοιμάστε την επιδερμίδα σας για τη θεραπεία**
- 1. Βεβαιωθείτε ότι η προς θεραπεία περιοχή είναι καθαρή και χωρίς λάδια, αποσμητικά, αρώματα, μακιγιάζ, λοσιόν και κρέμες. Ξυρίστε ή ψαλιδίστε τις τρίχες από την περιοχή που προορίζεται για θεραπεία, και φροντίστε η επιδερμίδα να είναι καθαρή και στεγνή. Σε περίπτωση ψαλιδίσματος, οι τρίχες πρέπει να κοπούν σε μήκος κάτω του 0,5mm (Εικ. 13).

Fig. 13



2. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κεριά, προϊόντα ριζικής αποτρίχωσης ή τιμπιδάκια για να αφαιρέσετε τις τρίχες γιατί αντενεργούν στη διαδικασία του IPL.

✳ **Προετοιμάστε τη συσκευή για τη θεραπεία**

Χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα τόνου επιδερμίδας για να απασφαλίσετε τη μονάδα (Εικ. 14). Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ενέργειας (σχ. 15).

Fig. 14





Fig. 15



## 👁 ΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Φέρτε τη θυρίδα ακτινοβολήσης σε επαφή με το δέρμα. Η λυχνία θα ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα εφόσον η θυρίδα ακτινοβολήσης ακουμπάει στο δέρμα (Εικ. 16).

Fig. 16



- Πατήστε το Κουμπί ακτινοβολήσης για να ακτινοβολήσετε. Θα πρέπει να περιμένετε να δείτε μια έντονη αναλαμπή φωτός (παρόμοια με το φλας της φωτογραφικής μηχανής), και θα πρέπει να νιώσετε μια ήπια αίσθηση θερμότητας.

- ✳ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή μπορεί να ακτινοβολεί περίπου κάθε 5 δευτερόλεπτα. Κατά το διάστημα αυτό στην οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειψύδρας (Εικ. 17). Όταν η συσκευή είναι και πάλι έτοιμη για ακτινοβολήση, το εικονίδιο σβήνει και η λυχνία ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα (εφόσον η κεφαλή θεραπείας ακουμπάει ολόκληρη στο δέρμα).

Fig. 17




Fig. 18

- Η θεραπεία του δέρματος να γίνεται τμηματικά σε σχήμα πλέγματος (Εικ. 18).
- Για άριστα αποτελέσματα ακολουθήστε τις οδηγίες στην Εικ. 19 η οποία εμφανίζει τον συνιστώμενο αριθμό ακτινοβολήσεων για κάθε περιοχή του προσώπου.

- ΚΑΘΕ ΦΑΒΟΡΙΤΑ: 10
- ΜΑΓΟΥΛΟ: 25
- ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΛΗ (ΜΟΥΣΤΑΚΙ): 10
- ΠΗΓΟΥΝΙ: 20
- ΛΑΙΜΟΣ: 25





Fig. 19

- \* **ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Τεντώστε το δέρμα για καλύτερη επαφή με την επιδερμίδα – το περίγραμμα του δέρματος μπορεί να δυσχεραίνει το πλήρες πάτημα των αισθητήρων επαφής με την επιδερμίδα σε ορισμένες περιοχές. Ίσως σας φανεί πιο εύκολο αν προσπαθήσετε να τυλίξετε το πάνω χέιλος πάνω από τα δόντια σας ή να τεντώσετε τα μάγουλα σας με τη γλώσσα για καλύτερη επαφή με την επιδερμίδα.
- Για να μπορείτε να μετράτε τον αριθμό των ακτινοβολήσεων που έχετε χρησιμοποιήσει σε μία θεραπεία, η συσκευή διαθέτει Μέτρητή ακτινοβολήσης συνεδρίας (Εικ. 20). Ο μετρητής μηδενίζει κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή.

Fig. 20



## 👁 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μετά από τη θεραπεία, μπορεί να παρουσιαστεί ελαφρά κοκκινίλα ή αίσθηση θερμότητας στο δέρμα σας. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα υποχωρήσει γρήγορα. Προς αποφυγή ερεθισμού στο δέρμα σας μετά από τη θεραπεία, πάρτε τις εξής προφυλάξεις:

- Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο για 24 ώρες μετά από τη θεραπεία. Προστατεύστε την επιδερμίδα σας με SPF 30 για 2 εβδομάδες μετά από κάθε θεραπεία.
- Μην παρατείνετε την έκθεση στον ήλιο, π.χ. με ηλιοθεραπεία, σε σολάριουμ ή με προϊόν τεχνητού μαυρίσματος για τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά από την τελευταία θεραπεία.
- Μετά από τη θεραπεία, διατηρήστε την περιοχή καθαρή και στεγνή και πίνετε άφθονο νερό για να διατηρείτε το δέρμα ενυδατωμένο.
- Μην κάνετε μπάνιο ή ντους με καυτό νερό, μη χρησιμοποιείτε χαμάμ και σάουνες για 24 ώρες μετά από τη θεραπεία.
- Μη συμμετέχετε σε αθλήματα επαφής για 24 ώρες μετά από τη θεραπεία.
- Μην κάνετε αποτρίχωση (με κεριά, τσιμπιδάκι, κλωστή ή κρέμες) κατά τη θεραπεία – το ξύρισμα είναι αποδεκτό εφόσον το αποφύγετε για 24 ώρες μετά από κάθε θεραπεία.
- Μην χρησιμοποιείτε κρέμες λεύκανσης ή αρωματισμένα προϊόντα για 24 ώρες μετά από κάθε θεραπεία.

## 👁 Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ i-LIGHT REVEAL


⚡ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προτού καθαρίσετε το i-Light REVEAL, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από τη συσκευή.

- Ο τακτικός καθαρισμός διασφαλίζει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

- Με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι (η συσκευή συνοδεύεται με ένα τέτοιο) ή με μια μπατονέτα καθαρίστε απαλά την επιφάνεια και τη Θυρίδα ακτινοβολήσης, την Κεφαλή Θεραπείας και τον Αισθητήρα Τόνου Επιδερμίδας. Αν χρειαστεί, μπορείτε να βρέξετε το πανί ή την μπατονέτα με σαπουνάδα από ήπιο σαπούνι.
- Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς προτού τη χρησιμοποιήσετε και πάλι.
- ◆ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν η Θυρίδα ακτινοβολήσης ραγίσει ή σπάσει, η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Ποτέ μη γρατζουνίσετε το γυαλί φίλτραρίσματος ή τη μεταλλική επιφάνεια στο εσωτερικό της Κεφαλής Θεραπείας.
- ◆ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή i-Light χρησιμοποιεί υψηλή τάση. Ποτέ μη τη βυθίζετε ολόκληρη στο νερό. Ποτέ μην καθαρίζετε τη μονάδα ή τα εξαρτήματά της κάτω από τη βρύση ή σε πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικές ουσίες με βάση τη βενζίνη ή άλλες εύφλεκτες ουσίες λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σύρματα, διαβρωτικές ουσίες καθαρισμού ή δραστικά υγρά όπως λάδι ή ακετόνη για να καθαρίσετε τη μονάδα.

## ➔ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ / ΦΥΛΑΞΗ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- ✳ **Συντήρηση Συσκευής i-Light Reveal**
- ◆ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν από τις εργασίες συντήρησης στη συσκευή i-Light, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος είναι στη θέση OFF και ότι το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την κεντρική μονάδα.
- ✳ **Αντικατάσταση της Κεφαλής Θεραπείας**
- Η κεφαλή θεραπείας μπορεί να παράσχει 6.000 ακτινοβολήσεις ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του επιπέδου ενέργειας. Όταν η Κεφαλή Θεραπείας εξαντλήσει τις ακτινοβολήσεις της, πρέπει να αντικατασταθεί.
- Το εικονίδιο 'Υπόλοιπο Διάρκειας Ζωής Λαμπτήρα' στην οθόνη σας ειδοποιεί όταν λιγοστεύει ο αριθμός των διαθέσιμων ακτινοβολήσεων (Εικ. 21).



- Υπόλοιπο Διάρκειας Ζωής Λαμπτήρα (Εικ. 22).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ	ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΛΗΡΗΣ	ΚΕΝΟΣ
Υπόλοιπο διάρκειας ζωής λαμπτήρα	Οι νέοι λαμπτήρες παρέχουν 6.000 ακτινοβολήσεις και το Χρώμα Γεμίματος Λαμπτήρα είναι σταθερό	Όταν υπολείπονται λιγότερες από 300 ακτινοβολήσεις, το Χρώμα Γεμίματος Λαμπτήρα γίνεται μαύρο	Η διάρκεια ζωής του λαμπτήρα τελείωσε και ολόκληρος ο λαμπτήρας αναβοσβήνει. Από τη συσκευή ακούγεται ένα 'μπιπ'. Η κεφαλή θεραπείας πρέπει να αντικατασταθεί.
ICON			

\* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Κεφαλή Θεραπείας πρέπει να αντικατασταθεί εφόσον ο Λαμπτήρας έχει βλάβη.

- Πατήστε τα Πλήκτρα Απασφάλισης της Κεφαλής Θεραπείας και τραβήξτε απαλά την Κεφαλή Θεραπείας για να την αφαιρέσετε (Εικ. 23).
- Αντικαταστήστε την με καινούρια Κεφαλή Θεραπείας και φροντίστε να κουμπώσει καλά στη θέση της (Εικ. 24).

Fig. 23





Fig. 24






\* Φύλαξη


- Απενεργοποιήστε τη μονάδα, βγάλτε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για 10 λεπτά πριν από τη φύλαξη
- Η μονάδα να φυλάσσεται σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία από 15° C έως 35° C.

### ✱ Αντιμετώπιση προβλημάτων


- Πάντα να διαβάζετε όλες αυτές τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή i-Light.
- Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το i-Light, να συμβουλευέστε αυτό τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων καθώς καλύπτει τα συνηθέστερα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν με το i-Light.
- Αν, αφού έχετε εφαρμόσει τις οδηγίες σε αυτή την ενότητα, συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Remington® για περαιτέρω βοήθεια.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Ενέργεια
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.	<p>Η συσκευή δεν είναι φορτισμένη. Θα πρέπει να ακούσετε τη συσκευή να κάνει δύο φορές 'μπιπ' και η οθόνη LCD εμφανίζει τις εξής ενδείξεις.</p> 	<p>Φροντίστε να φορτίσετε πλήρως τη συσκευή - συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην πρίζα του ρεύματος. Το εικονίδιο Φόρτισης Μπαταρίας θα πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη Διάρκειας Ζωής Μπαταρίας θα είναι γεμάτη:</p> 
	<p>Η Κεφαλή Θεραπείας δεν έχει τοποθετηθεί καλά. Θα πρέπει να ακούσετε δύο 'μπιπ' και η οθόνη LCD εμφανίζει τις εξής ενδείξεις.</p> 	<p>Ελέγξτε αν έχετε τοποθετήσει σωστά την Κεφαλή Θεραπείας στη συσκευή. Όταν η Κεφαλή Θεραπείας τοποθετηθεί σωστά, θα ακούσετε ένα 'κλικ', οι λυχνίες θα σβήσουν και τα 'μπιπ' θα σταματήσουν.</p>




Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Ενέργεια
<p>Όταν ακουμπάω τη συσκευή στο δέρμα μου, δε συμβαίνει τίποτα. Η συσκευή δεν κάνει 'μπιπ' ακόμα και ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα.</p>	<p>Ίσως πρέπει να κάνετε τη Δοκιμή Τόνου Επιδερμίδας. Η οθόνη LCD εμφανίζει τις εξής ενδείξεις:</p> 	<p>Ακουμπήστε την πορτοκαλί λυχνία που αναβοσβήνει στο δέρμα της περιοχής που προορίζεται για θεραπεία.</p> <p>Η συσκευή μπορεί να χρειάζεται περαιτέρω Δοκιμή Τόνου Επιδερμίδας, εφόσον:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για πέντε λεπτά</li> <li>- Κάνετε διάλειμμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας</li> <li>- Η συσκευή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά</li> </ul>
	<p>Η Κεφαλή Θεραπείας δεν ακουμπάει ολόκληρη στο δέρμα.</p>	<p>Ελέγξτε αν η Κεφαλή Θεραπείας ακουμπάει στο δέρμα σας. Η συσκευή δεν ακτινοβολεί παρά μόνο όταν η Κεφαλή Θεραπείας ακουμπάει ολόκληρη στο δέρμα.</p>
	<p>Προσπαθείτε να ακτινοβολήσετε κάποια μικρή περιοχή όπως αυτή ανάμεσα στα φρύδια ή κοντά στα μάτια.</p>	<p>Για τη δική σας ασφάλεια, η συσκευή ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, τα φρύδια ή τις βλεφαρίδες.</p>

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Ενέργεια
Όταν πατάω το Κουμπί ακτινοβολήσης δεν εκπέμπεται αναλαμπή φωτός.	Η Κεφαλή Θεραπείας δεν ακουμπάει ολόκληρη στο δέρμα.	Ελέγξτε αν η Κεφαλή Θεραπείας ακουμπάει στο δέρμα σας. Η συσκευή δεν ακτινοβολεί παρά μόνο όταν η Κεφαλή Θεραπείας ακουμπάει ολόκληρη στο δέρμα.
	Δεν περιμένετε αρκετά μεταξύ των ακτινοβολήσεων.	Η συσκευή χρειάζεται 5 δευτερόλεπτα περίπου για να επαναφορτιστεί μεταξύ των ακτινοβολήσεων. Όταν η συσκευή είναι έτοιμη να ακτινοβολήσει και πάλι, η λυχνία ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.
	Η Κεφαλή Θεραπείας πρέπει να αντικατασταθεί, η οθόνη LCD εμφανίζει το εικονίδιο 'Διάρκεια Ζωής Λαμπτήρα Κενός' και αναβοσβήνει.	Ελέγξτε αν το εικονίδιο Διάρκειας Ζωής Λαμπτήρα είναι κενό και αναβοσβήνει. Αν αναβοσβήνει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αντικαταστήστε την Κεφαλή Θεραπείας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Ενέργεια
Όταν πατάω το Κουμπί ακτινοβολήσης δεν εκπέμπεται αναλαμπή φωτός.	<p>Η συσκευή χρειάζεται λίγη ώρα να κρυώσει. Θα πρέπει να ακούσετε τη συσκευή να κάνει μία φορά 'μπιλ' και η οθόνη LCD εμφανίζει τις εξής ενδείξεις:</p> 	<p>Περιμένετε μερικά λεπτά να κρυώσει η συσκευή. Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή καθώς αυτή η οθόνη θα σβήσει μόλις η συσκευή είναι και πάλι έτοιμη για χρήση. Υπό κανονικές συνθήκες, αυτό είναι ασύνηθες, ωστόσο μπορεί να προκύψει όταν η μονάδα υπερθερμανθεί.</p>
	<p>Ο χώρος είναι υπερβολικά θερμός και η συσκευή δεν μπορεί να κρυώσει.</p>	<p>Χρησιμοποιήστε το i-Light REVEAL σε πιο δροσερό χώρο όπου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 27°C (ή 80°F).</p>

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Ενέργεια
Έκανα τη Δοκιμή Τόνου Επιδερμίδας και η λυχνία έγινε πορτοκαλί και ακούστηκε ένας βόμβος.	Η επιδερμίδα σας ίσως είναι υπερβολικά σκούρα για θεραπεία.  Ανατρέξτε στον Χάρτη Επιδερμίδας που βρίσκεται στην αρχή αυτού του εγχειριδίου.	Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή i-Light REVEAL με τον δικό σας τόνο επιδερμίδας. Αποταθείτε στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της περιοχής σας.
	Δεν χρησιμοποιήσατε σωστά τον Αισθητήρα Τόνου Επιδερμίδας.	Αν ο Αισθητήρας Τόνου Επιδερμίδας (η πορτοκαλί λυχνία που αναβοσβήνει) δεν ακουμπάει καλά στην επιδερμίδα, η συσκευή θα εκπέμψει ήχο απόρριψης. Προσπαθήστε να πιέσετε καλά τον Αισθητήρα Τόνου Επιδερμίδας πάνω στο δέρμα σας.
	Ο Αισθητήρας Τόνου Επιδερμίδας δε λειτουργεί.	Αποταθείτε στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της περιοχής σας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Ενέργεια
Στη Θυρίδα ακτινοβολήσης έχουν κολλήσει ακαθαρσίες ή υπολείμματα.	Η συσκευή χρειάζεται καθάρισμα.	Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Ενέργεια
<p>Η συσκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- δε λειτουργεί</li> <li>- κάνει μπιπ</li> <li>- εμφανίζει αυτό το σύμβολο (μαζί με αριθμό αναφοράς:</li> </ul>  <p>006</p>	<p>Η συσκευή δε λειτουργεί ομαλά και μπορεί να χρειάζεται σέρβις.</p>	<p>Αποταθείτε στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της περιοχής σας και δώστε τους τον αριθμό αναφοράς που αναγράφεται στην οθόνη.</p>

- \* ΜΗΝ προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή σας. Οι εργασίες επισκευών επιτρέπονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών του i-Light REVEAL.
- Αν ανοίξετε τη συσκευή μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα και σε ενέργεια παλμικού φωτός, και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί σοβαρή σωματική βλάβη ή/και μόνιμη βλάβη στα μάτια. Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή, μπορεί, επίσης, να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και ακυρώνεται η εγγύησή σας. Αν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, αποταθείτε στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της περιοχής σας.



## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προς αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία εξαιτίας των επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αγαθά, οι συσκευές που έχουν σημειωθεί με αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με αταξινόμητα δημοτικά απόβλητα, αλλά να εντάσσονται σε διαδικασίες ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης.



Hvala vam na kupnji Vašeg novog Remington® proizvoda. Molimo pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih na sigurnom. Uklonite svu ambalažu prije uporabe.



## VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

- 1 UPOZORENJE: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD OPEKLINA, ELEKTRIČNOG UDARA, POŽARA I OZLJEDA OSOBA:**
- 2 Koristite uređaj samo u predviđene svrhe kao što je opisano u ovom priručniku.
- 3 Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.
- 4 Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen u struju.
- 5 Držite utikač i kabel daleko od zagrijanih površina.
- 6 Nemojte koristiti proizvod s oštećenim kabelom. Zamjenu možete dobiti putem naših međunarodnih servisnih centara.
- 7 Čuvajte proizvod na temperaturi između 15°C i 35°C.
- 8 Koristite isključivo dijelove isporučene s uređajem.
- 9 Nemojte uvrtati ili savijati kabel i nemojte ga namatati oko uređaja.
- 10 Tijelo ovog uređaja se ne smije prati i nije otporno na vodu. Nemojte stavljati uređaj u tekućinu; nemojte ga koristiti u blizini vode u kadi, umivaoniku ili drugim posudama; nemojte ga koristiti na otvorenom.
- 11 Uvjerite se da električni kabel i adapter nisu vlažni. Ako uređaj upadne u vodu nemojte ga hvatati – odmah izvucite utikač iz električne utičnice.
- 12 Nemojte priključivati ili izvlačiti utikač iz utičnice mokrim rukama.
- 13 Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od osam godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatkom iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom / upućene i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje mogu vršiti djeca starija od osam godine i pod nadzorom. Držite aparat i kabel izvan dohвата djece mlađe od 8 godina. Ovaj proizvod se smije rabiti isključivo od strane odrasle odgovorne osobe ili pod njenim nadzorom.
- 14 Držite aparat i kabel izvan dohвата djece mlađe od 8 godina.
- 15 Ovaj uređaj mora biti opremljen odobrenim adapterima sa sigurnosnom izolacijom SW-120060EU (za Europu) i SW-120060BS (za Ujedinjeno Kraljevstvo) i izlaznim kapacitetom od 12 DC; 600mA (izlazna struja adaptera).
- 16 Tijekom uporabe, NE pokrivajte bilo koji dio otvora za ventilaciju, jer oni pomažu održavanju uređaja hladnim za vrijeme rada. To bi moglo dovesti do pregrijavanja uređaja.
- 17 NE koristite uređaj ako kutija za pakiranje ili sam uređaj izgledaju oštećeni ili ako je bilo koji dio uređaja napuknut ili slomljen. Čineći to, mogao bi se povećati rizik od ozljeda kože ili očiju bljeskom žarulje.
- 18 Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalnu ili profesionalnu uporabu.

## GLAVNA OBILJEŽJA

### UREĐAJ

- 1 Prozorčić za bljesak
- 2 Glavni dio za tretman
- 3 Tipke za otpuštanje glavnog dijela za tretman
- 4 Senzor tona kože
- 5 Tipka za aktivaciju bljeska
- 6 LCD zaslon
- 7 Krpica koja ne ostavlja dlačice
- 8 Kozmetička torbica (nije prikazana)

### LCD ZASLON

- 9 Vijek trajanja baterije
- 10 Session Flash Counter
- 11 Vijek trajanja žarulje
- 12 Razina intenziteta
- 13 Tipka za razinu intenziteta
- 14 Uključeno/isključeno
- 15 Adapter za struju

## UPOZNAVANJE S UREĐAJEM i-LIGHT REVEAL

### ✳ Što je i-Light?

i-Light PRO sustav je revolucionarni uređaj na bazi svjetlosti, namijenjen za kućnu uporabu za uklanjanje neželjenih dlaka s tijela i dlaka ženskog lica.

i-Light REVEAL koristi klinički provjerenu tehnologiju sličnu onoj koju koriste profesionalni dermatolozi i saloni, ali optimiziranu za osobni tretman manjih područja.


### ✳ Što je intenzivna pulsna svjetlost (IPL) i kako radi i-Light REVEAL?

IPL – (Intenzivna pulsna svjetlost) je dobro afirmirana tehnologija koja se koristi u cijelom svijetu već više od 15 godina. i-Light REVEAL koristi tu tehnologiju za bljeskanje kože intenzivnom pulsnom svjetlošću.

Puls djeluje ispod površine kože, na korijen dlaka, zaustavljajući njihov rast. (Sl. 1)

Energija pulsne svjetlosti ima za cilj tamne boje; stoga se najbolji rezultati primjećuju na tamnijim dlakama. Kako bi se izbjeglo moguće oštećenje tamne kože, i-Light REVEAL treba rabiti samo na svjetlim do srednjim tonovima kože (I-IV).

Fig. 1



### ✳ Što se može očekivati od uređaja i-Light REVEAL

Rezultati nisu trenutačni, ali većina korisnika će početi primjećivati manji broj dlaka u roku od 1-2 tjedna nakon početnog tretmana. Tijekom ovog vremena, može izgledati da dlaka još uvijek raste, ali se ona u stvari 'izbacuje'. (Sl. 2)

Fig. 2



Važno je nastaviti s kompletnim režimom tretmana kako bi se osigurao tretman svake aktivne dlake. Kompletni režim tretmana se radi svaka 2 tjedna za tri tretmana.

Individualni rezultati mogu biti različiti: za postizanje optimalnih rezultata može biti potrebno obaviti više tretmana.

Dlake koje će u određenoj mjeri ponovo izrasti bit će rjeđe, tanje i svjetlije boje od prijašnjih dlaka. Takav ponovni rast je savršeno normalan i očekivan.

Nakon kompletiranja početnog režima tretmana, kontinuiranom redovitom uporabom postižu se dobri rezultati u roku od 6 do 12 tjedana (pa i više ako je koža tamnija).



## UPOZORENJA I MJERE PREDOSTROŽNOSTI

### ◆ VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

**Prije nego što počnete koristiti i-Light REVEAL:**

**Obavezno pročitajte sva upozorenja i sigurnosne informacije. Prije početka tretmana, provjerite je li uređaj i-Light REVEAL prikladan za Vas.**

Koristite kartu kože koja se nalazi na kutiji i u prednjem dijelu ovog priručnika i integrirani senzor za kožu kako biste odredili je li ovaj uređaj prikladan za vas.

Pogledajte kartu kože koja se nalazi na prednjem dijelu ovog priručnika kako biste bili sigurni da je uređaj prikladan za vas.



### ✱ Tip kože

Kartu boje kože pogledajte na stranici 2.

- Ne koristite na prirodno tamnoj koži (tip V ili VI po Fitzpatricku), jer bi tretman mogao uzrokovati opekline, mjehure i promjene boje kože.
- Ne koristite na potamnjeloj koži ili nakon nedavnog izlaganja suncu, jer bi tretman mogao uzrokovati opekline ili ozljede kože.
- i-Light ne djeluje na prirodno bijelu, sjedu, plavu ili crvenu dlaku tijela ili lica.

### ✱ Područja koja se ne smiju tretirati:

- Ne koristite na koži lubanje ili ušiju.
- Ne koristite na muškom licu ili vratu.
- Ne koristite iznad jagodične kosti (kod uporabe na ženskom licu).
- Ne koristite na bradavicama, areolama bradavica ili genitalijama.
- Ne koristite na područjima s tetovažama ili trajnom šminikom.
- Ne koristite na tamnosmeđim ili crnim mrljama kao što su mladeži ili pjege.
- Ne koristite na području koje je nedavno operirano, podvrgnuto dubinskoj dermoabraziji, laserskom uklanjanju bora (tzv. resurfacing), na području ožiljaka ili na koži oštećenoj opeklinama ili smrzotinama.

### ✱ Kada ne koristiti/Kada izbjegavati korištenje uređaja i-Light REVEAL

- NE koristite ako je područje kože koje namjeravate tretirati POTAMNJELO, jer Vaša koža može biti previše tamna, a tretman na potamnjelim područjima može uzrokovati privremene otekline kože, mjehuriće ili može promijeniti boju Vaše kože. Sačekajte dok Vaš preplanuli ten ne izbledi prije nego što počnete s tretmanom.
- NE koristite na koži na koju ste nanijeli kozmetičke preparate, jer tretman tih područja može uzrokovati privremene otekline kože, mjehuriće ili može promijeniti boju Vaše kože. Prije uporabe, provjerite jeste li temeljito očistili područje koje namjeravate tretirati.
- NE bljeskajte na istu točku više puta tijekom iste sesije, jer to može uzrokovati privremene otekline kože, mjehuriće ili može promijeniti boju Vaše kože.
- NE tretirajte bilo koje područje više od jednom tjedno, jer time nećete ubrzati rezultate, ali biste mogli povećati mogućnost pojave oteklina kože, mjehurića ili promjene boje kože.
- NE koristite na oštećenoj koži, uključujući kožu s otvorenim ranama, herpesom labialisom, opeklinama od sunca ili na područjima na kojima je vršena dermoabrazija ili neka druga procedura laserskog uklanjanja bora (tzv. resurfacing) u zadnjih 6-8 tjedana.
- NE koristite na iritiranoj koži, uključujući kožu s osipom ili oteklinama. Ta stanja kože mogu je učiniti osjetljivijom. Sačekajte da to područje ozdravi prije uporabe uređaja.
- NE koristite ako vam je koža osjetljiva na svjetlo. Kako biste odredili možete li koristiti i-Light REVEAL, isprobajte ga na malom dijelu kože i pričekajte 24 sata da biste utvrdili ima li negativnih reakcija, prije nego što počnete s tretmanom šireg područja.
- NE koristite ga ako ste trudni, ako postoji mogućnost da ste trudni ili ako dojite. i-Light REVEAL nije ispitan na trudnicama. Zbog uobičajenih hormonalnih promjena u trudnoći i tijekom dojenja, moguća je povećana osjetljivost kao i rizik od ozljeđivanja kože.

- NE bljeskajte naspram bilo kakvog materijala koji nije koža.
- NE koristite ovaj model (IPL2000) u bilo koju svrhu drukčiju od uklanjanja dlaka.
- NE tretirajte bilo koje područje na kojem biste možda jednog dana ponovno željeli imati dlake. Rezultati bi mogli biti stalni i nepovratni.
- ✳️ **OPREZ:** Izbjegavajte tretiranje područja koje sadrže samo vellus dlake (vrlo tanke, slabe dlačice koje su poznate i pod nazivom "peach fuzz") jer to može dovesti do neželjenog ponovnog rasta dlaka.
- Ako provodite profesionalne, kliničke ili samostalne tretmane uklanjanja dlaka laserskim putem, intenzivnom pulsnom svjetlošću ili elektrolizom, pričekajte najmanje 6 mjeseci prije uporabe uređaja i-Light REVEAL. Ako ste vršili uklanjanje dlaka voskom, čupanjem ili epilacijom, pričekajte najmanje 6 tjedana prije uporabe uređaja i-Light REVEAL. Uređaj djeluje na dlaku pod kožom kako bi onespособio rast dlake od korijena; stoga neće biti učinkovit ako je dlaka izvučena.
- NE koristite izravno preko ili u blizini aktivnih implantabilnih medicinskih naprava, kao što su implantabilni pacemakeri, unutarnji defibrilatori ili inzulinske naprave. Iako tijekom kliničkih studija nisu zabilježeni nikakvi problemi vezani za uporabu ovog uređaja, preporučujemo da se pridržavate svih upozorenja implantabilnih medicinskih naprava koja se odnose na uporabu električnih uređaja, kako bi se spriječili kvarovi ili prekid rada aktivne implantabilne naprave.
- Oprema za wireless komunikaciju može utjecati na uređaj i-Light REVEAL i mora se držati na udaljenosti od najmanje 3,3 m.
- Ne koristite preko ili u blizini malih metalnih dijelova, zubnih implantata ili aparatića za zube.

## 👁️ PRIPREMA ZA UPORABU

### ✳️ UPUTE ZA PUNJENJE

- Prije prve uporabe, uvjerite se da je uređaj potpuno napunjen.
- Utaknite adapter za struju u uređaj i potom u utičnicu.
- Potrebno je do 1,5 sati da se uređaj potpuno napuni.
- Ovisno o odabranoj razini intenziteta, jedno potpuno punjenje omogućit će približno 100 bljesaka (niže razine intenziteta omogućit će više bljesaka po jednom punjenju).

### ✳️ Funkcija brzog punjenja

- Isto tako, uređaj je opremljen funkcijom brzog punjenja.
- Za korištenje ove funkcije, puniti uređaj 15 minuta.
- To će Vam omogućiti približno 20 bljesaka.
- Kad se baterija puni, na LCD zaslonu pojavljuje se ikona punjenja. (Sl. 3)
- Kad je baterija potpuno napunjena, na LCD zaslonu pojavljuje se ikona pune baterije. (Sl. 4)

Fig. 3



Fig. 4



- Tijekom uporabe, stanje baterije prikazano je na LCD zaslonu ikonom 'Vijeka trajanja baterije'. (Sl. 5)

Fig. 5



Vijek trajanja baterije

Niska razina  
napunjenosti baterije

Prazna baterija

- NAPOMENA:** uređaj ne može raditi dok je uključen u utičnicu ili dok se puni.
- SAVJET:** preporučujemo da napunite uređaj nakon svake uporabe kako biste osigurali da je potpuno napunjen i spreman za sljedeći tretman.

## 👁️ UPORABA UREĐAJA I-LIGHT REVEAL ZA TRETMAN

### 🌟 Test tona kože

- Pogledajte Upozorenja i mjere predostrožnosti.
- Upoznajte se sa značajkama uređaja i-Light.
- Na karti tonova boje kože provjerite je li boja vaše kože u prihvatljivom rasponu. (Sl. 6)




Fig. 6

- Uključite uređaj pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje. (Sl. 7)

Fig. 7





Fig. 8



Fig. 9



- ✳ **NAPOMENA:** Svaki put kad uključite uređaj, od Vas će se tražiti da testirate ton kože. Na LCD zaslonu bit će prikazana ikona 'Senzora tona kože' (Sl. 8) Senzor tona kože se nalazi na stražnjem dijelu uređaja i prikazan je trepćućim narančastim svjetlom. (Sl. 9)
- 5. Odlučno pritisnite senzor tona kože (trepćuće narančasto svjetlo) na kožu područja koje namjeravate tretirati i držite pritisnutim 2 sekunde. (Sl. 10)

Fig. 10



- Očitavanje će se obaviti automatski.
- Postojano narančasto svjetlo i zvučni signal 'zujanja' = Koža može biti previše tamna.
- Postojano zeleno svjetlo i zvučni signal 'bip' = Ton kože je OK.
- ✳ **NAPOMENA:** Morate ponoviti test tona kože za svako područje koje želite tretirati.
- ✳ **Odabir razine intenziteta**
- Svaki put kad ga UKLJUČITE, uređaj će se automatski podesiti na razinu intenziteta 1. Da biste promijenili razinu, pritisnite tipku za odabir razine intenziteta. (Sl. 11)


Fig. 11



- Nakon postizanja razine 3, ponovnim pritiskom na tipku za razinu intenziteta, vrši se reset na razinu intenziteta 1.
- Uređaj i-Light REVEAL ima 3 razine intenziteta. Razina 1 je najniža postavka (jedan štapić), a razina 3 (3 štapića) najviša.
- ✳ **SAVJET:** za postizanje najučinkovitijih rezultata uvijek koristite najvišu razinu intenziteta koja neće uzrokovati neugodu na koži.
- ✳ **Isprobajte uređaj i-Light REVEAL na koži**
- Prije prvog potpunog tretmana isprobajte uređaj i-Light REVEAL na malom dijelu kože i pričekajte 24 sata da biste se uvjerali da nema negativnih reakcija.

- Počnite s razinom intenziteta 1 i bljesnite jednom. Bljesnite kožu tako što ćete čvrsto postaviti prozorčić za bljesak naspram kože. Oglasit će se zvučni signal 'bip bip' i senzor tona kože treba prikazati postojano zeleno svjetlo. Pritisnite tipku za aktivaciju bljeska kako biste aktivirali bljesak. (Sl. 12)

Fig. 12



- ✳ **SAVJET:** Korisno je koristiti zrcalo kako biste vidjeli senzor tona kože. Ako je reflektirano svjetlo neugodno, možete zatvoriti oči prije svakog bljeska.
- Normalno je osjećati blagu do umjerenu neugodu. Ako osjećate da je razina intenziteta 1 podnošljiva, povećajte je na razinu intenziteta 2. Pomjerite uređaj na različito mjesto i još jednom bljesnite the i-Light REVEAL. Ponovite ovaj proces dok ne nađete postavku koja Vam odgovara.
- Pričekajte 24 sata i potom pogledajte testirano područje. Ako koža izgleda normalna, nastavite s prvim kompletnim tretmanom uz razinu intenziteta koji ste ustanovili da Vam odgovara.
- ✳ **NAPOMENA:** morate isprobati uređaj na svakom području lica ili tijela koje želite tretirati.
- ✳ **Tretirajte željeno(a) područje(a) uređajem i-Light**
- ✳ **Pripremite kožu za tretman**
- 1. Područje koje namjeravati tretirati mora biti čisto, bez ostatka ulja, dezodoransa, parfema, šminke, losiona i krema. Obrijte ili ošišajte dlake na području koje ćete tretirati i uvjerite se da je koža čista i suha. Ako ih uklanjate šišanjem, dlaka ne smije biti duža od 0,5 mm. (Sl. 13)

Fig. 13



2. Never use wax, epilation, tweezers or depilation products to remove the hair because they counteract the IPL process.

## ✳ Pripremite uređaj za tretman

Uz pomoć senzora tona kože otključajte jedinicu. (Sl. 14)  
Odaberite željenu razinu intenziteta (sl. 15).

Fig. 14






Fig. 15



## 👁 TRETMAN

- Postavite prozorčić za bljesak čvrsto naspram kože. Ako prozorčić za bljesak dodiruje kožu, uključit će se postojano zeleno svjetlo. (Sl. 16)

Fig. 16



- Pritisnite tipku za aktivaciju bljeska kako biste aktivirali bljesak. Očekujte svijetli bljesak svjetla (sličan bljeskalici fotoaparata) i trebali biste imati blagi osjećaj topline.

- ✳ NAPOMENA:** Uređaj može bljeskati otprilike svakih 5 sekundi. Tijekom tog vremena na zaslonu se pojavljuje ikona pješčanog sata (Sl. 17). Kad je uređaj spreman za ponovno bljeskanje, ikona će nestati i pojavit će se postojano zeleno svjetlo (ako je glavni dio za tretman u potpunom kontaktu s kožom).

Fig. 17






Fig. 18

- Tretirajte kožu prema mrežastom uzorku. (Sl. 18)

- Za postizanje najboljih rezultata slijedite smjernice na Sl. 19 koje prikazuju preporučeni broj bljesaka prema području lica.



- \* **SAVJET:** Zategnite kožu za dobivanje boljeg kontakta - konture lica mogu otežati potpuni pritisak senzora kontakta s kožom u određenim područjima. Kako biste dobili bolji kontakt s kožom možda je jednostavnije usnice prevući preko gornjih zuba ili jezikom zategnuti obraze.
- Uređaj je opremljen 'Brojačem bljesaka u sesiji' koji Vam pomaže u brojanju korištenih bljesaka u jednom tretmanu. (Sl. 20). Taj broj se vraća na početak svaki put kad se uređaj uključi.



## 👁️ NJEGA NAKON TRETMANA

Nakon tretmana, moguća je pojava laganog crvenila ili osjećaja topline na koži. To je normalno i brzo će nestati. Da biste izbjegli iritacije kože nakon tretmana, poduzmite sljedeće mjere:

- Izbjegavajte izlaganje suncu 24 sata nakon tretmana. Zaštitite kožu faktorom SPF 30 tijekom 2 tjedna nakon svakog tretmana.
- Ne produljujte izlaganje suncu primjerice sunčanjem, koristeći solarij, ili preparate za samotamnjenje najmanje 2 tjedna nakon posljednjeg tretmana.
- Nakon tretmana, održavajte područje čistim i suhim i pijte puno vode kako biste hidratizirali kožu.
- Ne kupajte se i ne tuširajte se vrućom vodom i ne koristite kabine s parnim tuševima i saune 24 sata nakon tretmana.
- Ne sudjelujte u kontaktnim sportovima 24 sata nakon tretmana.
- Ne depilirajte se (voskom, čupanjem, depilacijom koncem ili kremama) tijekom tretmana – brijanje je prihvatljivo samo ako ga ne izvodite 24 sata nakon svakog tretmana.
- Ne koristite kreme za izbjeljivanje ili parfimirane proizvode 24 sata nakon tretmana.


## 👁️ ČIŠĆENJE UREĐAJA i-LIGHT REVEAL

- ⚡ **OPREZ:** Prije čišćenja uređaja i-Light REVEAL provjerite je li uređaj ISKLJUČEN i kabel za napajanje izvučen iz uređaja.
  - Redovito čišćenje pomaže postizanju optimalnih rezultata i dugog vijeka uređaja.
  - Za nježno brisanje površina i prozorčića za bljesak, glavnog dijela za tretman i senzora tona kože, koristite čistu krpicu koja ne ostavlja dlačice (jedna je priložena uz uređaj) ili štapić s vatom. Ako je potrebno, možete ovlažiti krpicu ili štapić s vatom vodom i blagim sapunom.
  - Pustite uređaj da se potpuno osuši prije ponovne uporabe.
- ⚡ **UPOZORENJE:** ako je prozorčić za bljesak napuknut ili slomljen, jedinica se ne smije koristiti. Nikad ne grebite po filterskom staklu ili metalnoj površini unutar glavnog dijela za tretman.
- ⚡ **OPREZ:** i-Light je visokonaponski uređaj. Nikad ga ne uranjajte u vodu. Nikad ne čistite uređaj ili bilo koji njegov dio pod tekućom vodom ili u perilici posuđa.
  - Ne koristite sredstva za čišćenje na bazi petroleja ili zapaljiva sredstva jer postoji opasnost od požara. Za čišćenje uređaja nikad ne koristite grube spužvice, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine kao što su nafta ili aceton.

## ➔ UKLANJANJE SMETNJI / SPREMANJE / ODRŽAVANJE




- ✳️ **Održavanje uređaja i-Light Reveal**
- ⚡ **OPREZ:** prije provođenja postupka održavanja uređaja i-Light provjerite je li prekidač ISKLJUČEN i električni kabel izvučen iz postolja.
- ✳️ **Zamjena glavnog dijela za tretman**
  - Glavni dio za tretman može izvršiti 6.000 bljesaka neovisno o postavci razine intenziteta. Kad glavni dio za tretman iskoristi sve bljeskove, mora se zamijeniti.
  - Ikona 'Preostalog vijeka trajanja žarulje' na zaslonu Vas upozorava kad je broj preostalih bljeskova nizak (Sl. 21).

Fig. 21





- Prikaz preostalog vijeka trajanja žarulje (Sl. 22).

STANJE	PUNA	DJELOMIČNO PUNA	PRAZNA
Prikaz preostalog vijeka trajanja žarulje	Nova žarulja omogućuje 6.000 bljeskova i boja kojom je ispunjena žarulja je postojana.	Kad je preostali broj bljeskova niži od 300, boja kojom je ispunjena žarulja postaje crna.	Vijek trajanja žarulje je završen i cijela žarulja trepće. Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom 'bip'. Glavni dio za tretman mora se zamijeniti.
IKONA			

✱ **NAPOMENA:** glavni dio za tretman mora se zamijeniti ako je cijev lampe slomljena.

1. Pritisnite tipke za otpušanje glavnog dijela za tretman, lagano ga povucite i izvadite. (Sl. 23).
2. Zamijenite novim glavnim dijelom za tretman, pazite da sjedne na mjesto. (Sl. 24).

Fig. 23





Fig. 24







✱ **Spremanje**

- Isključite jединicu, izvucite električni kabel iz utičnice i ostavite jединicu da se ohladi 10 minuta prije spremanja.
- Jединicu spremite na suho mjesto na temperaturi između 15°C i 35°C.


## ✳ Rješavanje problema

- Prije uporabe uređaja i-Light uvijek u cijelosti pročitajte ove upute.
- U slučaju bilo kakvih problema s uređajem i-Light, u ovom vodiču za uklanjanje smetnji pronaći ćete moguća rješenja za većinu najčešćih problema na koje možete naići tijekom uporabe uređaja i-Light.
- Ako unatoč tomu što ste slijedili upute u ovom odjeljku i dalje postoje problemi, molimo vas da se za daljnju pomoć obratite Remington® servisnom centru.

Problem	Mogući uzrok	Radnja
<p>Uređaj se ne uključuje.</p>	<p>Uređaj nije napunjen. S uređaja se treba dvaput oglasiti zvučni signal 'bip' i na LCD zaslonu će se pojaviti ovaj prikaz.</p> 	<p>Osigurajte da je uređaj potpuno napunjen; stavite kabel za punjenje u zidnu utičnicu. Ikona punjenja baterije treba se pojaviti na LCD zaslonu. Kad je uređaj potpuno napunjen, indikator vijeka trajanja baterije bit će pun.</p> 
	<p>Glavni dio za tretman nije potpuno pričvršćen. S uređaja se treba dvaput oglasiti zvučni signal 'bip' i na LCD zaslonu će se pojaviti ovaj prikaz.</p> 	<p>Osigurajte da je glavni dio za tretman ispravno pričvršćen na uređaj.</p> <p>Kad je glavni dio za tretman ispravno pričvršćen, trebali biste čuti 'klik', a svjetla i zvučni signal 'bip' se gase.</p>


Problem	Mogući uzrok	Radnja
<p>Kad držim uređaj naspram kože, ništa se ne dešava. S uređaja se ne čuje zvučni signal 'bip' niti nakon nekoliko sekundi.</p>	<p>Možda trebate izvršiti test tona kože. Na LCD zaslonu će se pojaviti sljedeći prikaz:</p> 	<p>Postavite trepćuće narančasto svjetlo naspram kože područja koje namjeravate tretirati.</p> <p>Uređaj može zahtijevati još jedan test tona kože:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ako uređaj nije korišten pet minuta;</li> <li>- ako ste napravili pauzu u pola tretmana;</li> <li>- ako ste isključili i potom ponovno uključili uređaj.</li> </ul>
	<p>Glavni dio za tretman nije u potpunom kontaktu s kožom.</p>	<p>Provjerite da glavni dio za tretman dodiruje kožu. Uređaj neće treptati dok glavni dio za tretman nije u potpunom kontaktu s kožom.</p>
	<p>Pokušavate tretirati mala područja kao što su ona između obrva ili blizu očiju.</p>	<p>Za Vašu sigurnost, uređaj se NE <b>SMIJE</b> koristiti u blizini očiju, obrva ili trepavica.</p>

Problem	Mogući uzrok	Radnja
<p>Kad pritisnem tipku za bljeskanje, uređaj ne emitira bljesak svjetlosti.</p>	<p>Glavni dio za tretman nije u potpunom kontaktu s kožom.</p>	<p>Provjerite da glavni dio za tretman dodiruje kožu. Uređaj neće treptati dok glavni dio za tretman nije u potpunom kontaktu s kožom.</p>
	<p>Niste pričekali dovoljno vremena između dva bljeska.</p>	<p>Potrebno je otprilike 5 sekundi kako bi se uređaj ponovno napunio između dva bljeska. Kad je uređaj spreman za ponovno bljeskanje, pojavit će se postojano zeleno svjetlo.</p>
	<p>Potrebno je zamijeniti glavni dio za tretman; na LCD zaslonu bit će prikazana ikona 'Završen vijek trajanja žarulje' koja će se naizmjenično uključivati i isključivati.</p>	<p>Osigurajte da ikona vijeka trajanja žarulje nije prazna i da ne trepće. Ako ikona trepće, isključite uređaj i zamijenite glavni dio za tretman.</p>

Problem	Mogući uzrok	Radnja
Kad pritisnem tipku za bljeskanje, uređaj ne emitira bljesak svjetlosti.	<p>Potrebno je izvjesno vrijeme kako bi se uređaj ohladio. S uređaja se treba jednom oglasiti zvučni signal 'bip' i na LCD zaslonu će se pojaviti ovaj prikaz.</p> 	<p>Pričekajte nekoliko minuta kako bi se uređaj ohladio. Nemojte isključiti uređaj jer će prikaz nestati kad je uređaj ponovno spreman za uporabu. Pod normalnim uvjetima to je neobičan slučaj; međutim, može se dogoditi ako jedinica postane prevruća.</p>
	<p>Prostorija je previše topla za hlađenje uređaja.</p>	<p>Koristite i-Light REVEAL u hladnijem prostoru, gdje je temperatura niža od 27 °C (ili 80 °F).</p>

<b>Problem</b>	<b>Mogući uzrok</b>	<b>Radnja</b>
Izvršio/la sam test tona kože; svjetlo je postalo narančasto i oglasio se zvučni signal 'zujanja'.	Vaša koža može biti previše tamna za tretman.  Upućujemo Vas na kartu kože koja se nalazi na početku ovog priručnika.	Ne možete koristiti uređaj i-Light REVEAL s Vašim tonom kože. Molimo obratite se najbližem servisnom centru.
	Niste ispravno koristili senzor tona kože.	Ako senzor tona kože (trepćuće narančasto svjetlo) ne dodiruje kožu dobro, uređaj će se oglasiti sa zvučnim signalom odbijanja. Pokušajte odlučno pritisnuti senzor tona kože naspram kože.
	Senzor tona kože ne radi.	Molimo obratite se najbližem servisnom centru.

<b>Problem</b>	<b>Mogući uzrok</b>	<b>Radnja</b>
Na prozorčiću za bljesak nakupila se prljavština ili ostatci.	Uređaj treba očistiti.	Slijedite upute za čišćenje navedene u ovom priručniku.

Problem	Mogući uzrok	Radnja
Uređaj: - ne radi; - oglašava se zvučnim signalom; - prikazuje ovaj simbol (uključujući i brojnu oznaku):  	Uređaj neispravno radi i može biti potrebna intervencija servisa.	Obratite se najbližem servisnom centru uz navođenje brojne oznake koja se pojavila na zaslonu.

- \* **NEMOJTE** pokušavati otvoriti ili vršiti popravak uređaja. Samo servisni centri ovlašteni za popravak uređaja i-Light REVEAL smiju obaviti popravke.
- Otvaranjem uređaja mogli biste se izložiti opasnim električnim komponentama i pulsnoj svjetlosnoj energiji, koje mogu uzrokovati teška tjelesna oštećenja i/ili stalnu ozljedu očiju. Isto tako, pokušaj otvaranja uređaja može oštetiti sam uređaj i poništiti jamstvo. Obratite se najbližem servisnom centru ako je potrebno popraviti Vaš uređaj.



## ZAŠTITA OKOLIŠA

Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.



Дякуємо, що придбали продукцію компанії Remington®. Уважно прочитайте наведені інструкції та зберігайте їх у безпечному місці.

Перед використанням виробу зніміть всі елементи пакування.



## ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ УНИКНЕННЯ РИЗИКУ ОПІКІВ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПОЖЕЖ АБО ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ.**
- 2 Тримайте штекер та шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- 3 Не використовуйте пристрій, якщо його шнур пошкоджено. Заміну пристрою можна здійснити в міжнародних центрах обслуговування компанії.
- 4 Зберігайте пристрій у діапазоні температур від 15° С до 35° С.
- 5 Не використовуйте інші насадки, окрім тих, що входять до комплекту пристрою.
- 6 Не перекручуйте, не переламуйте та не намотуйте кабель навколо пристрою.
- 7 Корпус пристрою не призначений для миття та не має водовідштовхувальні властивості. Уникайте потрапляння пристрою до рідини; не експлуатуйте його поряд із водою у ванній кімнаті, біля басейну або інших резервуарів із водою; не експлуатуйте пристрій поза приміщенням.
- 8 Слідкуйте за тим, щоб кабель та адаптер не намокали. Не намагайтеся дістати пристрій, якщо він упав у воду: спочатку його слід негайно вимкнути із розетки живлення.
- 9 Не підключайте та не відключайте пристрій від мережі живлення вологими руками.
- 10 Використання зазначеного пристрою дітьми віком від 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, браком досвіду або знань допускається виключно за умови додаткового контролю або інструктажу й усвідомлення пов'язаних із таким використанням ризиків. У жодному разі не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування цього пристрою може здійснюватися дітьми виключно за умови досягнення ними 8-річного віку та контролю з боку батьків. Зберігайте пристрій та кабель до нього поза зоною досяжності дітей молодше 8 років. Цей продукт має використовуватися дорослими або під наглядом відповідальної дорослої людини.
- 11 Зберігайте пристрій та кабель до нього поза зоною досяжності дітей молодше 8 років.
- 12 Прилад повинен постачатися разом зі схваленими безпечними ізолюючими адаптерами PA-0510E (для Європи) і PA-0510U (для Сполученого Королівства) вихідною потужністю 5 В постійного струму, 1000 мА (потужність адаптера) або схваленим захисним ізолюючим адаптером WR9QA1200LMDG2720(R) вихідною потужністю 5 В постійного струму, 1200 мА (потужність адаптера).
- 13 **НЕ ЗАКРИВАЙТЕ** жодних вентиляційних отворів під час використання, оскільки вони допомагають зберігати пристрій холодним упродовж його дії. Це може призвести до перегрівання пристрою.
- 14 **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ**, якщо упаковка або пристрій виглядають пошкодженими, а також якщо будь-яка частина пристрою тріснула чи зламана. Це може збільшити ризик ушкодження шкіри або очей лампою-спалахом.
- 15 Цей пристрій не призначено для комерційного використання або роботи в перукарнях.



## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПРИСТРІЙ

- 1 Вікно спалаху
- 2 Головка для обробки
- 3 Кнопка звільнення головки
- 4 Датчик тону шкіри
- 5 Кнопка спалаху
- 6 РК-дисплей
- 7 Безворсова тканина
- 8 Сумка для зберігання (не показано на рисунку)

### РК-дисплей

- 9 Рівень заряду батареї
- 10 Лічильник кількості спалахів під час сеансу
- 11 Ресурс лампи
- 12 Рівень енергії
- 13 Кнопка рівня енергії
- 14 Увімкнення/вимкнення живлення
- 15 Адаптер живлення

## ЗНАЙОМСТВО З i-LIGHT REVEAL

### ✦ Що таке i-Light?

Система i-Light — революційний пристрій, в основу якого покладено застосування світла, розроблений для усунення небажаного волосся з тіла та жіночого обличчя в домашніх умовах.

i-Light REVEAL використовує клінічно-випробовану технологію, схожу на ту, що використовується професійними дерматологами та салонами, яку оптимізовано для особистого оброблення менших ділянок.

### ✦ Що таке технологія інтенсивних імпульсних джерел світла IPL (Intense Pulse Light) і як працює i-Light REVEAL?


Технологія інтенсивних імпульсних джерел світла IPL (Intense Pulsed Light) — добре обґрунтована технологія, що використовується у всьому світі вже понад 15 років. i-Light REVEAL застосовує цю технологію для скерування інтенсивних імпульсних джерел світла на вашу шкіру.

Імпульси працюють під поверхню шкіри, щоб досягнути волосся при його коренях, сприяючи припиненню його росту. (Рис. 1).

Енергія імпульсу світла спрямована на темне забарвлення, і найкращі результати досягаються на темнішому волоссі.

Щоб запобігти скеруванню імпульсів на темну шкіру (і її можливого пошкодження), i-Light REVEAL слід використовувати лише на шкірі світлих і середніх тонів (I—IV).

Fig. 1



### ✳ Чого очікувати від i-Light REVEAL

Результати помітні не відразу, але більшість користувачів почне помічати меншу кількість волосся протягом 1—2 тижнів від початку застосування. Упродовж цього часу може здаватися, що волосся все ще росте, але насправді воно «виштовхується». (Рис. 2).

Fig. 2



Важливо продовжувати застосовувати повний режим обробки, щоб гарантувати проведення процедури для кожної активної волосинки. Повний режим проведення процедури — що 2 тижні для трьох обробок. Індивідуальні результати можуть відрізнятися; для отримання оптимальних результатів може знадобитися проведення додаткових процедур.

Волосся почне рости менш густим, тоншим і світлішим, ніж спочатку. Такий ріст є абсолютно нормальним і слід його очікувати.

Найкращі результати досягаються, коли після завершення початкового курсу проведення процедур повторювати їх регулярно щотижня протягом 6—12 тижнів (можливо довше на темніших тонах шкіри).



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

### ◆ ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

#### Перед початком використання i-Light REVEAL:

Прочитайте всю інформацію про попередження і застережні заходи. Перед початком використання перевірте, чи підходить вам i-Light REVEAL.

Щоб визначити, чи пристрій вам підходить, скористайтеся діаграмою тонів шкіри, наведеною на коробці та на початку цієї інструкції, а також вбудованим датчиком шкіри.

Щоб переконатися, що пристрій вам підходить, скористайтеся діаграмою кольорів волосся на початку цієї інструкції.

## ✳ Тип шкіри

Див. діаграму кольорів шкіри на стор. 2.

- Не використовуйте на темній від природи шкірі, оскільки це може призвести до виникнення опіків, пухирів і зміни кольору шкіри.
- Не використовуйте на засмаглій шкірі чи на шкірі, яка нещодавно піддавалася дії сонця, оскільки це може викликати опіки або ушкодження шкіри.
- i-Light REVEAL не є ефективним для усунення природно білого, сівого, білявого чи рудого волосся на тілі або обличчі.

## ✳ Ділянки, на яких процедури не проводяться:

- Не використовуйте на шкірі голови чи вух.
- Не використовуйте в чоловіків на шкірі обличчя або шиї.
- Не використовуйте вище за вилицю (при використанні на обличчі в жінок).
- Не використовуйте на сосках, навколососкових кільцях або статевих органах.
- Не використовуйте, якщо на ділянці, яка піддається обробці, є татування або перманентний макіяж.
- Не використовуйте на темно-коричневих або чорних місцях, таких як родимки, родимі плями чи веснянки.
- Не використовуйте на ділянках, де нещодавно проводилася хірургічна операція, глибокий пілінг, лазерне шліфування, а також на шрамах або шкірі, пошкодженій опіками.

## ✳ Коли не можна/не слід використовувати i-Light REVEAL

- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, якщо у вас ЗАСМАГЛА ШКІРА на ділянці проведення процедури, оскільки ваша шкіра може бути занадто темною, і проведення процедури на засмаглих ділянках може тимчасово викликати опухлість, пухирі чи зміну кольору вашої шкіри. Перед проведенням процедури зачекайте, доки засмага зникне.
- Не використовуйте на шкірі з нанесеною косметикою, оскільки обробка таких ділянок може тимчасово викликати опухлість, пухирі чи зміну кольору вашої шкіри. Обов'язково ретельно очистіть відповідну ділянку шкіри, перш ніж використовувати на ній прилад.
- НЕ СПРЯМОВУЙТЕ імпульс декілька разів на одне місце впродовж одного сеансу, оскільки це може тимчасово викликати опухлість, пухирі чи зміну кольору вашої шкіри.
- НЕ ПІДДАВАЙТЕ одну ділянку обробці більше ніж раз на тиждень, оскільки це не пришвидшить досягнення результатів, але може збільшити ймовірність виникнення опухлості, пухирів або зміни кольору вашої шкіри.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ на пошкодженій шкірі, зокрема з відкритими ранами, герпесом, сонячними опіками, а також на ділянках, на яких проводився пілінг або інша процедура шліфування в межах останніх 6—8 тижнів.



- Не використовуйте на подразненій шкірі, зокрема на шкірі з висипом або опухлістю. Такі умови можуть зробити шкіру більш чутливою. Перед проведенням процедури дочекайтеся загоєння ураженої ділянки.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ, якщо ваша шкіра чутлива до світла. Щоб визначити, чи можна вам користуватися i-Light REVEAL, спробуйте на маленькій ділянці шкіри та зачекайте 24 години, щоб побачити, чи є будь-які несприятливі реакції, перш ніж обробляти більшу ділянку.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ в період вагітності, потенційної вагітності чи годування грудьми. i-Light REVEAL не перевірявся на вагітних жінках. Гормональні зміни є типовими впродовж вагітності чи годування грудьми та можуть підвищити чутливість шкіри, а отже і ризик її uszkodження.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ імпульс на будь-який інший матеріал, окрім шкіри.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ цю модель (IPL2000) із будь-якою іншою метою, крім усунення волосся.
- НЕ ПРОВІДЬТЕ процедуру на ділянці, якщо можете захотіти, щоб волосся там відросло знову.
- Результати можуть бути постійними та безповоротними.
- ✳ **УВАГА!** Уникайте проведення процедури на ділянках, які містять тільки пушкове волосся (дуже тонке волосся), оскільки це може призвести до небажаного відростання волосся.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ на обличчі, якщо у вас був герпес; використання IPL або будь-якої процедури, що викликає подразнення шкіри, може спричинити рецидив герпесу. Якщо у вас проводилася професійна, клінічна чи самостійна процедура усунення волосся з використанням лазера, IPL-технології чи методу електролізу, зачекайте щонайменше 6 місяців перед використанням i-Light REVEAL. Якщо ви усували волосся воском, вищипували або епілювали волосся на ділянці лікування, зачекайте щонайменше 6 тижнів перед використанням i-Light REVEAL.
- Пристрій використовує волосся під вашою шкірою, щоб блокувати його ріст у корені, тому це не ефективно, якщо волосся було витягнуто.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ безпосередньо над або біля активних медичних виробів для імплантації, таких як електрокардіостимулятор, внутрішній дефібрилятор або пристрої для введення інсуліну. Хоча під час клінічних досліджень не виявлено жодних проблем, пов'язаних із застосуванням цього пристрою, рекомендується дотримуватись усіх попереджень, що стосуються активних медичних виробів для імплантації при використанні електронних пристроїв, щоб запобігти будь-якій відмові чи порушенню роботи активного виробу для імплантації.
- Не використовуйте над або біля будь-чого штучного, як наприклад силіконові імплантанти, контрацептивні імплантанти Implanon, електрокардіостимулятори, порти підшкірного введення інсуліну (дозатори інсуліну) або піпсинг.
- Устаткування безпроводних комунікацій може вплинути на пристрій i-Light REVEAL і повинно зберігатися на відстані щонайменше 3,3 м.
- Не використовуйте над або біля пломб або зубних імплантантів.

---

## ПІДГОТОВКА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

---

### ✳ ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАРЯДЖАННЯ

- Перед першим використанням переконайтеся, що пристрій повністю заряджений.
- Вставте адаптер у пристрій, а потім в розетку.

- Повний цикл заряджання триватиме до 1,5 години.
- Залежно від вибраного рівня енергії, один повний заряд може забезпечити приблизно 100 спалахів (нижчі рівні енергії забезпечать більшу кількість спалахів протягом одного використання заряду).

## ✳ Функція швидкої підзарядки

- Пристрій має також функцію швидкого заряджання.
- Для використання цієї функції заряджайте пристрій протягом 15 хвилин.
- Це забезпечить приблизно 20 спалахів.
- Під час заряджання батареї, на РК-дисплеї відобразиться піктограма заряджання. (Рис. 3).
- Коли батарею буде повністю заряджено, на РК-дисплеї відобразиться піктограма повної батареї. (Рис. 4).

Fig. 3



Fig. 4



- Упродовж використання статус батареї відображається на РК-дисплеї за допомогою піктограми «Рівень заряду батареї». (Рис. 5).

Fig. 5



- ✳ ПРИМІТКА. Пристрій не може використовуватися, коли він під'єднаний або заряджається.
- ✳ Порада. Рекомендуємо заряджати пристрій після кожного використання, щоб забезпечити, що він повністю заряджений і готовий для наступного використання.

## ВИКОРИСТАННЯ I-LIGHT REVEAL ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЦЕДУРИ

### ✳ Тест тону шкіри

1. Перегляньте попередження і застережні заходи.
2. Ознайомтеся з особливостями i-Light.
3. Подивіться діаграму тонів шкіри, щоб переконатися, що колір вашої шкіри знаходиться в прийнятному діапазоні. (Рис. 6).




Fig. 6

4. Увімкніть пристрій, натискаючи на кнопку живлення. (Рис. 7).

Fig. 7





Fig. 8



Fig. 9



- ✳ ПРИМІТКА. При кожному вмиканні пристрою вам буде запропоновано перевірити тон своєї шкіри. На РК-дисплеї буде відобразитися піктограма «датчик тону шкіри». (Рис. 8).

Датчик тону шкіри розміщений на тильній стороні пристрою і показуватиме блимаюче оранжеве світло. (Рис. 9)

5. Щільно притисніть датчик тону шкіри (блимаюче оранжеве світло) до шкіри в ділянці, на якій буде проведено процедуру, й утримуйте впродовж 2 секунд. (Рис. 10).

Fig. 10



- Зчитування результату відбувається автоматично.
  - Постійне оранжеве світло та гудіння = можливо, ваша шкіра занадто темна
  - Постійне зелене світло та гудок = тон шкіри підходить
- ✳ **ПРИМІТКА.** Ви повинні повторювати тест тону шкіри для кожної ділянки, на якій бажаєте проводити процедуру.

### ✳ Вибір рівня енергії

- Пристрій автоматично встановлюватиметься на рівень енергії 1 щоразу при його ввімкненні. Щоб змінити рівень, натисніть кнопку вибору рівня енергії. (Рис. 11).

Fig. 11



- Після досягнення рівня 3 повторне натискання кнопки рівня енергії поверне настройки до рівня енергії 1.
- i-Light REVEAL має 3 рівні енергії. Рівень 1 (1 поділка) — найнижчий і рівень 3 (3 поділки) — найвищий.

- ✳ **Порада.** Для досягнення найбільш ефективних результатів завжди використовуйте найвищий рівень енергії, який не викликає дискомфорту на шкірі.

### ✳ Перевірте i-Light REVEAL на своїй шкірі

- Перед проведенням першої процедури перевірте пристрій i-Light REVEAL на маленькій ділянці шкіри та зачекайте 24 години, щоб переконатися, що немає жодних негативних реакцій.
- Почніть при рівні енергії 1 і спрямуйте один імпульс на шкіру.
- Спрямуйте імпульс на шкіру, щільно прикладаючи вікно спалаху до шкіри. Ви почуєте подвійний гудок, і датчик тону шкіри повинен показати постійне зелене світло. Натисніть кнопку спалаху, щоб подати імпульс. (Рис. 12).

Fig. 12



- ✳ **Порада.** Корисно користуватися дзеркалом, щоб бачити датчик тону шкіри. Якщо світло, що відбивається, є неприємним для зору, ви можете закривати очі перед кожним спалахом.

- Невеликий або помірний дискомфорт — це нормальне явище. Якщо спалах на рівні енергії 1 терпимий, збільште його до рівня енергії 2. Пересуньте пристрій в інше місце та повторно направте світловий імпульс i-Light REVEAL. Повторюйте цей процес, доки не підберете відповідне налаштування.
- Зачекайте 24 години, а потім огляньте ділянку, на якій проводилася перевірка. Якщо шкіра виглядає нормальною, продовжуйте виконувати процедуру з виставленим рівнем енергії, який вам підходить.
- ✳ **ПРИМІТКА.** Необхідно перевірити пристрій на кожній ділянці обличчя або тіла, на якій ви плануєте провести процедуру.

✳ **Проведіть процедуру на вибраних ділянках із використанням пристрою i-Light**

✳ **Підготуйте свою шкіру для процедури**

1. Переконайтеся, що ділянка, на якій має проводитися процедура, чиста та не містить слідів олійок, дезодорантів, парфумів, макіяжу, лосьйонів і кремів. Збрийте або підріжте волосся на ділянці, яка має піддаватися процедурі, і переконайтеся, що шкіра чиста та суха. При підрізанні волосся слід вкоротити до менш ніж 0,5 мм. (Рис. 13).

Fig. 13



2. Ніколи не використовуйте віск, епіляцію, пінцет або депіляційні продукти, щоб усунути волосся, оскільки вони перешкоджають процесу IPL.

✳ **Підготуйте пристрій для процедури**

Використайте датчик тону шкіри, щоб розблокувати пристрій. (Рис. 14).  
Виберіть рівень енергії. (Рис. 15).

Fig. 14





Fig. 15





## 👁 ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ


- Щільно притисніть вікно спалаху до шкіри. Зелене світло постійно горітиме, якщо вікно спалаху торкається шкіри. (Рис. 16).

Fig. 16



- Натисніть кнопку спалаху, щоб подати імпульс. Слід очікувати, що ви побачите яскравий спалах світла (подібний до спалаху фотокамери) і відчуєте помірне тепло.
- ✳ ПРИМІТКА. Пристрій може спалахувати приблизно кожні 5 секунд. Упродовж цього часу на дисплеї відобразиться піктограма пісочного годинника. (Рис. 17). Коли пристрій готовий до повторного спалаху, піктограма зникне та горітиме постійне зелене світло (якщо головка пристрою знаходиться в повному контакті зі шкірою).

Fig. 17



- Проводьте процедуру методом сітки. (Рис. 18).
- Для досягнення найкращих результатів дотримуйтеся вказівок із рис. 19, які показують рекомендоване число спалахів на ділянку обличчя.

КОЖНА СКРОНЯ: 10

ЩОКА: 25

ВИЩЕ ГУБ: 10

ПІДБОРІДДЯ: 20

ШИЯ: 25





Fig. 19

- ✳ Щоб допомогти вам підрахувати кількість спалахів упродовж однієї процедури, пристрій обладнано лічильником спалахів. (Рис. 20). Він повертається до нуля після кожного вимикання пристрою.



## 👁 ДОГЛЯД ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

Після проведення процедури можливе незначне почервоніння шкіри чи відчуття тепла. Це нормальне явище, яке швидко зникне. Щоб уникнути подразнення шкіри після обробки, дотримуйтесь описаних нижче застережних заходів.

- Після проведення процедури можливе незначне почервоніння шкіри чи відчуття тепла. Це нормальне явище, яке швидко зникне. Щоб уникнути подразнення шкіри після обробки, дотримуйтесь описаних нижче застережних заходів.
- Уникайте впливу сонця впродовж 24 годин після процедури. Захищайте шкіру засобами із сонцезахисним фактором SPF 30 упродовж 2 тижнів після кожної процедури.
- Не перебувайте на сонці надто довго, не засмагайте, не відвідуйте солярій і не застосовуйте креми для автозасмаги щонайменше впродовж 2 тижнів після останньої процедури.
- Після проведення процедури зберігайте ділянку чистою і сухою, пийте багато води, щоб підтримувати гідратацію шкіри.
- Не приймайте гарячі ванни, душі, не ходіть у бані та сауни впродовж 24 годин після процедури.
- Не беріть участь у контактних видах спорту впродовж 24 годин після процедури.
- Під час процедури не усувайте волосся (за допомогою воскування, вищипування, епіляції чи кремів) — дозволяється бриття, але не раніше ніж через 24 години після кожної процедури.
- Не користуйтеся відбілюючими кремами або ароматизованими продуктами впродовж 24 годин після процедури.

## 👁 ОЧИЩЕННЯ ПРИСТРОЮ I-LIGHT REVEAL

- ⚡ **УВАГА!** Перед очищенням i-Light REVEAL переконайтеся, що пристрій вимкнено і від нього від'єднано шнур живлення.
- Регулярне очищення допомагає гарантувати досягнення оптимальних результатів і довгого терміну служби пристрою.

- Використовуйте чисту безворсову тканину (одна надається разом із пристроєм) або ватний тампон, щоб обережно витерти поверхню пристрою, вікно спалаху, головку для обробки та датчик тону шкіри. Якщо потрібно, можна зволожити тканину чи ватний тампон водою і м'яким милом.
- Дозвольте пристрою повністю висохнути перед повторним використанням.
- ◆ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Якщо вікно спалаху тріснуло або розбите, пристрій не можна використовувати. Не дряпайте скло фільтра чи металеву поверхню всередині головки пристрою.
- ◆ **УВАГА!** i-Light — це пристрій високої напруги. Не занурюйте його у воду. Не очищуйте пристрій або будь-яку з його частин під краном або в посудомийній машині.
- Не використовуйте миючі засоби на основі бензину чи легкозаймисті детергенти через небезпеку займання. Не користуйтеся губками, абразивними миючими засобами або агресивними рідинами, такими як олія або ацетон, для очищення пристрою.

## ➔ ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ / ЗБЕРІГАННЯ / ОБСЛУГОВУВАННЯ


### ✳ Обслуговування пристрою i-Light Reveal

- ◆ **УВАГА!** Перед проведенням обслуговування переконайтеся, що пристрій вимкнено і шнуру живлення від'єднано від базового блоку.

### ✳ Заміна головки для обробки

- Головка може забезпечувати 6000 спалахів, незважаючи на налаштування рівня енергії. Після вичерпання потужності головки, необхідно її замінити.
- Піктограма ресурсу лампи на дисплеї попереджає, коли кількість спалахів, що залишилися, низька. (Рис. 21).

Fig. 21



- Відображення ресурсу лампи. (Рис. 22).

Статус	Повний	Частковий	Порожній
Відображення ресурсу лампи	НОВА ЛАМПА ЗАБЕЗПЕЧУЄ 6000 СПАЛАХІВ і відображається суцільним кольором	Коли залишилося менше ніж 300 спалахів, колір лампи зміниться на чорний	Ресурс лампи вичерпано, і ціла лампа блимає. Пристрій видаватиме звукові сигнали. Необхідно замінити головку.
ПІКТОГРАМА			

✳ ПРИМІТКА. Головку необхідно замінити, якщо трубка лампи розбита.

1. Натисніть кнопку звільнення головки та легко потягніть, щоб зняти головку. (Рис. 23).
2. Замініть її на нову, переконавшись, що вона встала на місце. (Рис. 24).

Fig. 23





Fig. 24






✳ Зберігання


- Вимкніть пристрій, відключіть його і дозвольте охолонути впродовж 10 хвилин перед зберіганням.
- Зберігайте пристрій у сухому місці за температури 15—35° С.

✳ Пошук та усунення несправностей


- Завжди повністю читайте цю інструкцію перед використанням пристрою i-Light REVEAL.

- При наявності будь-яких проблем з i-Light REVEAL, використовуйте ці вказівки з пошуку й усунення несправностей. Цей розділ містить найбільш загальні проблеми, з якими ви можете зіткнутися.
- Якщо виконання вказівок цього розділу не вирішило вашої проблеми, зверніться до місцевого сервісного центру Remington® для отримання подальшої допомоги.

Проблема	Можлива причина	Дія
<p>Пристрій не вмикається.</p>	<p>Пристрій не заряджений. Пристрій двічі подасть звуковий сигнал, а на РК-дисплеї з'явиться цей екран</p> 	<p>Переконайтеся, що пристрій повністю заряджений — вставте шнур живлення в розетку. Піктограма заряджання батареї повинна з'явитися на РК-дисплеї. Коли пристрій повністю заряджений, індикатор рівня заряду батареї буде повний.</p> 
	<p>Головка прикріплена не повністю. Пролунає подвійний звуковий сигнал, а на РК-дисплеї з'явиться цей екран.</p> 	<p>Переконайтеся, що головка належним чином прикріплена до пристрою. Коли головка встановлена правильно, пролунає клацання, а блимання і звукові сигнали припиняться.</p>

Проблема	Можлива причина	Дія
<p>Коли я прикладаю пристрій до шкіри, нічого не відбувається. Пристрій не видає звуковий сигнал навіть після декількох секунд.</p>	<p>Можливо, вам необхідно виконати перевірку тону шкіри. На РК-дисплеї з'явиться такий екран:</p> 	<p>Прикладіть блимаюче оранжове світло до шкіри, на якій буде проводитися процедура.</p> <p>Пристрій може потребувати проведення повторної перевірки тону шкіри, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>пристрій не використовувався протягом п'яти хвилин;</li> <li>ви робите перерву впродовж проведення процедури;</li> <li>Пристрій вимкнено, а потім увімкнено знову.</li> </ul>
	<p>Головка не повністю контактує зі шкірою.</p>	<p>Перевірте, чи головка торкається вашої шкіри. Пристрій не подасть спалах, доки головка не буде щільно доторкатися до шкіри.</p>
	<p>Ви пробуєте обробити маленьку ділянку, наприклад між бровами чи біля очей.</p>	<p>Для власної безпеки НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ пристрій біля очей, брів або вій.</p>


Проблема	Можлива причина	Дія
При натисканні кнопки спалаху світло не спалахує.	Головка не повністю контактує зі шкірою.	Перевірте, чи головка торкається вашої шкіри. Пристрій не подасть спалах, доки головка не буде щільно доторкатися до шкіри.
	Ви не зачекали достатньо довго між спалахами.	Пристрій потребує приблизно 5 секунд, щоб перезарядитися між спалахами. Коли пристрій готовий подати спалах знову, загориться постійне зелене світло.
	Головку необхідно замінити; РК-дисплей показуватиме піктограму вичерпання ресурсу лампи та блиматиме.	Переконайтеся, що піктограма терміну служби лампочки не є порожньою і не блимає. Якщо вона блимає, вимкніть пристрій і замініть головку.

Проблема	Можлива причина	Дія
<p>При натисканні кнопки спалаху світло не спалахує.</p>	<p>Пристрою потрібний деякий час для охолодження. Пристрій подасть звуковий сигнал, а на РК-дисплеї з'явиться цей екран:</p> 	<p>Зачекайте декілька хвилин, щоб пристрій охолодився. Не вимикайте пристрій, оскільки цей екран зникне, щойно пристрій буде готовий до повторного використання. За нормальних умов ця проблема виникає рідко, проте це може трапитися, якщо пристрій занадто нагрівся.</p>
	<p>У кімнаті занадто тепло для того, щоб пристрій міг охолотитися.</p>	<p>Використовуйте i-Light REVEAL у холоднішій середовищі, де температура становить менше ніж 27° C.</p>



Проблема	Можлива причина	Дія
Я виконав(-ла) тест тону шкіри, і світло стало оранжевим, а пристрій загудів.	Можливо, ваша шкіра занадто темна для проведення процедури. Подивіться діаграму тону шкіри на початку цієї інструкції.	Ви не можете використовувати пристрій i-Light REVEAL зі своїм тоном шкіри. Зверніться до місцевого сервісного центру.
	Ви неправильно скористалися датчиком тону шкіри.	Якщо датчик тону шкіри (блимаюче оранжеве світло) не торкається шкіри щільно, пролунає звуковий сигнал відхилення. Спробуйте притиснути датчик тону шкіри до шкіри щільно.
	Датчик тону шкіри не працює.	Зверніться до місцевого сервісного центру.

Проблема	Можлива причина	Дія
Вікно спалаху забруднене.	Необхідно почистити пристрій.	Дотримуйтеся вказівок з очищення, які наведено у цій інструкції.

Проблема	Можлива причина	Дія
<p>Пристрій: Не працює Подає звуковий сигнал Показує цей символ (у тому числі номер):</p>  <p>006</p>	<p>Пристрій не працює належним чином і може потребувати обслуговування.</p>	<p>Зверніться до місцевого сервісного центру та вкажіть номер, який з'явився на дисплеї.</p>

- \* **НЕ НАМАГАЙТЕСЯ** відкрити чи ремонтувати пристрій. Ремонт можуть проводити лише авторизовані центри ремонту i-Light REVEAL.
- Відкривши пристрій, ви можете зазнати впливу небезпечних електричних деталей та імпульсної світлової енергії. Кожна з цих небезпек може спричинити серйозні тілесні ушкодження і/або постійне ушкодження зору. Спроба відкрити пристрій може також ушкодити його та позбавити вашу гарантію чинності. Зверніться до місцевого сервісного центру, якщо ваш пристрій потребує ремонту.

## ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Для уникнення нанесення шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей, що пов'язана із використанням небезпечних речовин в електричних та електронних товарах, позначені вказаним символом пристрої не слід утилізувати разом із невідсортованим побутовим сміттям. Такі пристрої підлягають відновленню, повторному використанню або переробці.













## Model No IPL2000

Таşıма ве наклије сирасинда диккат едилекек хусуслар :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»

Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)  
100-240В~50/60Гц

14/INT/ IPL2000 T22-0002758 Version 07 /14

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,  
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,  
Germany

[www.remington-europe.com](http://www.remington-europe.com)

© 2014 SBI

